

# Pulsera Smart BP HR

## Manual del usuario

### 1. Requisitos de teléfonos

Android 4.2 o superior

IOS 8.0 o superior

Soporte BT4.0

### 2. Antes del uso

Por favor, asegúrese de que la carga de la batería de la pulsera es suficiente antes de su primer uso. Si la batería es demasiado baja para arrancar, por favor cargue primero.



### 3. Descargar APP "LEFUNG HEALTH"



### 4. Conectar APP

Método 1: Escanear el código QR (Para usuarios de Android)

Método 2: Buscar "LEFUNG HEALTH" en Apple Store o Android Market

Toque la tecla para arrancar, por favor, asegúrese de que la BT de su teléfono está abierta.

- Abra la aplicación "LEFUNG HEALTH" en su teléfono - Haga clic en la barra de menú en la esquina superior izquierda. Haga clic en "Device name / connection status" - Elija MAC IMEI que coincida con su banda.

## 5. Operación de Banda Inteligente

Una vez que la muñequera se haya conectado correctamente, sincronizará la hora y la fecha del teléfono. APP puede sincronizar el estado de movimiento, como podómetro, monitor de sueño, monitor de frecuencia cardíaca, presión arterial, etc.

## 6. Funciones

- Página de inicio: Visualización de la hora, fecha y alimentación, etc. -Reloj de alarma inteligente: Poner el reloj en APP, se vibrará para recordarlo a tiempo.
- Podómetro: Cuenta sus pasos en un día, despeje en 24 horas automáticamente, usted puede revisar los pasos del historial en APP.
- Calorías: Cuenta el consumo de calorías, se borra en 24 horas automáticamente, puedes consultar el historial en APP.
- Distancia recorrida: Cuenta la distancia recorrida, se borra en 24 horas automáticamente, puede consultar el historial en APP.
- Monitor de frecuencia cardíaca: Cambie a la interfaz del monitor de frecuencia cardíaca, que se probará automáticamente y guardará las fechas en APP.
- Monitor de presión sanguínea: Cambie a la interfaz del monitor de presión sanguínea, que realizará la prueba, y guardará las fechas en APP.
- Monitor de sueño: Abra la función de detección de sueño, detecte su estado de sueño en 24 horas. Guarde las fechas en APP.
- Recordatorio sedentario: En "Ajuste de la función de banda", active la función de recordatorio sedentario y ajuste la hora, se vibrará con el tiempo.
- Recordatorio de hidratación: En "Ajuste de la función de banda", encienda la función de recordatorio de consumo de bebida hidratante y ajuste de la hora, se sacudirá con el tiempo.
- Función anti perdida: En "Band function setting" (Ajuste de función de banda), active la función de anti perdida, la banda vibrará cuando el teléfono se encuentre a una distancia superior a la del bluetooth
- Mensaje de notificación: Después de la conexión, cuando el teléfono recibe el mensaje de QQ, wechat, SMS... la banda se iluminará y temblará.
- Recordatorio de llamada entrante: Después de la conexión, cuando hay una llamada entrante, la banda mostrará el mensaje de contacto para recordárselo.
- Agitar para seleccionar: En "Ajuste de la función de banda", abra esta función y haga clic en "Sacudir para sí mismo" en la barra de menús, sacuda la banda para tomar la foto.
- Dispositivo de búsqueda: Haga clic en "Dispositivo de búsqueda" en la barra de menú, la banda se agitará para recordarlo.

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso.