

# Bracelet intelligent de BP HR

## Manuel de l'utilisateur

### 1. Exigences en matière de téléphone

Android 4.2 ou supérieur

IOS 8.0 ou supérieur

Soutenir BT4.0

### 2. Avant l'utilisation

Veuillez vous assurer que la charge de la pile du bracelet est suffisante avant la première utilisation. Si la batterie est trop faible pour démarrer, veuillez la charger en premier.



### 3. Télécharger APP "LEFUN HEALTH"



### 4. Connecter APP

Méthode 1 : Scanner le code QR (pour les utilisateurs d'Android)

Méthode 2 : Recherchez "LEFUN HEALTH" dans l'Apple Store ou l'Android Market

Appuyez sur la touche pour commencer, assurez-vous que le BT de votre téléphone est ouvert.

- Ouvrez l'application "LEFUN HEALTH" sur votre téléphone - Cliquez sur la barre de menu dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur "Device name / connection status" - Choisissez le MAC IMEI qui correspond à votre groupe.

## 5. Fonctionnement des bandes intelligentes

Une fois que le bracelet est correctement connecté, il synchronise l'heure et la date de votre téléphone. L'APP peut synchroniser l'état des mouvements, comme le podomètre, le moniteur de sommeil, le moniteur de fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc.

## 6. Fonctions

-Page d'accueil : affichage de l'heure, de la date et de la puissance, etc. -Réveil intelligent : Réglez l'horloge sur APP, elle vibrera pour vous le rappeler à temps.

-Podomètre : comptez vos pas en une journée, effacez-les en 24 heures automatiquement, vous pouvez vérifier l'historique des pas dans APP.

-Calories : Comptez la consommation de calories, effacez en 24 heures automatiquement, vous pouvez vérifier l'historique dans APP.

-Distance parcourue : Comptez la distance parcourue, elle est effacée en 24 heures automatiquement, vous pouvez vérifier l'historique dans APP.

-Moniteur de fréquence cardiaque : Passez à l'interface du moniteur de fréquence cardiaque, il testera automatiquement et enregistrera les dates dans l'APP.

-Surveillance de la pression sanguine : Passez à l'interface de la surveillance de la pression sanguine, qui se testera elle-même, et enregistrez les dates dans APP.

-Moniteur de sommeil : Ouvrez la fonction de détection du sommeil, détectez votre état de sommeil en 24 heures. Enregistrez les dates dans APP.

-Rappel sédentaire : Dans "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction de rappel sédentaire et réglez l'heure, elle vibrera avec le temps.

-Rappel à l'hydratation : Dans "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction de rappel de la consommation de boissons hydratées et réglez l'heure, elle se mettra à trembler avec le temps.

-Fonction anti-perte : Dans le "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction anti-perte, la bande vibre lorsque le téléphone est à plus de distance que le bluetooth.

-Message de notification : Après la connexion, lorsque le téléphone reçoit le message de QQ, wechat, SMS... la bande s'allume et se met à trembler.

-Rappel entrant : après la connexion, lorsqu'il y a un appel entrant, la bande affichera le message de contact pour vous le rappeler.

-Secouez pour sélectionner : Dans "Band function setting", ouvrez cette fonction et cliquez sur "Shake for self" dans la barre de menu, secouez la bande pour prendre la photo.

-Appareil de recherche : Cliquez sur "Appareil de recherche" dans la barre de menu, la bande tremble pour vous le rappeler.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis.