

Remarque: lors du test de l'ECG, vous devez contacter les trois électrodes avec la peau

Pour la première utilisation, veuillez sortir le bracelet et le charger avec le chargeur correspondant. Lors de la charge, le bracelet s'allumera automatiquement (la méthode de charge est illustrée dans la figure suivante: retirez le corps du bracelet de la dragonne et branchez le port de charge sur le port USB standard. La tension de charge est de 5V.) La grille de la batterie s'affiche en défilement lors du chargement et la grille sera pleine lorsqu'elle sera complètement chargée







Branchez sur le

Scannez le code QR ou entrez dans les principaux marchés d'applications Téléchargez et installez "SmartHealth"



Surveillance de la fréquence cardiaque Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence cardiaque, Surveillance de la fréquence cardiaque, en temps réel Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface pour entrer dans la surveillance en temps réel. Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test. Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface pour entrer dans la surveillance en temps réel.

Les données de mesure peuvent être synchronisée l'application en temps réel avec un rapport de test.



Fonction de surveillance du sommeil

l'est après 10 minutes de port) Le test de température copporelle sera affecté par la différence de température environnementale e ne sert que de rappel d'avertissement. Veuillez vous référer à l'équipement médical professionnel et au diagnostic du médecin pour plus de détails

29) Français

Configuration requise pour le périphérique: iOS 9.0 et supérieur, Android 4.4 et supérieur, Bluetooth 4.0 est pris en charge. Ouvrez le client mobile pour configurer les informations personnelles Passez à la page "Périphérique" et cliquez sur le

périphérique de reliure

Cliquez sur votre appareil dans la

liste des appareils analysés.

(Reliure terminée

Voir les étapes, la distance, les calories graver en temps réel II peut synchroniser des applications dans temps pour voir les données de mouvement.

Passez à l'interface de test de température pour entrer la température en temps réel données de mesure et d'essai II peut être mis à jour vers le type

APP de façon synchrone et a un rapport de test arque: lors de la mesure de la tempéra trode inférieure doit être entièrement

Dans le menu APP, cliquez pans le menu AFF, chquez sur "Sélection du thème" Basculez l'interface principale / cadran. Les cadrans sont disponibles en 4

Lorsque vous vous endormez, le bracelet déterminer automatiquement pour entrer dans le sommeil mode de détection, et détecter automatiquement Calculez votre qualité de sommeil lorsque vous dormez sommeil profond / léger / réveil toute la nuit; dormir Les données peuvent être mises à jour vers l'APP simultanément.

Remarque: les données de sommeil ne sont disponibles que lorsque vous portez le bracelet pour dormir.

La page météo affiche la météo actuelle, l'air informations de qualité, et condition de demain Les informations météorologiques doivent être connectées à le client avant que les données puissent être obtenues Si vous vous déconnectez pendar longtemps, les informations météo ne sera pas mis à jour. Remarque: les paramètres du téléphone doivent être activés pour le positionnement

Maintenez erfoncée la touche tactile du Interface ECG, puis l'autre la main touche l'électrode avant du bracelet, trois électriques Contact avec la peau extrêmement complet, test, rapport de test Le rapport doit être consulté dans l'APP



Passez à l'interface de test de l'oxygène dans le sang pour entrer la détection en temps réel de l'oxygène dans le sang et données de mesure II peut être mis à jour vers l'APP de façon synchrone, et il y a un rapport de test.



Appuyez longuement pour accéder à la détection du mode sport. Il existe plusieurs modes sportifs parmi

lesquels choisir. Appuyez longuement pour entrer en mode sport, cliquez pour changer modes, appui long pour démarrer le calcul, appui long pour arrêter.



30) Français

Sur la page Plus de fonctions, appuyez sur et maintenez pendant trois secondes pour entrer dans le bas page de menu pour plus d'opérations.

Dans l'interface de message, vous pouvez afficher le message en trois secondes à Chang'an.Après avoir vu le message, appuyez et maintenez trois secondes pour sortir.



31) Français

Dans le menu APP, cliquez sur "Allumez votre poignet pour égayer l'écran "Allumé ou éteint.



Sur la page de réglage de la luminosité, appuyez et maintenez la touche tactile pour régler la luminosité de l'écran.



Sur la page de restauration du bracelet. appuyez longuement sur la touche tactile pour restaurer le bracelet.



Sur la page d'arrêt, appuyez longuement sur bracelet pendant plus de trois secondes pour se débarrasser de.



Sur l'interface de retour, maintenez enfoncée la touche tactile pour revenir au menu précédent.



La fonction de rappel doit être définie pour activer commutateur de rappel sur le côté APP, et garder le mobile éléphone et le bracelet connectés avec succès Bluetooth. Le message est un rappel de vibration.

- 1.N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur à 2A. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures 2. Ne chargez pas après que l'appareil ait été endommagé par l'eau 3. C'est un produit de surveillance électronique, données regues de celui-ci ne peut pas être utilisé comme base
- médicale.
 4. pointe de test de pression sanguine:
 a) Gardez votre corps détendu et immobile pendant les tests.

- pendant les tests.
 b) Gardez l'appareil à la même hauteur que votre cœur,et ne parlez pas pendant que vous testez



