

# Manuale di Uso per Utente



- 1 Schermo di Dimostrazione TFT
- 2 Area di Pulsante a Sforamento
- 3 Pulsante per Portare Fuori il Disco U
- 4 Watch strap

## Descrizione per il primo utilizzo

Grazie acquistare il braccialeto CES12 a disco U di salute intelligente. Legge attentamente il manuale quando si utilizza questo dispositivo per la prima volta e seguire le istruzioni per evitare operazioni errate che comprometteranno la precisione della misurazione e una buona esperienza. Quando si riceve questo prodotto, soprattutto accende l'alimentazione per verificare se il prodotto è presente alimentazione e caricare il prodotto.

### Metodo per usare la ricarica:

Prima il pulsante del disco U, porta fuori il corpo principale del braccialeto di disco U, collega la testina USB al caricatore del cellulare o alla porta USB del computer per la ricarica.

### Nota:

- Durante la ricarica, presta attenzione al positivo e il negativo della testina di ricarica per garantire una ricarica normale.
- Il braccialeto non può utilizzare durante la ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1,5 Ore.
- Consiglia utilizzare tutta la potenza fino a spegnere per la prima volta, poi ricarica al 100%.

43

## Spingere messaggio



Come mostra dell'interfaccia di messaggio, dopo collega il cellulare, preme lungamente il pulsante a sfioramento per inserire di vedere gli ultimi 3 messaggi (può spingere altri messaggi APP sul cellulare, può impostare di spingere di U messaggi dell' "Da Fit" nell'APP).

## Fare foto



Come mostra dell'interfaccia di fare foto, preme il pulsante a sfioramento per accedere alla modalità di fare foto, il cellulare apre la modalità di fare foto, agita il braccialeto o preme lungamente il pulsante a sfioramento per controllare l'otturatore della macchina fotografica.

## Controllo musicale



Come mostra dell'interfaccia di controllo musicale, dopo collega il cellulare, il braccialeto può controllare il lettore musicale del cellulare. Quando il cellulare riproduce la musica, può utilizzare il braccialeto per la controllo dell'operazione di riprodurre / mettere in pausa, la traccia precedente e la traccia successiva.

## Ricorda telefonica



Come mostra dell'interfaccia di ricorda telefonica, quando collega con cellulare, quando la chiamata entra, il braccialeto vibra per ricordare all'utente di visualizzare il nome del chiamante, lo strano numero della chiamata, preme lungamente il pulsante a sfioramento per rifiutare la chiamata.

47

## Installa APPE

Fai la scansione del codice QR qui sotto seguente o entra App Store di Apple / Mercato di applicazione, inserisci Da Fit per la scarica e installa APP.



Sistema di Apple / Android

Requisito del sistema:  
versione successiva di Android 4.4  
versione successiva di IOS9.0

## Braccialeto vincolante

- Apri il dente blu di cellulare
- Apri APP-> inserisci la pagina del braccialeto-> Fai clic su "Aggiungi dispositivo" -> Ricerca automatica-> Fai clic sul nome del braccialeto cercato CES12-> vincolante con successo
- Se e' Cellulare Apple, salta fuori il blocco "Accoppiamento della richiesta di dente blu" \* dopo vincolante, fare clic su "Accoppiamento".

## Funzione di braccialeto

- Disco U
- calorie
- ricorda di chiamata
- frequenza cardiaca
- monitoraggio del sonno
- spegnimento (preme lungamente per lo spegnimento)
- pressione sanguigna
- fotografia di telecomando
- multilingue
- ossigeno nel sangue
- controllo della musica
- spingere messaggio (Visualizza il nome e contenuto di messaggio)
- tempo
- ricorda sedentaria
- conta passo
- distanza

## Parametro di base

Tipo di dispositivo: braccialeto intelligente di Disco U | CPU: Nordic NRF52832  
Dimostrazione: schermo di dimostrazione 80 \* 160 | capacità della batteria: 90 mAh  
TFT Prodotto: Peso del prodotto: 36g | Tipo di batteria: polimero di litio  
Lunghezza del braccialeto: 26 cm | Modalità sincrona: Dente Blu \* 4.0  
Classificazione impermeabile: IP67 | Temperatura lavorativa: -10°C ~ 50°C  
Materiale cinturino da polso: TPU | Elenco di imballaggio: corpo principale, manuale

44

## Note precauzione

- Non colpire forte e strofinare il corpo principale con oggetti duri.
- Non toccare sostanze chimiche come benzene o olii.
- Si prega di non avvicinarsi ai forti campi magnetici e stazioni della scossa elettrica.
- Evitare il dispositivo sotto la luce diretta o la radia di calore.
- Non smontare, riparare o modificare da soli.
- Smaltire gli imballaggi, le batterie e i vecchi prodotti elettronici nell'ordinari correttamente.
- Non è adatto ad indossare quando si fa la doccia. (la temperatura non può superare 35 ° C)
- Questo prodotto è impermeabile di livello all'acqua IP67, non è adatto per immersioni in acque profonde, immersioni, subacquea, docce con acqua calda, usa questo prodotto con cura per evitare i danni.

## Problema frequente

- Non riesci a trovare il braccialeto o non riesci a connetterli quando cellulare vincolante?
  - Assicurati che il tuo cellulare apre il Dente Blu, assicura la distanza tra il braccialeto e il cellulare sia entro 0,5 metri.
  - Si prega di verificare se è collegato ad altri dispositivi nella barra delle impostazioni del cellulare -> "Dente Blu", prova a disconnettere e riaccoppiare la connessione.
  - Si prega di verificare se il braccialeto c'è la potenza elettrica, se non risolverlo dopo la ricarica per 1,5 ore, Vi preghiamo di contattarci.
- Perché è presente una connessione non potere collegare con Dente Blu occasionale?  
C'è un'anomalia occasionale quando riavvia il servizio Dente Blu di alcuni cellulari, di solito, il cellulare può collegare normalmente se si riavvia.
- Perché è il cellulare Android è facile da disconnettere?  
La gestione della memoria di sistema del cellulare Android spegne lo sfondo dell'APP forzatamente, e' necessario disattivare la modalità di risparmio energetico o inserire l'APP sullo sfondo verde della governance del sistema, l'APP deve essere nello stato di lavorare nel fondo, e il Dente Blu non disconnette automaticamente.
- Perché non c'è la ricorrenza per il messaggio e la chiamata?  
Per i dettagli di questo problema, vedi impostazioni APP -> "Spingere Messaggio"

## Dichiarazione

- Severamente vietato copiare, trasmettere, distribuire e archiviare contenuti di questo manuale in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta della nostra azienda.
- Durante la preparazione di questo manuale, il contenuto è corretto e completo, ma non vi è alcuna garanzia che non ci saranno errori o omissioni in questo manuale. La nostra società non sarà responsabile per eventuali errori o omissioni che potrebbero verificarsi in questo manuale.
- Rispetta la strategia di sviluppo continuo, pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare e migliorare qualsiasi prodotto descritto in questo manuale senza preavviso.
- Sotto qualsiasi situazione, non prendiamo nessun responsabilità per eventuali perdite di dati e di reddito o per danni speciali, incidentali, occasioni o consequenziali, indipendentemente dalla causa originale della perdita.

48

## Interfaccia principale



Come mostra dell'interfaccia principale del braccialeto, l'utente può selezionare l'interfaccia principale in base alla "selezione di quadrante" nella sua App preferita.

## Funzione del Disco U



Come mostra dell'interfaccia di Disco U del braccialeto, questo prodotto ha una funzione di memoria come Disco U da 32 GB incorporata, che può portare la convenienza al tuo studio, ufficio e vita, può portare l'archivio importante insieme con te, può anche inserire in un'automobile o con una funzione di ingresso USB per trasmettere la musica MP3 / MV.  
Metodo per usare: porta fuori il corpo principale e collegarlo alla porta USB del computer per entrare alla modalità lavorativa del Disco U, quando il Disco U è in memoria con la musica e inserirlo all'auto o all'altocorrente USB per trasmettere la musica.

## Conta passo, Calorie, Distanza



Come mostra nella figura dell'interfaccia di conta passo, calorie e distanza del braccialeto, la data si salva sincronicamente nell'APP dopo collega con Cellulare APP.

## Interfaccia di monitoraggio del sonno



Come mostra dell'interfaccia dello stato di sonno, questa interfaccia visualizza principalmente il tempo di sonno totale del giorno precedente. La data si salva sincronicamente nell'APP dopo collega con Cellulare APP.

## Conoscenza piccola della salute

- La frequenza cardiaca media della persona è di circa 60-120 battiti / minuto, quando è silenzioso, la frequenza cardiaca è di 60-90 battiti / minuto e la frequenza cardiaca ottimale è di circa 70 battiti / minuto.
- La frequenza cardiaca degli atleti generali e delle persone addestrate è di 40-60 / min.
- La saturazione di ossigeno nel sangue è la percentuale della quantità di emoglobina ossigenata (-HbO2) lega dall'ossigeno nel sangue alla capacità totale dell'emoglobina combinata (-Hb), cioè è la concentrazione di ossigeno nel sangue nel sangue.
- Il valore più alto della pressione arteriosa quando il cuore si contrae per trasportare il sangue all'arteria si chiama "alta pressione", il valore più basso della pressione sanguigna quando il cuore si espande per prelevare il sangue successivo si chiama "bassa pressione", che si chiama pressione sistolica e pressione diastolica. La pressione arteriosa media della persona è di circa 80 (bassa pressione) - 120 (alta pressione). Nell'intervallo normale, i valori della pressione arteriosa variano in base all'età e al sesso, in generale, la pressione sanguigna delle persone di mezza età è superiore a quella dei giovani, la pressione sanguigna degli uomini è superiore a quella delle donne, e la pressione sanguigna cambia continuamente, cambia continua dopo l'esercizio, dopo la mangia e il umore buono o cattivo ecc...

## Avviso

Si prega di seguire le istruzioni del medico, e misurare i risultati dell'autodiagnosi e del trattamento. Gli utenti con disturbi della circolazione sanguigna e malattie cardiovascolari e cerebrovascolari devono trattare sotto la guida di un medico. I risultati della misurazione di questo prodotto solo per il riferimento, non sono intesi per qualsiasi uso medico e qualsiasi uso di base.

49

## Frequenza cardiaca



Come mostra nella figura dell'interfaccia di prova della frequenza cardiaca, preme lungamente il pulsante a sfioramento per entrare nella modalità di misurazione, il valore salta in tempo reale, quando il braccialeto vibra significare la misurazione è completata, fa la definizione da se stesso per misurare il tutto giorno. La data si salva sincronicamente nell'APP dopo collega con Cellulare APP, questo funzione può anche controllare manualmente la misurazione del braccialeto nel Cellulare APP.

## Pressione sanguigna



Come mostra nella figura dell'interfaccia di misurare pressione sanguigna, preme lungamente il pulsante a sfioramento per entrare nella modalità di misurazione, mantenere la mano in uno stato di piatto con silenzioso durante la misurazione, quando il braccialeto vibra significare la misurazione è completata. La data si salva sincronicamente nell'APP dopo collega con Cellulare APP, questo funzione può anche controllare manualmente la misurazione del braccialeto nel Cellulare APP.

## Ossigeno nel sangue



Come mostra nella figura dell'interfaccia di misurare l'ossigeno nel sangue, preme lungamente il pulsante a sfioramento per entrare nella modalità di misurazione, mantenere la mano in uno stato di piatto con silenzioso durante la misurazione, quando il braccialeto vibra significare la misurazione è completata. La data si salva sincronicamente nell'APP dopo collega con Cellulare APP, questo funzione può anche controllare manualmente la misurazione del braccialeto nel Cellulare APP.

## Modalità di multi-sport



Come mostra dell'interfaccia della modalità di multi-sport, preme lungamente il pulsante a sfioramento per scambiare il modalità sportiva: camminare, correre, andare in bicicletta, saltare, badminton, pallacanestro, calcio, nuoto come il tuo sportivo, preme lungamente il pulsante a sfioramento nello stato del tipo di sport selezionato per 3 secondi, accedere alla modalità sportiva per scegliere l'allenamento. Ritornare alla pagina precedente, preme lungamente il pulsante a sfioramento per scegliere di interrompere ritornare al livello precedente.

46