

# **Bracelet Smart BP HR – M4**

## **Manuale d'uso**

### **1. Requisiti del telefono**

Android 4.2 o superiore

IOS 8.0 o superiore

BT4.0

### **2. Prima dell'uso**

Si prega di assicurarsi che la batteria del bracciale sia sufficientemente carica prima del primo utilizzo. Se la batteria è troppo scarica per l'avviamento, si prega di caricarla prima.



### **3. Scaricare APP "LEFUN HEALTH"**



### **4. Collegati a APP**

Metodo 1: Scansione del codice QR (Per utenti Android)

Metodo 2: Ricerca "LEFUN HEALTH" in Apple Store o Android Market

Toccare il tasto di avvio, assicurarsi che il BT sul telefono sia aperto.

- Aprite l'applicazione "LEFUN HEALTH" sul vostro telefono - Cliccate sulla barra del menu in alto a sinistra. Cliccare su "Nome dell'apparecchio / stato della connessione" - Scegliere il MAC IMEI che corrisponde alla propria banda.

### **5. Funzionamento a banda intelligente**

Una volta collegato correttamente, il bracciale sincronizzerà l'ora e la data sul telefono. L'APP può sincronizzare lo stato di movimento, come il pedometro, il monitor del sonno, il cardiofrequenzimetro, la pressione sanguigna, ecc.

## 6. Funzioni

- Pagina iniziale: visualizzazione dell'ora, della data e del cibo, ecc. -Sveglia intelligente: Impostare l'orologio su APP, esso vibrerà per ricordare nel tempo.
- Podometro: Conta i tuoi passi in un giorno, cancellati in 24 ore automaticamente, puoi rivedere i passi della storia in APP.
- Calorie: Conta il tuo consumo di calorie, cancellati in 24 ore automaticamente, puoi controllare la cronologia in APP.
- Distanza percorsa: Conta la distanza percorsa, si cancella in 24 ore automaticamente, è possibile controllare la cronologia in APP.
- Heart Rate Monitor: Passare all'interfaccia del cardiofrequenzimetro, sarà automaticamente testato e salvare le date in APP.
- Monitor della pressione sanguigna: passare all'interfaccia del monitor della pressione sanguigna, che eseguirà il test, e salvare le date in APP.
- Sleep monitor: Aprire la funzione di rilevamento del sonno, rilevare lo stato di sonno entro 24 ore. Salvare le date in APP.
- Sedentary reminder: sotto "Impostazione della funzione Band", attivare la funzione di promemoria sedentaria e impostare l'ora, essa vibrerà nel tempo.
- Ricordo di idratazione: Sotto "Impostazione della funzione Band", attivare la funzione di promemoria della bevanda idratante e impostare l'ora, essa vibrerà nel tempo
- Funzione Anti-Lost: In "Impostazione funzione Banda", accendere la funzione anti-lost, la banda vibrerà quando il telefono è più lontano del bluetooth
- Messaggio di notifica: Dopo la connessione, quando il telefono riceve il messaggio di QQ, wechat, SMS... la banda si illuminerà e si agiterà.
- Ricordo di chiamata in entrata: dopo la connessione, quando c'è una chiamata in entrata, la banda visualizzerà il messaggio di contatto per ricordare.
- Shake per selezionare: In "Impostazione funzione banda", aprire questa funzione e cliccare su "Shake for yourself" nella barra del menu, agitare la banda per scattare la foto.
- Ricerca dispositivo: Fare clic su "Dispositivo di ricerca" nella barra dei menu, la banda sarà scossa per ricordare.

La società si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.