

Colorful LED Beauty Mask

OPTICAL WHITENING INSTRUMENT



Instrucciones de uso

Blanqueamiento

Arrugas de pecas

Anti-edad

Estiramiento de la piel

(Principio de funcionamiento y función) I

LED Instrumento de belleza de blanqueamiento óptico de alta tecnología que utiliza el principio de la terapia fotodinámica, la activación de la célula profunda, y la piel mejorada. Cuando la luz es absorbida por la piel, la energía de la luz se convierte en energía intracelular de la piel, para relajar y fortalecer las micro células de la piel, y hacer que la piel produzca una reacción fotoquímica.

Incrementando la actividad de catalase (Catalase) and super oxidodismutase (SOD) en la célula, que asumen el papel de "guardián" y "limpiador" de la célula, aumentando la fuente de energía celular de la adenosina trifosfato (ATP)

El aumento del contenido de glucógeno y proteínas, promoviendo así la célula y la síntesis de la nueva sustituye a la de la secreción del factor de crecimiento básico de fibroblastos (BFGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Las fibras de colágeno se reordenan, bloqueando y eliminando la formación de melanina, Acelerar el crecimiento celular, acelerar la circulación sanguínea, estimulan la producción de proteínas de colágeno, incrementando la flexibilidad de la piel, tienen un efecto importante en la reparación de la piel del envejecimiento, se desvanecen las manchas, promover y apretado, aliviar las quemaduras de sol.

Tratamiento de fotones de 7 colores de la lámpara LED.

- La luz roja (rojo)

La longitud de onda de 630nm, conocida como la "luz de actividad biológica". Puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo, y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con el blanqueamiento, las arrugas de la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la condición de la piel, reparar daño de la piel, reducir los poros, reafirmar la piel, y mejorar la eficacia antioxidante.

- La luz azul (azul)

Longitud de onda de 470nm, puede inhibir la inflamación, bactericida antiinflamatorio, sin ningún daño a las condiciones de la piel, el Propionibacteria se dañan productivamente, dentro de un corto tiempo para hacer que la inflamación del acné reduzca significativamente a sanar. Tienen efecto en la disolución de las llagas del acné, antiinflamatorio bactericida, reapertura de la piel, no cicatriz y pigmento.

- La luz verde (verde)

Longitud de onda de 520nm, Con la neutralización, el equilibrio y la estabilidad, para reducir la secreción de grasa de la piel, equilibrar el agua y la grasa, aliviar eficazmente El estrés mental, drenar la glándula linfática y el drenaje de la hinchazón.

- La luz amarilla (amarillo)

Después del tratamiento especial de la longitud de onda de 590nm, puede mejorar el oxígeno de las células, la energía suplementaria a las células de la piel, hacer la descomposición del pigmento, promover el drenaje linfático, mejorar la piel, las arrugas, el tratamiento de la fiebre del envejecimiento de la piel, la tiña, la mejora de la inmunidad.

- La luz morada(morada)

es la frecuencia de la luz roja y azul Combina dos tipos de fototerapia de luz roja y azul. Combina dos tipos de eficacia foto técnica, sobre todo tiene un efecto particularmente bueno y reparador en el tratamiento del acné y la eliminación del acné.

tratamiento del acné y eliminar las cicatrices del acné

- La luz cian (cian)

Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un muy buen rol en el papel en la promoción.

- La luz blanca (blanco)

Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo, romper la mancha, mejorar las líneas finas y la piel floja.

- (El uso del instrumento)

-1.Limpie la cara de la piel primero, deje que el agua se seque naturalmente, o use una toalla absorbente lave suavemente la superficie de la piel.(no utilice una toalla gruesa para frotar la cara, esto llevará a los poros gruesos o la piel áspera, la piel seca).

-2.Saque el dispositivo de máscara suave de color LED, luego saque la caja de control, conecte la línea de suministro de energía del instrumento de máscara a la salida de la caja de control de potencia.

-3. De acuerdo con la selección de la tecla para abrir las luces de la fuente de alimentación "Color Select/Start " de nuevo por "Color Select/Start" seleccione el tipo de botón (01-07) rojo, azul, verde, amarillo, morado , cian , blanco,el cambio de color es automático.

De acuerdo con el tiempo de "Time- i" y "Time + f", aumente la selección.

En función del tiempo de "Tiempo-i" y de "Tiempo + f", aumente la selección del tiempo de trabajo (de acuerdo con las necesidades individuales, de 0 a 60 minutos).

Preste atención a la operación de cuando los ojos se encuentran en un estado de alerta.

Intente no estar mucho tiempo mirando la fuente de luz". La "luminosidad" puede cambiar la intensidad de la luz (01- 09).

Parpadeo puede elegir el modo de parpadeo de las luces.

modo de parpadeo. La "microelectrónica" puede regular el flujo microeléctrico (según las necesidades individuales).

-4, brillará la cubierta de la máscara en la cara, y encontrar un cómodo adecuado

posición adecuada para usar, ajustar la tensión de la banda mágica, con una máscara fija.

(Antes de usar la máscara puede ser el primero en ajustarse a la luz de la tormenta.

(Antes de usar la máscara puede ser la primera en ajustarse a la luz débil, después de usarla puede ajustarse la intensidad de la luz).

-5, la máscara de fotones se puede combinar con el uso de productos para el cuidado de la piel de la máscara desechable, la limpieza de la cara después de los productos de cuidado de la piel la máscara desechable se depositan uniformemente en la cara, utilizando la irradiación de fotones.

Después de la finalización del curso de tiempo (generalmente se recomienda 5-30 minutos), la caja de control de potencia apaga automáticamente los LEDs. en este momento para quitar la máscara, hacer un buen trabajo de blanqueo, para la próxima vez se siga utilizando.

II Notas.

1, en la medida de lo posible evite mirar fijamente la fuente de luz durante un largo periodo de tiempo. Por favor, si siente que la luz es demasiado fuerte, puede bloquear los ojos utilizando algodón

2, sugerencias y buena calidad ingredientes naturales máscara desechable o el acné para blanquear el cuidado de la piel uso, ayudar a absorber el mejor.

3, debido a la máscara de material de plástico, abrir el envase es probable que tenga un olor, que pertenece a un fenómeno normal , pero el olor pronto desaparecerá.

4, la película luminosa dentro del circuito y el cuerpo emisor de luz LED, no se puede apretar, no se puede doblar, no se puede pesar.

5, Al usar antes de ir a la cama, después del curso del tratamiento es mejor poner de nuevo en la caja, o por lo menos sacarla de la cama.

6, la máscara de la luz no puede remojar en el agua, puede utilizar un paño húmedo o una banda elástica para lavar.

7, la máscara no se puede utilizar con limpiadores químico corrosivo disolvente.

8, evitar la exposición al sol.

(Prohibir el uso de la multitud)

Mujeres embarazadas, niños, enfermedad de la tiroides, persona alérgica a la luz, el uso de drogas puede causar alergias. Trauma de la piel debe ser utilizado para evitar la herida o no hacer. Las personas normales usar o dejar de usar, pregunte al médico.

Mantenimiento del producto y servicio post-compra

1. La empresa ofrece, a partir de la fecha de compra, un año de garantía y servicio, pero debido al tiempo o al uso el daño no está dentro del alcance de la garantía. El adaptador de corriente y las piezas de la línea de datos USB tienen una garantía de tres meses. (pero no para el mantenimiento del producto, sino para la entrega del mismo). Si tiene más de período de garantía también puede reparar, sólo se cobra el precio de los costes de la reparación.

2.La falla causada por el individuo, la compañía no proporciona servicio de garantía: la falla causada por el desensamblaje no autorizado, la falla causada por el golpe descuidado, la falla causada por el golpe de la mano. de la garantía: la avería causada por un desmontaje no autorizado, la avería causada por un golpe descuidado, la colisión, la avería causada por la falta de mantenimiento razonable, la avería sin un mantenimiento correcto ,fallo sin orientación correcta por el uso de la resultante.