

INSTRUMENTO DE BELLEZA 2 EN 1

RU-638



Breve introducción:

Ru-638 instrumento de belleza tienen Ultrasonidos y Spot eliminado funciones. Es fácil y simple de manejar, diseño portátil.

Ultrasonico:

1. Por la vibración de alta frecuencia (1MHz -3MHz), generar ultrasónico con penetrabilidad fuerte. Es un instrumento especial que podría irradiar una onda alterna y difundir alrededor. Es mucho más fuerte que la onda sónica normal, con alta frecuencia, buena directividad, fuerte penetrabilidad y gran capacidad de expansión.
2. Debido a la vibración de alta frecuencia, hará suave y micro masaje a las células de la piel, acelerará la circulación sanguínea, facilitará el metabolismo, activará las células y mejorará la absorción de la nutrición.

Uso:

1. Antes de usar esta función, limpie la piel donde sería tratada por el limpiador.
2. Después de limpiar la piel, elija el producto adecuado según el estado de la piel y la enfermedad para conseguir el mejor efecto.

3. Conecte la alimentación y enciéndala. Pulse el botón de encendido, ajuste el tiempo de trabajo con los botones A/V bajo el marco de visualización TIME y la intensidad de trabajo con los botones ◆/V. Pulse el botón WAVE para seleccionar onda pulsada u onda continua.
4. Seleccione la sonda adecuada según la parte a tratar, la parte pequeña utilice la más pequeña, la parte grande utilice la más grande. Ajuste el tiempo de trabajo y pulse el botón START para trabajar.
5. Durante el funcionamiento, la esteticista debe sostener la sonda firmemente, girar lenta y uniformemente, dejar que la piel tenga un tratamiento ultrasónico suficiente.
6. 6. Retire la sonda después de terminar el tratamiento, mantenga la esencia en la piel y deje que penetre completamente.

Atenciones:

1. Paciente con angiocardopatía, enfermedad hemorrágica, heridas y la mujer embarazada no podía tomar este tratamiento.
2. 2. Mantener las sondas limpias y secas. No lavar con agua, desinfectar y limpiar con algodón, no dejar caer ni golpear las sondas.
3. No deje que las sondas trabajen sin ninguna operación, o la máquina puede romperse.
4. No utilizar alrededor del globo ocular.
5. 5. Las personas con hipohepatia, cirrosis y problemas renales no pueden utilizar esta máquina.

Eliminación de manchas

Por medio de la coagulación de la corriente eléctrica de alta frecuencia, insta a la necrosis celular de la epidermis, que puede eliminar a fondo todo tipo de manchas en la cara y la otra superficie de la piel. El efecto es obvio, sin sangrado ni cicatriz.

Uso:

1. Conecte el rotulador para manchas a la toma de corriente correspondiente.
2. Conectar la alimentación y encender.
3. Pulse el botón Select para elegir la función de eliminación de manchas, ajuste el tiempo de trabajo con los botones A /V bajo el marco de visualización TIME y la intensidad de trabajo con los botones ◆/V.
4. Tocar la mancha con el rotulador. Después del tratamiento, recubrimiento antimicrobiano durante 2 o 3 días.

Atenciones:

1. Durante el tratamiento, mantenga una distancia adecuada entre la pluma y la piel. No inserte demasiado profundamente en la piel o permanecer en la misma posición en caso de que la dermis se quema.
2. Si la mancha no se ha podido eliminar de una sola vez, vuelva a hacerlo cuando se haya desprendido la costra. No explorar demasiado profundo en caso de que pueda quedar cicatriz
3. Después del tratamiento, evite la luz solar intensa o aplíquese crema de protección solar. Deje que la costra se desprenda automáticamente. No pelar a mano en caso de que pueda infectarse y dejar cicatriz.
4. Antes del tratamiento, desinfecte la zona de la mancha y el rotulador.

Servicio de mantenimiento:

1. El instrumento está en garantía durante un año, excepto los accesorios y los consumibles. Proporcionaríamos servicio de mantenimiento después del período de garantía, pero de pago.
2. Si desea reponer o adquirir los consumibles y accesorios, póngase en contacto con el distribuidor para que le asesore.
3. La avería causada por el ser humano, como se indica a continuación, queda fuera de nuestra garantía.
 - a. Avería causada por el propio cliente al desmontar o transformar el instrumento.
 - b. Avería causada por mantenimiento incorrecto o irrazonable.
 - c. Avería causada por golpes o caídas del instrumento.
 - d. Avería causada por un funcionamiento incorrecto.
 - e. Avería causa por desastre irresistible como terremoto, incendio desastre.
4. Agradecemos cualquier comentario o sugerencia.