

Instrumento de belleza para el cuello y cara

SC850 – AK0679



Manual de instrucciones

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el instrumento.

Masajeador ultrasónico para cara y cuello:

- Dispone de tres modos sónicos de baja velocidad (azul), velocidad media (verde), alta velocidad (rojo), de funcionamiento inteligente: después de seleccionar el modo, cuando el cabezal de masaje entre en contacto con la piel, la vibración comenzará.
- El cabezal de masaje está especialmente diseñado para los hombros, el cuello y es aplicable a otras partes del cuerpo. Se ajusta ergonómicamente, ayuda a enviar la energía a cada parte de la piel. Los cabezales de masaje se calientan en 45°C para activar la piel. Puede promover la circulación de la sangre, estimular los puntos de acupuntura del cuello, limpiar los meridianos, mejorar la circulación y promover el metabolismo, promover la descarga de sustancias tóxicas acumuladas, retrasar el envejecimiento de las células de la piel.
- La luz azul es la más fría, que puede promover la síntesis de colágeno, activar la piel, mejorar la flacidez y afinar los poros. Además, contribuye en gran medida a mejorar la piel grasa y sensible.
- La luz verde puede aumentar el metabolismo celular, promover la microcirculación en la superficie de la piel y ayudar con la linfa y el edema. Además, tiene el efecto de suavizar y equilibrar la piel.
- La luz roja puede reforzar la vitalidad celular, acelerar la circulación sanguínea y promover el crecimiento de los fibroblastos y el colágeno. También tiene una influencia significativa en la mejora de las líneas finas, las arrugas, la flacidez, la melanina y las cicatrices.

Estructura del producto



1. Cabezal
2. Fuente de luz LED (Luz azul/verde/roja)
3. Indicador de nivel (intensidad)
4. Indicador de modo (función)
5. Botón encendido (ON/OFF) / Selector de modo
6. Puerto de carga USB.

NOTA:

Pulsación larga al botón de ENCENDIDO (ON/OFF): para encender/apagar, pulsación corta para cambiar de modo, doble clic para ajustar la intensidad.

El dispositivo no funciona durante la carga, las luces indicadoras de intensidad parpadean gradualmente, las tres luces se encienden juntas cuando se alcanza la carga completa.

Características del producto

El cabezal de masaje aerodinámico está especialmente diseñado para el cuello, el diseño aerodinámico entra en sintonía transfiriendo la energía a cada centímetro de la piel. El cabezal de masaje de vibración sónica mediante sus tres modos, la luz azul, roja y verde, permiten conjuntamente promover la circulación sanguínea, estimular los acupuntos del cuello y cara, dragar meridianos, mejorar la circulación y estimular el metabolismo, como para lograr la desalinización de las líneas del cuello, reducir el edema, relajar el hombro y el cuello, eliminar rápidamente la fatiga y restaurar la fuerza física.

Los tres modos son: Tratamiento de piel y anti-arrugas (luz azul), calentamiento y de elevación (luz roja), cuidado EMS (luz verde); mantenga pulsada la tecla de encendido / apagado para

iniciar el dispositivo, cambiando el modo por cada pulsación, hasta que se complete un ciclo, mantenga pulsada la tecla de encendido / apagado para apagar. Hay tres intensidades con cada modo, y cada modo viene con una vibración.

Carga por cable USB.

Equipo de conveniente tamaño portátil, para su uso en cualquier momento y en cualquier lugar.

Introducción un nuevo concepto de diseño biónico, diseño en forma de cola de pez, delicado y novedoso.

Notas:

Cargue completamente antes de usar el dispositivo. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo (unos 3 meses), por favor, sáquelo y cárguelo completamente para guardarlo.

Instrucciones

1. Cómo utilizar el modo de limpieza y brillo

Este modo puede efectivamente limpiar el sucio de los poros y hacer que la piel luzca radiante.

Usando la luz verde puede mejorar la función alterna de la utilización de oxígeno, promover la microcirculación superficial del cuerpo, drenaje linfático y la reducción de la hinchazón.

(1) Presione y mantenga unos segundos el botón de encendido en el dispositivo y seleccione el modo de limpieza CLEAN (este modo viene equipado con la luz verde)

(2) Aplique desmaquillante o loción limpiadora uniformemente sobre la piel (la máquina no es impermeable, no la vierta directamente sobre el cabezal)

(3) Sujete la banda del sensor metálico por ambos lados con las manos para formar un circuito con su cuerpo.

(4) Utilice el cabezal rejuvenecedor para levantar la cara o el cuello de abajo a arriba.

2. Cómo utilizar el modo de cuidado EMS

- Este modo puede estimular y relajar la piel efectivamente para ayudar a los productos de cuidado a hidratar profundamente la piel

- Utiliza la luz roja, puede penetrar con eficacia profundamente en la piel, activar el colágeno mejorar la flacidez y reducir las líneas de expresión.

(1) Presione y mantenga unos segundos el botón de encendido en el dispositivo, luego presione de nuevo para entrar al modo EMS seleccione el modo de limpieza CLEAN (este modo viene equipado con la luz roja)

(2) Aplique el tónico o la loción diaria uniformemente sobre la piel

(3) Sujete la banda del sensor metálico por ambos lados con las manos para formar un circuito con su cuerpo.

(4) Utilice el cabezal rejuvenecedor para levantar la cara o el cuello de abajo a arriba.

3. Cómo utilizar el modo de hidratación caliente

- Este modo gentilmente despierta y relaja la piel, ayudando a la piel a recuperar su radiancia y vitalidad.

- Utiliza la luz azul, puede mejorar el acné y sus marcas, eliminar bacterias y humedad, para obtener una piel más saludable y de estado más estable.

(1) Presione y mantenga unos segundos el botón de encendido en el dispositivo, luego presione de nuevo para entrar al modo HOT seleccione el modo de limpieza CLEAN (este modo viene equipado con la luz azul)

(2) Aplique una mascara facial o mascara de cuello.

(3) Sujete la banda del sensor metálico por ambos lados con las manos para formar un circuito con su cuerpo.

(4) Utilice el cabezal rejuvenecedor para levantar la cara o el cuello de abajo a arriba.

Modo de uso

1. Levante desde la barbilla hacia las mejillas.



2. Levante desde las mejillas hacia el raballo del ojo.



3. Levante desde la parte inferior del cuello hasta las mejillas.



4. Levante la frente desde la parte inferior hasta la parte superior.



Pasos del cuidado del cuello:

Aplique los productos de cuidado de la piel de manera uniforme en el cuello.

Elija el modo de intensidad de acuerdo con sus necesidades personales, el cabezal de masaje se debe mover de abajo hacia arriba en el cuello. Si la parte posterior del cuello también necesita masaje, masajee con un poco presión, combinando distintos movimientos y fuerza en los puntos de acupuntura.

Pasos para el cuidado facial:

Aplique los productos para el cuidado de la piel uniformemente en la cara.

Elija el modo según sus necesidades personales.

Presione los puntos de acupuntura para aliviar la tensión muscular.

Ajuste la piel de la cara, tire y levante de abajo hacia arriba, haciendo que la cara esté en forma.

Atención:

Pulse la tecla de encendido/apagado 1 segundo para apagar el dispositivo.

Limpie el dispositivo con un paño de limpieza y no utilice productos de limpieza químicos corrosivos.

Colóquelo en un lugar seco y ventilado.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones y guárdelas correctamente para futuras consultas.

El producto se carga con un cable USB, tarda unas 3,5 horas en cargarse completamente cuando está totalmente descargado, puede utilizarse de 2 a 12 horas de forma continua dependiendo del modo e intensidad seleccionado.

La luz roja parpadea cuando hay poca carga, se muestra la luz roja encendida durante la carga y la luz verde se muestra después de que la carga se ha completado.

El producto tiene función de memoria, tras apagarse, se iniciará automáticamente en el último modo utilizado cuando se vuelva a encender.

Este producto no se puede utilizar durante la carga. El dispositivo tiene una función de calentamiento, alrededor de 45 grados; la piel tiene una pequeña diferencia en el valor de la temperatura, puede sentirse caliente, después de aplicarse en la piel algún aceite esencial o crema de masaje, el dispositivo se ajustará automáticamente a la temperatura más cómoda. Si

se siente mal durante el uso de este dispositivo o nota alguna anomalía en la piel, por favor deje de usarlo y consulte a su médico inmediatamente.

El dispositivo no tiene función impermeable, no lo introduzca en agua. Por favor, coloque el dispositivo en un lugar seco y ventilado para evitar la luz solar directa, y almacénelo en un ambiente libre de productos químicos corrosivos.

Cuando realice cuidados de belleza, por favor use sólo la cantidad adecuada de productos para el cuidado de la piel. El uso de una cantidad excesiva de estos productos hace que no puedan ser completamente absorbidos por la piel y existe la posibilidad de que el líquido residual se infiltre en el interior del dispositivo, generando daños a la vida útil del producto.

Límpielo con un paño limpio después de cada uso. No permita que los niños utilicen este producto para evitar peligros.