

Dispositivo EMS de electroestimulación facial – SC865 V



Manual de Usuario

EQUIPO



Dispositivo EMS



Cable USB



Electródos

PASOS

- 1.- Coloque el parche de electrodos.
- 2.- Presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo, la luz indicadora encenderá
- 3.- Coloque el equipo en el rostro
- 4.- En el control remoto pulse + inicio, (+) aumentar la fuerza, (-)bajar la intensidad, M modo de intercambio, hay un total de 10 intensidades y 6 modos.



1



2



3



4

MODOS

Modo 1: Reafirmante Inteligente

Reafirmante: Devuelve firmeza y delicadeza

Modo 2: Remodelar el contorno

“Y” shaping: masajea los músculos faciales para que se muevan de forma autónoma

Modo 3: Reafirmar el rostro

Amasamiento: Tensa el tejido muscular facial para restaurar la elasticidad muscular

Modo 4: Regeneración proteica

Un complejo masaje aeróbico integral en el rostro para mantener vivas las células

Modo 5: Atenuación de la edad facial

Penetración: Rejuvenecer la piel a través del cuidado

Modo 6: Masaje lifting

Reafirmante: Rejuvenecer los músculos faciales a través diferentes pulsaciones

Descripción funcional

1. El instrumento facial es alimentado por una batería de litio, es recargable, un indicador de carga (Luz roja) estará encendida durante la carga, la luz se apagará una vez completada la carga; el controlador principal tiene un botón de inicio, y una luz indicadora de trabajo (azul) la cual se enciende al iniciar el equipo. Después de entrar en el estado de espera, el controlador no se apaga siempre y cuando no reciba algún comando en un lapso de 1 minuto. La luz indicadora estará encendida durante el modo de espera y el temporizador funcionará durante 30 minutos.

2. El mando a distancia de equipo es también alimentado por una batería de litio, recargable, un indicador de carga (luz verde), se enciende cuando se carga, la luz se apaga cuando está cargado. El mando a distancia tiene 4 botones, 1 para ON / OFF; el siguiente para la fuerza Plus +, si se pulsa hasta la más fuerte el indicador de trabajo parpadeará rápidamente; el siguiente es para la reducción de la intensidad, de igual forma al llegar al mínimo el indicador parpadeará rápidamente; el botón M es el interruptor de modo. El indicador de trabajo (rojo), se activa para enviar la selección realizada y el indicador parpadea una vez.

3. El equipo empieza a funcionar después de que en el mando a distancia se pulsa ON/OFF. El valor por defecto es el primer nivel de fuerza del primer modo, y la temporización es de 30 minutos. Si la carga se desconecta inmediatamente, el trabajo se detiene.

Espera 1 minuto y luego relájese, Si se vuelve a encender, volverá a temporizar (iniciar los 30 minutos). Si cambiar de modo o intensidad durante el trabajo, no se vuelve a temporizar

Aspectos importantes

1. Los usuarios primerizos no deben superar los niveles máximos en la primer semana. La comodidad y la ausencia de dolor no deben ajustarse en función de sus propias fuerzas.
2. No se recomienda el uso la primera vez de más de 30 minutos por día
3. Cuando se adapta al uso del sensor facial, es necesario cambiar gradualmente el modo y la intensidad
4. El moldeado es un proceso a largo plazo, el uso de alta intensidad no significa mejores resultados, se necesita adaptarse gradualmente para obtener un buen resultado.
5. Cuando el contorno se destaca gradualmente, preste atención a usarlo al menos dos veces por semana. Después de que esté completamente estabilizado, deje de usarlo.
6. La primera vez que se sentirá incómodo (esto es para ver la situación personal), puede utilizar la potencia suave primero, al pegarlo a la cara la sensación será como de pequeños calambres, es normal

Mantenimiento del parche

- 1) La superficie adhesiva del parche debe mantenerse limpia para evitar polvo, sustancias aceitosas, sustancias pegajosas y otros contaminantes. No lo pegue arbitrariamente en otros objetos para evitar dañar el parche, de lo contrario la energía cinética bajará al tener contacto con la piel.
- 2) Cuando el parche esté sucio debido a la suciedad, límpielo con una pequeña cantidad de agua y séquelo a continuación para restaurar cierta viscosidad. No obstante, si el agua es demasiada o se enjuaga dos veces o más, quedará inoperante. Deberá comprar un parche nuevo.
- 3) Por favor, no utilice toallas de papel, tela, cepillos, etc, tampoco utilice detergente o agua caliente para limpiar.
- 4) No lo guarde en un lugar expuesto a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo o gases corrosivos.
- 5) Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Mantenimiento de la unidad principal

- 1) No permita que líquidos como el agua penetren en el interior de la unidad principal.
- 2) No seque el instrumento en un lugar expuesto a altas temperaturas.
- 3) No lo guarde en un lugar expuesto a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo o gases corrosivos.
- 4) Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Si no cumple las precauciones anteriores y lo utiliza de forma incorrecta, la empresa no se hará responsable de la calidad y funcionalidad del equipo.

Precauciones de seguridad (utilizar con precaución en los siguientes casos)

- 1) Quienes utilicen un regulador de la frecuencia cardíaca y un dispositivo médico electrónico incrustado en el cuerpo
- 2) Quienes utilicen marcapasos cardiopulmonares artificiales e instrumentos médicos electrónicos de soporte vital
- 3) Quienes utilicen instrumentos de ECG y lleven instrumentos médicos como stents cardíacos
- 4) No pueden ser utilizados por tumores malignos
- 5) Si la cara tiene heridas que no han cicatrizado y no se pueden utilizar
- 6) Las mujeres embarazadas y menores de edad no se puede utilizar
- 7) Los pacientes con alergias cutáneas y trastornos de la piel no puede ser utilizado
- 8) Historial médico psicológicos, siga el consejo del médico
- 9) Personas sensibles a la corriente no pueden utilizar éste equipo.