

Máscara táctil con luz LED AN0056 – ZM888



Manual de instrucciones

RESUMEN

La mascarilla siempre ha sido uno de los productos esenciales para el cuidado de la piel de los amantes de la belleza, y goza de gran aceptación entre el público. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la gente ya no se limita al procedimiento de medicación general para cuidar la piel. Hoy en día, existen varias formas populares de belleza y cuidado de la piel en el mundo, como el fotorrejuvenecimiento. La organización médica internacional ha demostrado que el uso de longitudes de onda específicas de luz puede aumentar la vitalidad de las células de la piel y los tejidos, y mejorar las condiciones de la piel mejor acercándose al modo de irradiación. El fotorrejuvenecimiento es el secreto a voces de las estrellas de Hollywood. Pero el cuidado de la piel con fotones tradicional se utiliza ampliamente en grandes instrumentos de fotones, que es caro. Se conoce como la "luz mágica" más allá de la categoría de consumidor medio. La máscara de piel de luz de color LED es un tipo de luz fría bioactiva importada de Corea de la última tecnología de belleza. No produce calor. Utiliza luz pura de baja energía y tecnología única de modulación de luz para cuidar y tratar la piel. Es natural y suave, y su efecto curativo es notable. Es de bajo riesgo, sin efectos secundarios y otras características, es el experto en el cuidado de la piel, adecuado para todo tipo de piel..

INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO

LED, lo nuevo sustituye a lo viejo. Utiliza principio fotodinámico para activar las células profundas, de modo que la piel puede metabolizar mejor. Después de que la luz es absorbida por la piel, la energía de la luz se convierte en energía en la célula, que se relaja para fortalecer la microvasculatura y produce reacción fotoquímica reacción enzimática con la piel, aumentar la actividad de la catalasa y superóxido dismutasa (SOD), que son el "saneamiento" y "limpiador" de la célula, y aumentar la descomposición de ATP, que es la fuente de energía de la célula.

Promover el metabolismo celular y la síntesis, aumentar el contenido de glucógeno y proteínas, estimular la producción de colágeno 5 veces de un área grande, estimular la secreción de fibra sintética básica factor de crecimiento (bFGF) factor de crecimiento epidérmico (EGF) en el cuerpo, hacer que las fibras de colágeno y elasticidad, reorganizar las fibras, bloquear y eliminar la formación de melanina, acelerar el crecimiento celular, acelerar la circulación sanguínea, estimular la producción de células de fibra de colágeno, aumentar la elasticidad de la piel, reparar el envejecimiento de la piel, la piel del acné, manchas se desvanecen, mejorar la firmeza, aliviar las quemaduras solares y otros cuidados juega un papel importante.

MÉTODO DE USO

1. Limpie la piel de la cara, deje que el agua se seque de forma natural, o utilice la toalla absorbente para eliminar suavemente el agua en la piel de la cara (no utilice la toalla gruesa para limpiar la cara con fuerza, que hará que el poro grueso, o la piel se vuelven ásperas y perder la humedad).
2. Saque el instrumento de la máscara de la piel de luz de color LED, cuelgue las bandas elásticas izquierda y derecha, retire la caja de control de potencia, conecte la línea de alimentación del instrumento de la máscara a la salida de la caja de control de potencia.
3. Instrucciones de funcionamiento del controlador: pulse la marca táctil con el dedo durante 3 segundos para poner en marcha la máquina. El color cambiará cada vez que pulse. El color cambiará automáticamente a inicio después del octavo toque.
4. La máscara emisora de luz se coloca en la cara y debe ajustarse a una posición cómoda adecuada. Ambos lados pasan por la oreja para ajustar la tensión del cinturón mágico para fijar la máscara.
5. Sugerimos realizar la sesión de belleza con fotones en la medida de lo posible durante el tiempo de descanso, buscar un sofá o una cama cómodos, tumbarse tranquila y cómodamente, cerrar los ojos y disfrutar del proceso de belleza aportado por el fotón. No lea ni vea la televisión durante el tiempo que utilice la máscara de fotones.

Úselo en el sofá o la cama



NO mirar la TV o leer mientras use la máscara



6. Máscara de fotones combinada con productos para el cuidado de la piel o máscara desechable: Con la cara limpia, colóquese el producto para el cuidado de la piel o la máscara desechable aplicada uniformemente, colóquese la máscara de fotones y utilice la irradiación de luz roja, complete el curso de tratamiento establecido después del tiempo (generalmente se recomienda entre 15-30 minutos), en este momento, retire la máscara, retire la máscara de color, realice el trabajo de limpieza, a fin de continuar utilizando la próxima vez.

Consejos: los usuarios pueden elegir diferentes colores de fotones de acuerdo a sus diferentes necesidades. Según su tipo de piel, puede elegir el tratamiento que mejor se adapte a sus requerimientos.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ LED

- **La luz roja** La longitud de onda de 640nm, conocida como la "luz de actividad biológica". Puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo, y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con el blanqueamiento y reducción de las arrugas de la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la condición de la piel, reparar daños de la piel, reducir los poros, reafirmar la piel, y mejorar la eficacia antioxidante.

- **La luz azul** Longitud de onda de 465nm, puede inhibir la inflamación, efecto bactericida, sin daño a las condiciones de la piel, puede hacer que la inflamación del acné reduzca significativamente. Tienen efecto en las llagas del acné, antiinflamatorio bactericida, reapertura de la piel, no cicatriz y pigmento.

- **La luz verde** Longitud de onda de 532nm, con la neutralización, el equilibrio y la estabilidad, para reducir la secreción de grasa de la piel, equilibrar el agua y la grasa, aliviar eficazmente el estrés, dragar la glándula linfática y mejorar el drenaje de la hinchazón.

- **La luz amarilla** Después del tratamiento especial de la longitud de onda de 580nm, puede mejorar el oxígeno de las células, la energía suplementaria a las células de la piel, hacer la descomposición del pigmento, promover el drenaje linfático, mejorar la piel, las arrugas, el tratamiento del enrojecimiento de la piel y mejora de la inmunidad.

- **La luz púrpura** es la frecuencia de la luz roja y azul. Combina dos tipos de eficacia foto técnica, sobre todo tiene un efecto particularmente bueno y reparador en el tratamiento y la eliminación del acné.

- **La luz azul cian** Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un muy buen rol en este efecto.

- **La luz blanca** Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo, disminuye las manchas, mejorar las líneas finas y la piel floja.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

1. Evite la visión directa de la fuente de luz de la máscara o mirar a la luz durante mucho tiempo. Mantenga los ojos cerrados durante el uso. Si siente que la luz es demasiado fuerte, puede cubrirla con algodón o mascarilla.
2. Recomendaciones con ingredientes de calidad, máscara desechable natural o productos de cuidado de la piel para blanquear el acné, ayudan a absorber mejor.
3. Debido a que el material de la máscara es de plástico, al abrir el envase puede oler, es un fenómeno normal, el olor desaparecerá pronto.
4. Hay circuitos emisores de luz LED y cuerpos emisores de luz dentro de la película emisora de luz, que no deben ser extruidos, doblados o presionados fuertemente.
5. Cuando se utiliza en la cama antes de acostarse, es mejor volver a meterlo en la caja o al menos sacarlo de la cama después del tratamiento.
6. Cuando limpie la máscara luminosa, está prohibido empaparla en agua, límpiela con un paño húmedo, la banda elástica si se puede lavar.
7. No frote la máscara con disolventes químicos corrosivos.
8. Evite la exposición al sol.

INFORMACION IMPORTANTE

Certificado europeo CE.

En el caso de utilizar medicaciones, consulte con su médico frente a factores fotosensibles de los mismos u otros aspectos que contraindican su uso.

No utilizar en casos de: mujeres embarazadas o en lactancia, niños, personas con enfermedad de tiroides, personas alérgicas a la luz, el uso de ciertos medicamentos puede causar alergias. En caso de enfermedad, consulte con su médico.

Si tiene una herida en la piel debe ser utilizado de forma que evite dicha herida o no utilizarse.

Aplicarlas durante más tiempo del indicado podría provocar un efecto térmico por el calor, creando algún tipo de oxidación o foto envejecimiento. Su uso incorrecto podría causar enrojecimiento de la piel, picores e incluso quemaduras, por eso es indispensable seguir las instrucciones y nunca extenderse en tiempo o frecuencia.

Encontrar las combinaciones apropiadas entre la dosis, la frecuencia y la intensidad del tratamiento para lograr efectos óptimos en las patologías tratadas.

Empiece con baja intensidad y tiempos de uso cortos, con días de descanso entre sesiones. Aumente poco a poco las variables siempre vigilando los efectos sobre su piel.

Nunca supere el tiempo de uso máximo indicado.