Instrumento de radiofrecuencia 3 en 1 Instrumento de belleza y rejuvenecimiento corporal AN0091 – SC981



Manual de instrucciones

- Muchas gracias por su compra
- Por favor, lea atentamente el manual antes de su uso para obtener un funcionamiento adecuado. Después de leerlo, por favor guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
- El uso de este equipo de belleza tiene como premisa el cuidado de una piel sana y con fines de belleza; está prohibido utilizarlo o venderlo con fines de tratamiento.

Introducción de las funciones del producto

Radiofrecuencia RF: La radiofrecuencia RF puede calentar las fibras de colágeno de la dermis de 45 grados a 65 grados, esto hará que las fibras de colágeno se encojan y que las arrugas de la piel flácida se tensen. Al mismo tiempo, la proliferación del colágeno dérmico estimulado aumentará el grosor y la densidad de la dermis, todo esto reducirá las arrugas.

Una vez que la radiofrecuencia toque la piel, la temperatura podrá percibirse y penetrar profundamente en el fondo para ayudar a absorber mejor los nutrientes. La ayuda de la luz roja puede aumentar la elasticidad de la piel, cerrar los poros, alisar las líneas finas y afinar la piel.

Parámetros del equipo

Voltaje de entrada de energía: 110V-240V

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 2A

Potencia total del aparato: 24 W

Frecuencia de salida RF: 1M

Número de sondas (cabezales): 3

Pantalla: Pantalla digital de Led

Posición de las marchas: 5 marchas (intensidades)

3 modos de radiofrecuencia: cuerpo, cara, ojos

Precauciones antes del uso

Por favor, lea atentamente lo siguiente antes de su uso:

- 1. Limpie la piel primero, luego use gel especial o aceite esencial.
- 2. Al utilizar el instrumento, debe haber un medio acuoso (como gel, etc.), de lo contrario habrá una cierta pérdida de la acción del instrumento y el efecto que produce en la piel se verá afectado.
- 3. La sonda de operación no debe permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar para evitar quemaduras y evitar también lugares con huesos.
- 4. No utilize desinfectante para limpiar el producto, se recomienda utilizar algodón húmedo o toalla.
- 5. El operador y la persona que recibe el tratamiento se deben quitar los accesorios y adornos metálicos del cuerpo.
- 6. El ambiente de uso debe evitar la interferencia de otros instrumentos.
- 7. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 8. Desenchúfelo cuando no lo utilice.
- 9. Por favor, suspenda el uso del instrumento si percibe alguna reacción anómala en la piel.
- 10. Deslice suavemente la sonda cuando esté pegada a la piel, no utilice la fuerza.
- 11. La sonda debe estar completamente en contacto con la piel y necesita estar de forma vertical para un correcto ajuste.
- 12. Este instrumento es un instrumento de belleza doméstico, por favor no lo utilice para otros fines que no sean de belleza. Por favor, lea cuidadosamente las precauciones antes de usar y así utilizar este producto correctamente.

- 13. Por favor, acorte el tiempo de uso para la primera vez o si la piel es sensible. Si el cuerpo del usuario muestra alguna reacción adversa, por favor deje de usarlo.
- 14. Está prohibido llevar objetos metálicos en el cuerpo durante el tratamiento.
- 15. No se maquille el día del tratamiento ni se limpie la cara antes del mismo.

Sobre el mantenimiento

Después de cada uso, se recomienda limpiar la superficie del aparato. Al limpiarlo, debe apagarlo y desenchufarlo. Si encuentra manchas resistentes, puede limpiarlo con una esponja o un paño humedecido con un detergente neutro diluido. No utilice álcalis fuertes, alcohol, aceites volátiles, líquidos detergentes, etc.

Este instrumento no es impermeable, por lo que no puede utilizarlo en el agua, ni lavar la unidad principal o la fuente de alimentación con agua.

Nota: Como el producto se actualiza de vez en cuando, el modelo del manual puede ser diferente del producto real. Este manual es sólo de referencia.

No apto para su uso en los siguientes casos

- 1. Si hay una herida en la piel, evite la herida o no lo use hasta que esté totalmente curada.
- 2. Está prohibido para personas con epilepsia.
- 3. Está prohibido para pacientes con enfermedades del corazón (como arritmia), especialmente aquellos con marcapasos.
- 4. Está prohibido para pacientes con cáncer, náuseas y tumores.
- 5. Está prohibido para pacientes con esputo ansioso o enfermedades infecciosas.
- 6. Prohibido a mujeres embarazadas, lactantes y durante la menstruación.
- 7. Pacientes con enfermedades graves, como cardiopatías, úlcera gástrica, enfermedades gástricas graves, úlcera duodenal, hipertensión arterial, cirugía abdominal de menos de tres meses, diabetes, etc.
- 8. Está prohibido su uso si tiene metal o gel de sílice en el cuerpo.

Introducción a las partes del equipo



- 1. Luz roja LED
- 2. Cabezal de radio reemplazable (Presione para colocar y gire en el sentido de las agujas del reloj)
- 3. Indicador de nivel de intensidad (5 niveles ajustables)
- 4. Pulse una vez para ajustar la intensidad /pulse prolongadamente para el interruptor LED
- 5. Modo ojos
- 6. Modo facial
- 7. Modo cuerpo
- 8. Pulse una vez para seleccionar el modo / pulse prolongadamente para encender el equipo
- 9. Conector de alimentación eléctrica.

Introducción a los accesorios



- 1. Base del dispositivo
- 2. Base para colocar el dispositivo y los 3 cabezales



- 1. Cabezal de radio (modo corporal)
 - 2. Cabezal de radio (modo facial)
 - 3. Cabezal de radio (modo ojos)

Instrucciones de uso del producto

- 1. Antes de su uso, elimine la grasa y la suciedad acumulados en la superficie de la piel del rostro con agua tibia, para que la piel con poros sin obstrucciones pueda absorber mejor los nutrientes.
- 2. Conecte el cabezal de radio al dispositivo, conecte el cable de alimentación de corriente y enciéndalo de forma predeterminada.
- 3. Seleccione el modo y ajuste la intensidad para empezar a trabajar. Por favor, comience a utilizar la primera marcha, y ajuste la marcha de acuerdo con la aceptación personal de su piel.

- 4. Aplique una capa de gel de 1 mm de grosor en la zona deseada, golpee 2-3 veces con la mano para ayudar a la absorción. Durante la operación, si percibe que el gel se seca y el movimiento ya no es tan suave, aplique el gel de nuevo para operar.
- 5. Mueva lentamente el mango. La sonda no debe permanecer demasiado tiempo en la misma parte. A mayor energía, mayor velocidad de deslizamiento. Por favor, no utilice nunca directamente la marcha máxima.
- 6. El instrumento está configurado para apagarse automáticamente tras 10 minutos de encendido. Si necesita seguir utilizándolo, reinícielo. Se recomienda apagar y descansar unos 20 minutos al menos después de un uso continuado durante 20 minutos.
- 7. Se recomienda utilizarlo dos veces por semana, sesiones de unos 20 minutos.
- 8. Es normal que la piel esté seca después de su uso.

Por favor, preste atención a la hidratación o aplique una mascarilla.