



MASAJEADOR DE PIES EMS




MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo


Introducción del parche:



Presentación del dispositivo



Remote control introduction



¿Qué es EMS ?

El masajeador muscular electrónico fortalece los músculos y relaja los músculos tensos; los estudios han demostrado que se considera una terapia clínica eficaz no farmacológica; fortalece y tonifica los músculos; utilizado correctamente, no tiene efectos secundarios en el organismo y es un medio de autoentrenamiento respaldado científicamente y médicamente..

Modo de empleo



Instrucciones

1. Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos en la unidad principal para iniciar el equipo.
2. Coloque la pasta del cojín de masaje en la posición de los pies, limpie el sudor de la posición de masaje antes de utilizar el masaje.
3. Cuando el indicador se encienda, pulse suavemente el botón de encendido para cambiar los diferentes modos.
4. Pulse el botón para ajustar la intensidad, subiendo o bajando el nivel de acuerdo a sus necesidades individuales.
5. Mantenga pulsado el mando a distancia o el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el aparato.

Notas

- El mando a distancia se apaga automáticamente después de 1 minuto si no se utiliza durante el funcionamiento. Pulse el botón de encendido del dispositivo para poner en marcha la máquina cuando se utilice de nuevo.

I Consejos de seguridad

- No puede utilizarse para tratar dolores no identificados. Consulte a su médico antes de usarlo.
- No utilizar alrededor del corazón, la boca o piel infectada.
- No utilizar en zonas húmedas como cuartos de baño.
- Se recomienda utilizarlo bajo la supervisión de un fisioterapeuta en caso necesario.
- Sólo puede aplicarse en la parte externa del miembro.
- Si desea obtener otros efectos terapéuticos, consulte a su médico antes de utilizarlo.
- No lo utilice mientras duerme, conduce o se baña.
- Manténgalo alejado de joyas u objetos metálicos.
- No utilizar en ninguna de las siguientes situaciones:
 - Malestar físico.
 - Problemas como latidos irregulares del corazón o enfermedades cardíacas.
 - Epilepsia.
 - Mujeres embarazadas.
 - Pacientes con cáncer.