Dispositivo EMS de electroestimulación facial - AP0001



Promueve el movimiento voluntario de los músculos de la cara y la mandíbula, permitiendo que los músculos faciales quemen grasa durante el ejercicio y conseguir el efecto de reafirmar la zona baja del rostro y la papada.

- 3 niveles de intensidad.
- Restaura la elasticidad muscular.
- Mantén el rostro vivo y vibrante.
 - Alivia las molestias faciales.
- Un masaje completo y revelador.

Método de uso:

- 1. Encienda el equipo manteniendo pulsado el botón \circ durante unos segundos, el equipo se iniciará de forma predeterminada en el primer nivel de intensidad.
- 2. El equipo tiene 3 intensidades (baja, media y alta), pulse brevemente el botón \circ y cambiará a la intensidad siguiente, al llegar a la más alta si vuelve a pulsar \circ regresará a la primera intensidad.
- 3. Para apagar mantenga pulsado el botón 😃 unos segundos.

Carga

El equipo dispone de una batería de litio recargable interna, para cargar utilice el cable USB incluido conectándolo a un adaptador de corriente de móvil (5V 1A) o a un puerto USB del ordenador. Al cargar se encenderá una luz parpadeante, la luz se apagará al estar totalmente cargado.

Aspectos importantes

- 1. Los usuarios primerizos no deben usar el nivel máximo en la primera semana.
- 2. Mientras se adapta al uso del dispositivo facial, es necesario cambiar gradualmente la intensidad.

- 3. No se recomienda el uso la primera vez por más de 10 minutos al día.
- 4. El moldeado es un proceso a largo plazo, el uso de alta intensidad no significa mejores resultados, necesita adaptarse gradualmente para obtener un buen resultado.
- 5. El contorno facial se reafirma gradualmente, preste atención a los avances al usarlo al menos dos veces por semana. Cuando observe que los resultados se estabilizan, deje de usarlo.
- 6. La primera vez es probable que sienta alguna incomodidad (dependiendo de cada persona), se recomienda utilizar la potencia suave primero, al pegarlo a la cara la sensación será como de pequeños calambres, es normal.

Métodos de mantenimiento del dispositivo:

- 1. Utilice un paño suave para limpiar si el equipo se encuentra sucio, puede usar un paño un poco húmedo con un limpiador neutro y luego utilice otro para secar muy bien.
- 2. Por favor, no utilice detergentes, disolventes volátiles, preparados de gasolina, etc.
- 3. Evite el contacto de agua y otros líquidos con el dispositivo.
- 4. No exponga el instrumento al medio ambiente en condiciones extremas de frío o calor.
- 5. Por favor, no exponga el instrumento a la luz solar directa, condiciones húmedas, lugares polvorientos, corrosivos o en sitios donde se almacenen gases.
- 6. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

Si no cumple las precauciones anteriores y lo utiliza de forma incorrecta, la empresa no se hará responsable de la calidad y funcionabilidad del equipo.

Precauciones de seguridad (No utilizar en los siguientes casos)

- 1. Personas que utilicen un regulador de la frecuencia cardiaca o un dispositivo médico electrónico incrustado en el cuerpo.
- 2. Personas con marcapasos cardiopulmonares artificiales e instrumentos médicos electrónicos de soporte vital.
- 3. Quienes utilicen instrumentos de ECG y lleven instrumentos médicos como stents cardiacos.
- 4. Pacientes con tumores malignos.
- 5. Si tiene heridas en la cara que no han cicatrizado.
- 6. Las mujeres embarazadas y niños.
- 7. Pacientes con alergias cutáneas y trastornos de la piel.
- 8. Pacientes con historial médico psicológicos, siga el consejo del medico.
- 9. Personas sensibles a la corriente.





