

Bolígrafo para nevus - ZM604

Manual de instrucciones

Introducción de la operación



1. Puerto de carga USB

2. Pantalla indicadora

3. Botón de encendido / ajustes

4. Botón trabajo / OUT

5. Punta de aguja

1. Botón de encendido (M): Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender y apagar la máquina, y la marcha se mostrará después del encendido (por defecto la 1).

2. Tras el arranque, pulse brevemente el botón de encendido (M) para encender la luz led, y vuelva a pulsarlo para apagarla.

3. Pulse brevemente el botón más y menos para cambiar la potencia de salida, hay varias marchas que se pueden ajustar, y aumentan gradualmente.

4. Botón de trabajo (OUT): Pulse el botón (OUT) para empezar a trabajar, suéltelo para dejar de trabajar.

5. Función de protección: Mantenga pulsado el botón (OUT) durante 2 minutos para detener la salida del dispositivo. Si necesita seguir trabajando, suelte el botón (OUT) y vuelva a pulsarlo.

6. Indicación de la potencia e instrucciones de carga: La potencia se muestra en cuatro cuadrículas. Cuando se esté cargando, la luz indicadora se encenderá por turnos, y cuando esté completamente cargada, la luz indicadora permanecerá encendida y dejará de parpadear.

Características

Utilizando la función de carbonización ionizada de alta tecnología, puede barrer instantáneamente pecas, manchas de la edad, lunares planos, etc., y puede lograr una eliminación rápida, segura y sin efectos secundarios sin sangrado.

Introducción al uso

Eliminación de manchas:

Mueva la electroacupuntura ligeramente hacia la mancha y muévela hacia adelante y hacia atrás, se puede comprobar claramente que la melanina se desvanecerá y caerá después de barrer la electroacupuntura. Si la mancha es poco profunda y el área es pequeña, se puede eliminar de una sola vez. Realizar varios tratamientos es más apropiado. También debe tenerse en cuenta que cuando la esteticista utiliza la electroacupuntura para el tratamiento, además de que el cliente mantenga una posición inmóvil, la mano de la esteticista que sujeta la electroacupuntura debe estar equilibrada y no agitada, para evitar quemaduras e incoherencias durante el tratamiento, favorecer a la recuperación de la herida, provocando un fenómeno de cicatrización.

Lunares:

Al pinchar lunares, debe prestarse especial atención a distinguir la profundidad de los mismos. Algunos lunares crecen en la superficie de la piel, mientras que las raíces de los lunares crecen profundamente en el tejido subcutáneo. Cuando utilice la electroacupuntura, no corte el extremo de la aguja en la superficie del lunar de una sola vez. Es mejor utilizar cuadrados pequeños. Si el lunar crece más profundamente, además de evitar la inflamación después del tratamiento, lo mejor es aplicar un poco de crema nutritiva como células vivas 2-3 días antes de que cicatrice la herida, lo que puede evitar la formación de hoyos en la piel. Cuando se limpie la crema nutritiva, hay que tener en cuenta que la herida no debe estar inflamada, y si la hay, no debe limpiarse.

Eliminación de la granulación:

Toque el puerto de electroacupuntura ligeramente en la parte de la granulación, y queme las células en la raíz de la granulación derivada con electroacupuntura láser. Al cabo de una semana aproximadamente, la granulación se caerá por sí sola. Si la granulación es grande, debe quemarse varias veces para evitar que afecte a la recuperación de la herida.

Eliminación de tatuajes:

Por lo general, la quema de tatuajes implica áreas extensas y una aguja más grande debe ser utilizada. El método de quemar tatuajes es aproximadamente el mismo que el de barrido de manchas. El tiempo de operación puede ser ligeramente más largo. Si el área es demasiado grande (más de 3 cm), debe dividirse en sesiones. No termine el tratamiento de una zona muy extensa pasando varias veces por una misma zona, podría infectarse accidentalmente por bacterias, y las consecuencias serán grandes. Las esteticistas y los clientes deben ser especialmente precavidos. Si se produce una inflamación grave, deben acudir al hospital para recibir tratamiento lo antes posible.

Precauciones

1. Cuando utilice el equipo por primera vez, se recomienda probarlo con una fruta fresca, y utilizarlo cuando se dominen por completo las prestaciones del equipo y los procedimientos de funcionamiento.
2. Dado que este equipo puede producir un efecto de alta temperatura en un instante, por favor guárdelo adecuadamente cuando no esté en uso para evitar que niños y personas que no entiendan el equipo lo usen y jueguen, y evitar peligros.
3. Es mejor no lavar demasiado la zona afectada dentro de los 30 días siguientes al uso de este equipo para el tratamiento.
4. Cuando el lunar pique (periodo de crecimiento de la carne), no se rasque con las manos. Al cabo de unos 20 o 30 días, la costra se caerá por sí sola.
5. El periodo de recuperación es de unos 3 meses. Se recomienda no comer jengibre durante el período de recuperación (afecta a la suavidad de la piel), carne de vacuno (producirá un color rojo claro), salsa de soja (producirá un color negro claro) durante el período de recuperación, prestar atención a las cuestiones anteriores, la piel se puede restaurar al 95% de la piel original, y el pigmento puede ser quemado directamente por la máquina. No importa que el color sea el mismo, estará bien, y entonces la piel formará una fina costra, y el pigmento de la piel se concentrará bajo el lunar. Como las costras se caen todas, no habrá infección.
6. Cuando el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo cada tres o cuatro meses para mantener la duración de la batería.
7. Cuando el equipo falle, por favor no lo desmonte usted mismo para intentar repararlo para evitar peligros. Se recomienda contactar con el fabricante original para su mantenimiento.
8. Queda terminantemente prohibido utilizar agua o líquidos para limpiar este dispositivo directamente para evitar daños o que penetre algún líquido en el equipo.

Características técnicas:

Nombre del producto: Bolígrafo eliminador de nevus

Potencia nominal: 4W

Tamaño del producto: 28 * 190mm

Número de producto: ZM604

Voltaje nominal: 3.7V

Peso del producto: 95g

Material del producto: ABS