

Peine con tratamiento capilar por luz LED – SM008



Repara el interior y protege el exterior, brillante y luminoso

Manual de instrucciones

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de su uso y consérvelo para futuras consultas

1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

¡Gracias por comprar este equipo de cuidado para el cabello! Con el fin de poder leer el manual en cualquier momento cuando sea necesario, por favor, guárdelo correctamente, este peine del pelo está diseñado como un producto electrónico de salud para el hogar, no para el diagnóstico, tratamiento y otros usos comerciales; dispone de una combinación de micro-vibración y diferentes bandas de luz LED de color como uno de los nuevos tipos de productos de cuidado personal del cuero cabelludo y el cabello.

La luz de color y la función de vibración se utilizan en combinación entre sí para actuar sobre los folículos pilosos del cuero cabelludo, una solución ideal de cuidado para acelerar la circulación sanguínea del cuero cabelludo, promover el metabolismo, reducir y controlar la secreción de grasa del cuero cabelludo, despertar los folículos pilosos inactivos, consolidando las raíces del cabello y mejorando la calidad del cabello, a fin de lograr el propósito de prevenir y detener la caída del cabello.

Acerca de este manual: Las imágenes del producto y las características relacionadas con el producto que se muestran en este manual, así como la explicación de algunos términos, son sólo para referencia, el usuario está sujeto a los datos reales, los datos citados del laboratorio de la empresa.

Nota: Este producto sólo se utiliza para el mantenimiento auxiliar, no hacer un tratamiento específico, en la utilización del producto, los efectos específicos varían de persona a persona.

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, siga las instrucciones y sugerencias para utilizar este producto correctamente.

El producto debe ser limpiado a tiempo después de su uso para evitar la acumulación de grasa y residuos.

PELIGRO El funcionamiento incorrecto puede provocar lesiones personales.

La operación incorrecta puede resultar en seguridad personal o PRECAUCIÓN contenido relacionado con daños a la propiedad

PELIGRO

- Utilice el cable de carga suministrado con el peine y conecte correctamente el enchufe del cargador a la toma de corriente doméstica.
- Cuando lo cargue, manténgalo alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar averías, incendios o fuego causado por el calor.
- Si el producto está deformado, dañado o huele mal, no vuelva a utilizarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Se prohíbe su uso a las personas que hayan sido operadas del corazón o lleven dispositivos médicos electrónicos colocados en el cuerpo, como marcapasos y desfibriladores implantados.

PRECAUCIÓN

- Para evitar riesgos, no lo utilice con dispositivos médicos electrónicos. Por razones de higiene, se recomienda no compartir este producto con otras personas.
- No coloque los dientes del peine verticalmente hacia abajo, de lo contrario existe riesgo de fugas.
- Las personas que utilicen este producto por primera vez o que tengan la piel sensible deben probarlo primero en una zona pequeña de la piel y confirmar el estado de la piel antes de utilizarlo.
- Antes del uso, asegúrese de comprobar el electrodo del peine. Si está deformado, agrietado, rayado o sucio, no siga utilizando este producto.
- No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, vajilla u otro utensilio que contenga agua.
- Los cepillos para el pelo no son impermeables y no pueden sumergirse en agua ni enjuagarse con el grifo.
- En el interior del peine se encuentra la batería, no debe perforar o cortocircuitar la batería, a fin de evitar el riesgo de explosión.
- No cargue ni guarde el peine a temperaturas ambiente húmedas.
- No lo use si tiene problemas cutáneos importantes (incluidos, entre otros, melanoma, carcinoma basocelular, queratosis actínica).

- En caso de lupus eritematoso sistémico, porfiria, anomalías de la coagulación y del colágeno, como equimosis, hematomas excesivos o mal historial de cicatrización de heridas, consulte a su médico antes de empezar a utilizar el producto.
- No utilice cargadores dañados ni enchufes con tomas sueltas que no se puedan apretar del todo, para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, etc.
- Si la máquina está dañada, para evitar peligros, debe ser reparada por el fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales similares.
- No utilice este producto cerca de materiales inflamables y explosivos (como alcohol, gasolina, aerosoles, etc.) que puedan provocar incendios o explosiones.
- Apague y desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.
- No utilice el peine para el cabello para fines distintos de los especificados en este manual, a fin de evitar averías o incendios causados por el calor.

Consulte siempre a su médico antes de utilizar el peine para el cabello si se produce alguno de los siguientes casos:

- Síntomas cutáneos o posibles efectos en la piel.
- Síntomas que afecten a la percepción del calor o a la motricidad fina. Si se ha sometido recientemente a cirugía craneal y tratamientos estéticos.
- Uso de medicamentos que puedan afectar a la piel, la percepción del calor o la motricidad fina.
- Si siente molestias en la piel o el cuerpo, deje de usarlo inmediatamente.
- No se recomienda el uso de peines para el cabello a personas con capacidad física débil, lentitud de reacción o trastornos mentales, a menos que los utilicen de forma segura bajo la guía o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Se prohíbe el uso de cepillos de pelo a los niños pequeños sin vigilancia y a las personas con discapacidad.
- No permita que los niños jueguen con el peine del pelo, si el producto está anormalmente caliente, por favor deje de usarlo inmediatamente y desconecte la alimentación para evitar quemaduras.

3. DIAGRAMA DEL PRODUCTO



1. Caja reserva de líquido, 2. Apertura de la infusión, 3. Luz indicadora de modo, 4. Botón de selección de modo, 5. Botón de encendido/apagado, 6. Dientes de masaje, 7. Peine de descarga, 8. Luz LED, 9. Mango de agarre, 10. Puerto de carga

4. INSTRUCCIONES DE USO

[RECARGA]

- Cargue completamente el peine antes de utilizarlo por primera vez.
- Conecte el aparato al cable de carga y al cargador, y enchúfelo a la toma de corriente doméstica. No utilice el peine mientras se esté cargando.
- Durante la carga, la luz indicadora parpadeará en azul, cuando la carga esté completa se mantendrá encendida fija la luz azul.
- El tiempo de carga es de unas 3 horas.
- El producto completamente cargado puede utilizarse durante unos 90 minutos (el producto está configurado para apagarse a los 15 minutos) si necesita volver a utilizar, puede encenderse nuevamente.
- Dependiendo del uso real, el tiempo de uso será algo diferente.



1. Tomacorriente, 2. Adaptador de corriente, 3. Puerto de carga

[PREPARACIÓN ANTES DEL USO]

- Limpie el peine y los dientes del peine.
- Antes del uso, frote la grasa o el agua y otras suciedades del cabezal para asegurarse de que la piel del cabezal está en buen estado de limpieza.
- Prepare la solución de tratamiento.

[LLENAR CON LÍQUIDO]



1. Tire hacia arriba del tapón de la caja de almacenamiento de líquidos, inyecte la solución de cuidado y, a continuación, vuelva a cerrar el tapón.

*Después de llenar la solución de cuidado, puede presionar la punta del peine de descarga con el dedo para comprobar la situación de la descarga.

[FUNCIÓN DEL PRODUCTO]

Vibración: ayuda a aumentar la elasticidad de la piel, promover la circulación sanguínea, acelerar la desintoxicación metabólica, mejorar la eficiencia de absorción de nutrientes de la piel y otros efectos.

Luz roja LED: promueve la regeneración y reparación de las células de la piel, ayuda a la síntesis de colágeno, aumenta la elasticidad y firmeza de la piel, mejora la calidad de la piel, hace que la piel sea más joven y saludable.

Luz azul LED: reduce los poros, mejora la piel grasa, hace que la piel esté más fresca y confortable, equilibra el agua y la grasa; calma y mejora la relajación de la piel.

[SELECCIÓN DE MODO]

Modo 1:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos. El sistema entra en el modo 1 por defecto.
2. La función de cuidado es luz roja LED + vibración, que estimula la vitalidad de las células de la piel y promueve la generación de colágeno y fibras elásticas.

Modo 2:

1. Pulse el botón de encendido una vez para cambiar de modo.
2. La función de cuidado es luz LED azul + vibración, que tiene como objetivo la secreción excesiva de grasa, calmar la piel, equilibrar el agua y la grasa de la piel.

Modo 3:

1. Pulse el botón de encendido para cambiar de modo.
2. La función de cuidado es el parpadeo alternativo de LED rojo y azul + vibración para promover el metabolismo celular y la circulación sanguínea.

[MÉTODO DE APLICACIÓN]

1. Aplique el peine sobre la piel de la cabeza (los dientes del peine del electrodo deben entrar totalmente en contacto con la piel), presione suavemente el peine desde la parte superior de la cabeza como punto de partida a lo largo de la dirección de crecimiento natural del vello lentamente en forma difusa. Al peinar, puede agarrar las puntas del pelo con una mano para reducir el grado de fuerza sobre el cuero cabelludo y evitar que se arranque el pelo. Si se añade líquido, se puede peinar uniformemente por todas las partes del cuero cabelludo.

2. Tome 15 minutos como tiempo de aplicación.

1) El producto tiene una parada regular de 15 minutos.

2) Si desea detener el funcionamiento durante el uso, puede pulsar el botón de encendido durante 1,5 segundos para apagarlo.

Nota: El peine descargará líquido automáticamente cuando se utilice.

Este producto necesita ser limpiado y su respectivo mantenimiento a tiempo después de cada uso. Después de usar el producto, la caja de almacenamiento de líquido debe ser limpiada con agua o alcohol oportunamente cada vez para evitar obstrucciones.

5. ANÁLISIS Y ELIMINACIÓN DE FALLOS

Si se produce un fallo durante el funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones. Si el fallo no se puede eliminar o el peine para el cabello sigue sin poder funcionar, póngase en contacto directamente con el centro de servicio postventa, no desmonte ni intente reparar.

AVERIA, POSIBLE CAUSA Y SOLUCION

1. No lo noto funcionando cuando lo uso

Hay diferencias en la percepción de la piel, suba la marcha o vuelva a aplicar la solución de tratamiento capilar en la zona antes de usarla.

2. No se puede arrancar el motor

La máquina está almacenada durante mucho tiempo, por lo que la batería no tiene suficiente carga, puede que la batería esté agotada; Vuelva a cargar el producto para su uso, al cargar, compruebe que la luz indicadora de carga está encendida para asegurarse de que el producto se está cargando.

3. El producto no se puede cargar

El enchufe podría estar defectuoso o haber algún daño en el cargador; vuelva a conectar la consola al cargador o conecte el cargador a otra toma de corriente doméstica para su uso.

Sustituya el cargador o conecte el cable de carga al USB a su ordenador para cargar.

4. Apagado automático durante el uso

Puede que la batería esté agotada o simplemente se apaga automáticamente a la hora programada

Pruebe cargar la máquina completamente antes de usarla o reinicie el dispositivo.

5. No sale el líquido durante el uso

El orificio de salida puede estar obstruido, la concentración de la solución es demasiado alta.

Limpie los dientes del peine de flujo con alcohol médico y limpie el interior del depósito, diluya la solución a utilizar para hacerla más ligera o sustituya la solución por una menos densa

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague la máquina antes de limpiarla.
- El peine para el pelo no es impermeable, no lo vierta en agua ni lo enjuague directamente con el grifo.
- No utilice bolas de alambre, limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) o productos químicos para limpiar este producto.
- Se puede limpiar con un paño suave húmedo o alcohol médico y limpiar con un paño suave seco.
- Si no utiliza el producto durante mucho tiempo (más de 2 meses), por favor, sáquelo y cárguelo al menos una vez cada 2 meses antes de guardarlo.

7. DEPÓSITO

- Después de su uso, por favor, vierta la solución de cuidado limpio en la caja de almacenamiento de líquidos y límpielo antes de guardarlo.
- El producto se puede guardar en una bolsa de viaje.
- Por favor, guarde el producto en un ambiente seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Guárdelo en un lugar con poca humedad y polvo.
- Evite exponer el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa.

8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS



NO LO TIRE EN CUBOS DE BASURA ORDINARIOS

Esta marca en el peine para el pelo, en el manual de instrucciones y en el embalaje indica que el producto no puede desecharse como basura doméstica general al final de su vida útil. Consulte a la administración local para reciclar los residuos de acuerdo con la clasificación, que favorece la protección del medio ambiente.

Este aparato está equipado con una batería interna, por lo que:

- La batería debe extraerse del producto antes de desecharlo;
- Al retirar la batería, el producto debe estar apagado y sin corriente;
- La batería debe desecharse de forma segura;
- Los usuarios no pueden sustituir la batería por sí mismos. Se recomienda llevar el producto a un punto de recogida oficial para que un profesional retire la batería.

Retire la batería:

Cuando utilice herramientas para abrir el producto y cuando se deshaga de la batería, tome las precauciones de seguridad necesarias.

- Mantenga el producto en funcionamiento hasta que deje de funcionar;
- Desenrosque el tornillo de cola y haga palanca para abrir la carcasa del producto;
- Desatornille la placa de circuito impreso con la cuchilla en cruz;
- Afloje los tornillos de la placa de circuito impreso y retírela;
- Desenchufe la batería. Extraiga la batería.

9. REPARACIÓN Y SERVICIO POSTVENTA

- En las siguientes circunstancias, la empresa no ofrece garantía, pero puede proporcionar mantenimiento pagado:

- Daños debidos a un uso inadecuado, como utilizar una fuente de alimentación incorrecta, enchufar el producto en una toma de corriente inadecuada, daños humanos, etc.
- Envejecimiento del producto y el desgaste causado por el uso normal, pero tiene poco impacto en la función del producto para otros fines, o el funcionamiento incorrecto o mantenimiento no profesional o problemas de productos causados por el uso de accesorios que no sean de la empresa.
- Artículos consumibles, accesorios complementarios y otros accesorios consumibles.

- Daños causados por fuerza mayor (por ejemplo, rayos, terremotos, incendios, inundaciones, etc.).

10. PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Peine con tratamiento capilar por luz LED

Modelo del producto: SM008

Tensión de entrada: 5V

Corriente de entrada: 0.5A

Potencia de salida: 1W

Tensión de salida: 3.7V

Normas de aplicación: GB4706.1-2005, GB4706.15-2008