

Máscara de tecnología de fotones



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Las organizaciones médicas internacionales han demostrado que el uso de longitudes de onda específicas de luz puede mejorar la vitalidad de las células y los tejidos de la piel, mejorando su estado mediante un modo de irradiación. Sin embargo, el cuidado tradicional de la piel con fotones se utiliza ampliamente en instrumentos de fotones de gran tamaño, que son caros. La mascarilla facial de luz LED de color es un tipo de luz fría bioactiva introducida por la última tecnología de belleza en Corea del Sur. Utiliza luz pura de baja energía y una tecnología única de modulación de la luz para cuidar y tratar la piel. Es naturalmente suave y tiene un efecto terapéutico significativo. Bajo riesgo, sin efectos secundarios, etc. La mascarilla facial LED de color se basa en el principio luminoso, es segura y sencilla, reutilizable, y permite alcanzar el objetivo de mantener la piel del rostro. Resuelve de forma fundamental los problemas de blanqueamiento y envejecimiento de la piel, mejora la actividad celular y promueve el metabolismo celular. La piel secreta una gran cantidad de colágeno y tejido fibroso para rellenarse. Aumenta la elasticidad de la piel. Mejora el amarilleamiento y la opacidad de la piel, logrando así efectos blanqueadores, rejuvenecedores, antiarrugas, eliminadores de manchas y otros efectos reparadores.

PRINCIPIO DEL LED

1. Rojo 620-630 nm: promueve la producción de colágeno, estimula la actividad celular y reduce las arrugas y las líneas de expresión.
2. Verde 520-525 nm: equilibra la normalización de la glándula sebácea, reduce los puntos negros y las llagas, y equilibra el aceite y el agua.
3. Azul 440-465 nm: sedante y adecuado para pieles sensibles, grasas y con acné, elimina el acné y mejora el equilibrio entre grasa e hidratación de la piel.
4. Morado: es una luz de doble frecuencia de luz roja y azul. Combina los efectos de dos tipos de luz, especialmente en el tratamiento del acné y las cicatrices del acné.
5. Naranja 590-610 nm: ilumina el tono de la piel, blanquea la piel, descompone los pigmentos y suaviza las cicatrices.
6. Cian. Puede mejorar gradualmente la energía celular y promover el metabolismo.
7. Luz blanca: penetra en las capas profundas de la piel, acelerando el metabolismo de los tejidos activos.
8. Los colores anteriores se alternan automáticamente.



MÉTODO DE USO

1. Limpie el rostro, combínelo con el líquido esencial o la mascarilla facial correspondientes y utilícelo con la luz correspondiente al instrumento de rejuvenecimiento fotónico para obtener un efecto mejor y más evidente.
2. Saque el instrumento de mascarilla facial LED de luz de color, ajuste las bandas elásticas izquierda y derecha hasta encontrar una posición cómoda. Ajuste la tensión de la correa a través de las orejas a ambos lados para fijar la mascarilla.
3. Instrucciones de funcionamiento del controlador: mantenga pulsado durante 1,5 segundos para encenderlo/apagarlo. Después de encenderlo, entre en el modo de espera y, a continuación, haga clic para iluminar diferentes colores. Después del octavo toque, los colores cambiarán automáticamente. Se recomienda utilizar el controlador después de cargarlo, con un indicador rojo parpadeante y un indicador verde cuando esté completamente cargado. (Como se muestra en la figura 1)
4. Le sugerimos que realice el tratamiento de belleza con fotones durante el tiempo de descanso, buscando un sofá o una cama cómodos, tumbándose tranquila y cómodamente, cerrando los ojos y disfrutando del proceso de belleza que aportan los fotones. No lea ni vea la televisión mientras lo utiliza.
5. El instrumento de rejuvenecimiento fotónico se utiliza con esencia líquida o una mascarilla facial desechable para limpiar el rostro. Se aplica la esencia líquida o la mascarilla facial desechable en el rostro. Se coloca el instrumento de rejuvenecimiento fotónico y se utiliza para el tratamiento asistido por luz correspondiente. Una vez completado el ciclo de tratamiento establecido (se recomienda de 10 a 15 minutos), retire el instrumento de rejuvenecimiento fotónico para limpiarlo y poder volver a utilizarlo la próxima vez.



Botón táctil

Cuando este cargando, la luz roja estará activa y una vez se cargue por completo, se activará la luz verde. Si el producto no se enciende, por favor cárguelo.

(Presione durante 1.5 segundos con sus dedos para encender/apagar, pulse y espere 1 minuto hasta que se apague automáticamente)

(Figura 1)

Botón táctil



1. Primer toque el botón para encender el instrumento de belleza.

Clip de la luz de color



2. Ajuste la distancia de la cinta de sujeción como más le convenga.



3. Póngaselo en la cabeza y complete el proceso de cuidado de la piel de acuerdo a sus necesidades.

ASPECTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

1. Evite mirar directamente la fuente de luz de la mascarilla u observar la luz durante mucho tiempo. Cuando la utilice, cierre los ojos. Si siente que la luz es demasiado intensa, puede cubrirla con un disco de algodón o un antifaz.
2. Se recomienda combinarla con ingredientes de alta calidad, mascarillas faciales desechables naturales o productos para el cuidado de la piel con propiedades blanqueadoras y antiacné, para facilitar su absorción.
3. Dentro del dispositivo luminoso hay circuitos y cuerpos emisores de LED, por lo que no se puede apretar, doblar ni presionar con fuerza.
4. Cuando lo utilice en la cama antes de acostarse, es mejor guardarlo en la caja o, al menos, retirarlo de la cama después del tratamiento.
5. Al limpiar la máscara luminosa, está estrictamente prohibido sumergirla en agua. Límpiela con un paño húmedo y la banda elástica se puede limpiar.