

Colorful LED Beauty Mask

OPTICAL WHITENING INSTRUMENT



Mode d'emploi

Blanchiment

Rides et taches de rousseur

Anti-âge

Raffermisssement de la peau

Principe de fonctionnement et fonction I:

Instrument de beauté optique de haute technologie pour le blanchiment par LED qui utilise le principe de la thérapie photodynamique, de l'activation cellulaire en profondeur et de l'amélioration de la peau. Lorsque la lumière est absorbée par la peau, l'énergie de combat est convertie en énergie intracellulaire de la peau, pour détendre et renforcer les microcellules de la peau, et faire produire à la peau une réaction photochimique.

Augmentation de l'activité de la catalase (Catalase) et de la super oxydismutase (SOD) dans la cellule, qui jouent le rôle de "gardien" et de "nettoyeur" de la cellule, augmentant la source d'énergie cellulaire de l'adénosine triphosphate (ATP).

Augmentation de la teneur en glycogène et en protéines, favorisant ainsi la sécrétion du facteur de croissance cellulaire et épidermique (EGF) et du facteur de croissance épidermique (EGF). Les fibres de collagène sont réarrangées, bloquant et éliminant la formation de mélanine, accélérant la croissance cellulaire, accélérant la circulation sanguine, stimulant la production de protéines de collagène, augmentant la flexibilité de la peau, ayant un effet significatif sur la réparation de la peau vieillissante, estompant les taches, favorisant et resserrant, soulageant les coups de soleil.

Traitement photonique à 7 couleurs de la lampe LED.

- Lumière rouge (rouge)

La longueur d'onde de 630 nm est connue sous le nom de "lumière d'activité biologique". Elle peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme et promouvoir la formation de collagène en même temps que le blanchiment, réduire les rides de la peau, augmenter l'élasticité de la peau, améliorer l'état de la peau, réparer les dommages de la peau, rétrécir les pores, raffermir la peau et améliorer l'efficacité des antioxydants.

- Lumière bleue (bleu)

La longueur d'onde de 470 nm peut inhiber l'inflammation, l'effet bactéricide anti-inflammatoire, sans aucun dommage pour l'état de la peau, les propionibactéries sont endommagées de manière productive, en peu de temps, l'inflammation de l'acné est réduite de manière significative pour guérir. Ils ont un effet sur la dissolution des lésions acnéiques, un effet bactéricide anti-inflammatoire, la réouverture de la peau, l'absence de cicatrice et de pigment.

- Lumière verte (verte)

Longueur d'onde de 520 nm, avec neutralisation, équilibre et stabilité, pour réduire la sécrétion d'huile de la peau, équilibrer l'eau et la graisse, soulager efficacement le stress mental, draguer la glande lymphatique et le drainage de l'enflure.

- Lumière jaune (jaune)

Après le traitement spécial de la longueur d'onde de 590 nm, elle peut améliorer l'oxygène des cellules, apporter de l'énergie supplémentaire aux cellules de la peau, provoquer la décomposition des pigments, favoriser le drainage lymphatique, améliorer la peau, les rides, traiter les rougeurs de la peau, la fièvre, la teigne, améliorer l'immunité.

- Lumière violette (pourpre)

Il s'agit de la fréquence de la lumière rouge et de la lumière bleue, qui combinent deux types de photothérapie de la lumière rouge et de la lumière bleue. Elle combine deux types d'efficacité phototechnique et a un effet particulièrement bon et réparateur dans le traitement de l'acné et l'élimination de l'acné.

- Lumière cyan (cyan)

Peut améliorer progressivement l'énergie cellulaire, le métabolisme joue un très bon rôle dans la promotion.

- Lumière blanche (blanche)

Pénètre profondément dans la peau, accélère le métabolisme, élimine les taches, améliore les ridules et la peau lâche.

L'utilisation de l'instrument:

-1. Nettoyez d'abord la peau du visage, laissez l'eau sécher naturellement ou utilisez une serviette absorbante et lavez délicatement la surface de la peau (n'utilisez pas de serviette épaisse pour frotter le visage, cela entraînerait des pores grossiers ou une peau rugueuse, une peau sèche).

-2. Retirer l'appareil de masque doux à LED, puis le boîtier de contrôle, connecter la ligne d'alimentation de l'appareil de masque à la sortie du boîtier de contrôle de l'alimentation.

-3. En fonction de la sélection de la touche d'ouverture des voyants d'alimentation "Color Select/Start", sélectionner à nouveau le type de bouton (01-07) rouge, bleu, vert, jaune, violet, cyan, blanc, le changement de couleur est automatique.

En fonction de l'heure de "Time-i" et "Time + f", augmenter la sélection du temps de travail (selon les besoins individuels, de 0 à 60 minutes).

Faites attention au fonctionnement lorsque les yeux sont en état d'alerte.

Essayez de ne pas passer trop de temps à regarder la source lumineuse". La "luminosité" permet de modifier l'intensité de la lumière (01- 09).

Vous pouvez choisir le mode de clignotement des lumières. La "microélectronique" peut réguler le flux microélectrique (en fonction des besoins individuels).

-4, Faire briller le masque sur le visage et trouver une position appropriée pour l'utiliser, régler la tension de la bande, avec un masque fixe (avant d'utiliser le masque, on peut d'abord s'adapter à la faible lumière, après l'utilisation, on peut régler l'intensité de la lumière).

-5, Le masque à photons peut être combiné à l'utilisation de produits de soin de la peau, en nettoyant le visage après que les produits de soin de la peau du masque jetable ont été déposés uniformément sur le visage, en utilisant l'irradiation par photons.

Une fois le temps d'exposition écoulé (généralement recommandé entre 5 et 30 minutes), le boîtier de contrôle de l'alimentation éteint automatiquement les LED. Le masque peut alors être retiré et nettoyé correctement, en vue de sa prochaine utilisation.

II Notes.

- 1.** Dans la mesure du possible, évitez de fixer la source lumineuse pendant une longue période. Si vous estimez que la lumière est trop forte, vous pouvez bloquer vos yeux à l'aide d'un coton.
- 2.** Suggestions et ingrédients naturels de bonne qualité pour l'utilisation du masque jetable ou du soin blanchissant pour l'acné, afin d'aider à mieux absorber le produit.
- 3.** Le masque étant fabriqué en plastique, il est probable qu'une odeur se dégage à l'ouverture de l'emballage, ce qui est un phénomène normal, mais l'odeur disparaîtra rapidement.
- 4.** Le film lumineux à l'intérieur du circuit et le corps émetteur de lumière LED ne peuvent pas être pressés, pliés ou pesés.
- 5.** Lors de l'utilisation avant d'aller au lit, après le traitement, il est préférable de remettre le masque dans sa boîte, ou au moins de le sortir du lit.
- 6.** Le masque ne peut pas être trempé dans l'eau, vous pouvez utiliser un chiffon humide ou un élastique pour le laver.
- 7.** Le masque ne peut pas être utilisé avec des nettoyeurs chimiques corrosifs.
- 8.** Évitez l'exposition au soleil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Certificat européen CE.

En cas d'utilisation de médicaments, consultez votre médecin en cas de facteurs de photosensibilité du même ou d'autres aspects qui contre-indiquent son utilisation.

Ne pas utiliser en cas de : femmes enceintes ou allaitantes, enfants, personnes souffrant de maladies thyroïdiennes, personnes allergiques à la lumière, l'utilisation de certains médicaments peut provoquer des allergies. En cas de maladie, consultez votre médecin.

Si vous avez une plaie cutanée, le produit doit être utilisé de manière à éviter une telle plaie ou ne pas être utilisé du tout.

Une application plus longue que celle indiquée peut provoquer un effet thermique dû à la chaleur, entraînant une oxydation ou un photovieillissement. Une utilisation incorrecte peut entraîner une rougeur de la peau, des démangeaisons, voire des brûlures. Il est donc essentiel de suivre les instructions et de ne jamais exagérer la durée ou la fréquence d'utilisation.

Trouvez les combinaisons appropriées entre le dosage, la fréquence et l'intensité du traitement pour obtenir des effets optimaux sur les pathologies traitées.

Commencez par une faible intensité et des temps d'utilisation courts, avec des jours de repos entre les séances. Augmentez progressivement les variables tout en surveillant les effets sur votre peau.

Ne jamais dépasser la durée maximale d'utilisation indiquée.