Instrument de beauté pour le cou DS-8822



Manuel d'instruction

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'instrument.

Structure du produit



- 1. Source lumineuse LED (lumière bleue/violette/rouge)
- 2. Touche On/Off (pression courte pour changer de mode, double clic pour régler l'intensité)
- 3. Commutation d'intensité
- 4. Lumière bleue, vibration à haute fréquence (nettoyage et rafraîchissement de la peau)
- 5. Vibration à haute fréquence EMS (soins EMS)
- 6. Chauffage à haute fréquence (chauffage et étirement)
- 7. Tête de massage

- 8. Bande de conduction inductive
- 9. Base antidérapante
- Port de charge.

REMARQUE

- 1. Pression longue sur le bouton ON/OFF : pour allumer/éteindre, pression courte pour changer de mode, double clic pour régler l'intensité.
- 2. Chaque mode est programmé pour cinq minutes. Si le mode est programmé pour 4 minutes, l'indicateur de mode correspondant clignote.
- 3. Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V, les trois indicateurs de mode clignotent automatiquement 10 fois et s'éteignent automatiquement..
- 4. L'appareil ne fonctionne pas pendant la charge, les voyants d'intensité clignotent progressivement, les trois voyants s'allument en même temps lorsque la charge est complète.

MODES:

Nettoyage et rafraîchissement de la peau : lumière bleue + vibration à haute fréquence

Soins EMS: lumière violette + vibrations à haute fréquence

Réchauffement et lifting : température constante 45 t + vibrations à haute fréquence

Lumière bleue : favorise la synthèse du collagène, active la peau, resserre la peau flasque, élimine les pores fins, améliore considérablement la peau grasse et la peau sensible.

Lumière rouge : peut améliorer la vitalité cellulaire, accélérer la circulation sanguine, favoriser la croissance des fibroblastes et du collagène, atténuer les rides et ridules, resserrer la peau, réduire les pigments clairs, atténuer les cicatrices.

Lumière violette : peut améliorer l'oxygène cellulaire, utiliser la fonction d'alternance pour promouvoir la microcirculation à la surface du corps, drainer la lymphe et l'œdème, et avoir pour effet d'apaiser la peau, de promouvoir l'équilibre et la stabilité.

Micro-courant EMS: libère un courant pulsé intermittent, stimule la production d'ATR, améliore l'élasticité des fibres musculaires du visage, active l'activité du collagène et raffermit la peau..

Caractéristiques du produit

La tête de massage aérodynamique est spécialement conçue pour le cou. Sa conception aérodynamique permet de transférer l'énergie à chaque centimètre de la peau du cou. La tête de massage à vibrations soniques est dotée de trois modes, d'une lumière bleue, rouge et violette et d'une combinaison de trois couleurs de lumière, d'un massage EMS, qui permettent de favoriser la circulation sanguine, de stimuler les acupoints du cou et du visage, de draguer les méridiens, d'améliorer la circulation et de stimuler le métabolisme, afin d'obtenir la désalinisation des lignes du cou, de réduire l'œdème, de détendre les épaules et le cou, de traiter les acupoints, d'éliminer rapidement la fatigue et de restaurer la force physique.

Les trois modes sont les suivants : Traitement de la peau et antirides (lumière bleue), réchauffement et lifting (lumière rouge), soins EMS (lumière violette) ; appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pour démarrer l'appareil, en changeant de mode à chaque pression, jusqu'à ce qu'un cycle soit terminé, appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pour éteindre l'appareil. Il y a trois intensités pour chaque mode, et chaque mode est accompagné d'une vibration.

Chargement par câble USB.

Équipement portable pratique, utilisable à tout moment et en tout lieu.

Introduction d'un nouveau concept de conception bionique, conception en queue de poisson, délicate et nouvelle.

Remarques:

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (environ 3 mois), veuillez le retirer et le charger complètement avant de le ranger.

Soins du cou:

Appliquez les produits de soin de la peau uniformément sur le cou.

Choisissez le mode d'intensité en fonction de vos besoins personnels, la tête de massage doit être déplacée de bas en haut sur le cou. Si l'arrière du cou a également besoin d'être massé, massez avec une légère pression, en combinant différents mouvements et forces sur les points d'acupuncture.

Soins du visage :

Appliquez uniformément les produits de soin de la peau sur le visage.

Choisissez le mode en fonction de vos besoins personnels.

Appuyer sur les points d'acupuncture pour soulager les tensions musculaires.

Ajustez la peau du visage, tirez et soulevez de bas en haut, pour que le visage s'adapte.

Attention:

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques corrosifs.

Placer l'appareil dans un endroit sec et ventilé.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Le produit est chargé à l'aide d'un câble USB, il faut environ 3,5 heures pour le charger complètement lorsqu'il est complètement déchargé, il peut être utilisé de 2 à 12 heures en continu en fonction du mode et de l'intensité sélectionnés.

Le voyant rouge clignote lorsque la charge est faible, le voyant rouge reste allumé pendant la charge et le voyant vert s'affiche une fois la charge terminée.

Le produit est doté d'une fonction de mémorisation ; après avoir été éteint, il démarre automatiquement dans le dernier mode utilisé lorsqu'il est rallumé.

Ce produit ne peut pas être utilisé pendant la charge. L'appareil dispose d'une fonction de chauffage, d'environ 45 degrés ; la peau a une petite différence de température, elle peut être chaude, après l'application d'une huile essentielle ou d'une crème de massage sur la peau, l'appareil s'ajustera automatiquement à la température la plus confortable. Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation de l'appareil ou si vous remarquez une anomalie sur votre peau, arrêtez de l'utiliser et consultez immédiatement votre médecin.

L'appareil n'est pas étanche, ne le mettez pas dans l'eau. Placez l'appareil dans un endroit sec et ventilé, évitez la lumière directe du soleil et conservez-le dans un environnement exempt de produits chimiques corrosifs.

Lorsque vous effectuez des soins de beauté, n'utilisez que la quantité appropriée de produits de soin de la peau. L'utilisation d'une quantité excessive de produits de soin de la peau peut ne pas être entièrement absorbée par la peau et il est possible qu'un liquide résiduel s'infiltre à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait nuire à la durée de vie du produit.

Essuyez l'appareil avec un chiffon propre après chaque utilisation. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit afin d'éviter tout risque.

Questions et réponses courantes

L'appareil ne vibre plus, il ne fonctionne plus, que s'est-il passé?

Veuillez vérifier si la puissance de l'appareil est faible et s'il s'allume correctement.

Essayez de le recharger et redémarrez le produit après l'avoir rechargé. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter votre distributeur ou notre service d'assistance téléphonique.

Puis-je utiliser l'appareil tous les jours ?

Oui, c'est possible. L'intensité des vibrations et le réglage de la température de cet appareil ont été conçus par une équipe d'ingénieurs professionnels, ce qui permet de l'utiliser plusieurs fois par jour.

Peut-on l'utiliser en cas d'allergie cutanée ?

Les caractéristiques de cet instrument sont conformes aux normes internationales relatives aux matériaux, à la sécurité et à la santé, et ne devraient pas provoquer d'irritation ou d'allergie cutanée.

À quelle heure peut-on l'utiliser tous les jours?

Il peut être utilisé à l'heure qui convient le mieux à vos besoins personnels, il est recommandé de l'utiliser par sessions de 5 à 10 minutes maximum à chaque fois.