

Dispositif EMS pour électrostimulation faciale – AP0001



Favorise le mouvement volontaire des muscles du visage et de la mâchoire, permettant aux muscles faciaux de brûler les graisses pendant l'exercice et d'obtenir un effet raffermissant sur le bas du visage et les bajoues.

- 3 niveaux d'intensité.
- Restaure l'élasticité des muscles.
- Maintient la vitalité du visage.
- Soulage l'inconfort du visage.
- Un massage complet et révélateur.

Méthode d'utilisation:

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche  L'appareil se met par défaut au premier niveau d'intensité pendant quelques secondes.
2. L'appareil dispose de 3 intensités (faible, moyenne et élevée), appuyez brièvement sur le bouton  et il passera à l'intensité suivante, lorsqu'il atteindra l'intensité la plus élevée si vous appuyez à nouveau sur la touche  revient à la première intensité.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche  quelques secondes.

Chargement

L'appareil est doté d'une batterie interne au lithium rechargeable. Pour le recharger, utilisez le câble USB fourni en le connectant à un adaptateur de courant mobile (5V 1A) ou à un port USB de votre ordinateur. Pendant la charge, une lumière clignotante s'allume. La lumière s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Points importants à noter

1. Les nouveaux utilisateurs ne doivent pas dépasser les niveaux maximums au cours de la première semaine.
2. Pendant l'adaptation à l'utilisation de l'appareil facial, il est nécessaire de modifier progressivement l'intensité.

3. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pour la première fois pendant plus de 10 minutes par jour.

4. La mise en forme est un processus à long terme, l'utilisation d'une intensité élevée n'est pas synonyme de meilleurs résultats, vous devez vous adapter progressivement pour obtenir un bon résultat.

5. Le modelage du visage s'affermi progressivement, soyez attentif à la progression en l'utilisant au moins deux fois par semaine. Lorsque vous constatez que les résultats se stabilisent, arrêtez de l'utiliser.

6. La première fois, vous pouvez ressentir une certaine gêne (cela dépend de chaque personne), il est recommandé d'utiliser d'abord le soft power, en le collant sur le visage, la sensation sera comme de petites crampes, c'est normal.

Méthodes d'entretien de l'appareil :

1. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer si l'appareil est sale, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide avec un nettoyeur neutre, puis utiliser un autre chiffon pour bien le sécher.

2. Ne pas utiliser de détergents, de solvants volatils, de préparations à base d'essence, etc.

3. Évitez tout contact entre l'appareil et l'eau ou d'autres liquides.

4. Ne pas exposer l'instrument à un environnement extrêmement froid ou chaud.

5. N'exposez pas l'instrument à la lumière directe du soleil, à des conditions humides, à des endroits poussiéreux et corrosifs ou à des endroits où des gaz sont stockés.

6. Gardez l'équipement hors de portée des enfants.

En cas de non-respect des précautions ci-dessus et d'utilisation incorrecte, l'entreprise n'est pas responsable de la qualité et du fonctionnement de l'équipement.

Précautions de sécurité (Ne pas utiliser dans les cas suivants)

1. Personnes utilisant un régulateur de fréquence cardiaque ou un dispositif médical électronique intégré au corps.

2. Personnes portant des stimulateurs cardio-pulmonaires artificiels et des instruments médicaux électroniques de maintien en vie.

3. Les personnes qui utilisent des instruments ECG et portent des instruments médicaux tels que des stents cardiaques.

4. Les patients atteints de tumeurs malignes

5. Si vous avez des blessures au visage qui n'ont pas cicatrisé.

6. Les femmes enceintes et les enfants.

7. Les patients souffrant d'allergies cutanées et de troubles de la peau.

8. Patients ayant des antécédents médicaux psychologiques, suivre les conseils du médecin.

9. Personnes sensibles à la chaleur.

