

Dispositivo EMS per l'elettrostimolazione del viso – AP0001



Promuove il movimento volontario dei muscoli del viso e della mascella, consentendo ai muscoli facciali di bruciare i grassi durante l'esercizio e di ottenere un effetto rassodante sulla parte inferiore del viso e sulle guance.

- 3 livelli di intensità.
- Ripristina l'elasticità muscolare.
- Mantiene il viso vivo e vibrante.
- Allevia il disagio del viso.
- Un massaggio completo e rivelatore.

Metodo di utilizzo:

1. Accendere l'apparecchio tenendo premuto il tasto  L'apparecchiatura si avvia per impostazione predefinita al primo livello di intensità per alcuni secondi.
2. L'apparecchiatura ha 3 intensità (bassa, media e alta), premere brevemente il pulsante.  e passerà all'intensità successiva, quando raggiunge l'intensità massima se si preme di nuovo  tornerà alla prima intensità.
3. Per spegnere, tenere premuto il tasto  per alcuni secondi.

Ricarica

L'unità è dotata di una batteria interna al litio ricaricabile; per la ricarica utilizzare il cavo USB in dotazione collegandolo a un adattatore di corrente mobile (5V 1A) o alla porta USB di un computer. Durante la carica si accende una luce lampeggiante, che si spegne quando la batteria è completamente carica.

Punti importanti da notare

1. Chi lo usa per la prima volta non dovrebbe utilizzare il livello massimo nella prima settimana.
2. Durante l'adattamento all'uso del dispositivo per il viso, è necessario modificare gradualmente l'intensità.

3. Si sconsiglia il primo utilizzo per più di 10 minuti al giorno.
4. Il modellamento è un processo a lungo termine, l'uso ad alta intensità non significa risultati migliori, è necessario adattarsi gradualmente per ottenere un buon risultato.
5. Il contouring del viso si rassoda gradualmente, prestate attenzione ai progressi utilizzando il prodotto almeno due volte alla settimana. Quando notate che i risultati si stabilizzano, smettete di usarlo.
6. La prima volta si può avvertire un po' di fastidio (a seconda di ogni persona), si consiglia di usare prima il soft power, quando lo si attacca al viso la sensazione sarà quella di piccoli crampi, è normale.

Metodi di manutenzione dell'apparecchio:

1. Utilizzare un panno morbido per pulire se l'apparecchiatura è sporca, è possibile utilizzare un panno leggermente umido con un detergente neutro e poi utilizzarne un altro per asciugare molto bene.
2. Non utilizzare detergenti, solventi volatili, preparati a base di benzina, ecc.
3. Evitare il contatto dell'acqua e di altri liquidi con il dispositivo.
4. Non esporre lo strumento all'ambiente in condizioni di freddo o caldo estremo.
5. Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole, in condizioni di umidità, in luoghi polverosi e corrosivi o in luoghi in cui sono immagazzinati gas.
6. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

La mancata osservanza delle precauzioni di cui sopra e l'uso improprio comporteranno l'esclusione della responsabilità della società per la qualità e l'operatività dell'apparecchiatura.

Precauzioni di sicurezza (non utilizzare nei seguenti casi)

1. Persone che utilizzano un regolatore di frequenza cardiaca o un dispositivo medico elettronico incorporato nel corpo.
2. Persone con pacemaker cardiopolmonari artificiali e strumenti medici elettronici di supporto vitale.
3. Persone che utilizzano strumenti ECG e trasportano strumenti medici come stent cardiaci.
4. Pazienti con tumori maligni.
5. Se avete ferite sul viso che non sono guarite.
6. Donne incinte e bambini.
7. Pazienti con allergie e disturbi della pelle.
8. Pazienti con anamnesi psicologica, seguire i consigli del medico.
9. Persone sensibili alle correnti.

