

# Colorful LED Beauty Mask

## OPTICAL WHITENING INSTRUMENT



### Instruções de utilização

**Branqueamento**

**Rugas e sardas**

**Anti-idade**

**Aperto da pele**

## **Princípio de funcionamento e função I:**

LED Instrumento de beleza de branqueamento ótico de alta tecnologia que utiliza o princípio da terapia fotodinâmica, ativação celular profunda e melhoria da pele. Quando a luz é absorvida pela pele, a energia de combate é convertida em energia intracelular da pele, para relaxar e fortalecer as microcélulas da pele, e fazer com que a pele produza uma reação fotoquímica.

Aumento da atividade da catalase (Catalase) e da super oxididismutase (SOD) na célula, que assumem o papel de "guardiã" e "limpadora" da célula, aumentando a fonte de energia celular de trifosfato de adenosina (ATP)

Aumento do teor de glicogénio e de proteínas, promovendo assim a célula e a síntese de O novo substitui o da secreção do fator de crescimento básico dos fibroblastos (BFGF) e do fator de crescimento epidérmico (EGF). As fibras de colagénio são reorganizadas, bloqueando e eliminando a formação de melanina, aceleram o crescimento celular, aceleram a circulação sanguínea, estimulam a produção de proteínas de colagénio, aumentando a flexibilidade da pele, têm um efeito significativo na reparação da pele envelhecida, desvanecem as manchas, promovem e apertam, aliviam as queimaduras solares.

## **Tratamento de fotões de 7 cores da lâmpada LED.**

### **- Luz vermelha (vermelho)**

O comprimento de onda de 630nm, conhecido como a "luz de atividade biológica". Pode melhorar a atividade celular, acelerar o metabolismo e promover a formação de colagénio ao mesmo tempo, com branqueamento, rugas da pele, aumentar a elasticidade da pele, melhorar a condição da pele, reparar danos na pele, diminuir os poros, firmar a pele e melhorar a eficácia antioxidante.

### **- Luz azul (azul)**

Comprimento de onda de 470nm, pode inibir a inflamação, efeito anti-inflamatório bactericida, sem qualquer dano às condições da pele, as Propionibacteria são produtivamente danificadas, dentro de um curto espaço de tempo para fazer a inflamação da acne reduzir significativamente para curar. Têm efeito sobre as feridas da acne, anti-inflamatório bactericida, reabertura da pele, sem cicatriz e pigmento.

### **- Luz verde (verde)**

Comprimento de onda de 520nm, Com neutralização, equilíbrio e estabilidade, para reduzir a secreção de óleo da pele, equilibrar a água e a gordura, aliviar eficazmente o stress mental, dragar a glândula linfática e drenar o inchaço.

### **- Luz amarela (amarelo)**

Após o tratamento especial de comprimento de onda de 590nm, pode melhorar o oxigénio das células, energia suplementar para as células da pele, fazer a decomposição do pigmento, promover a drenagem linfática, melhorar a pele, rugas, tratamento da febre vermelhidão da pele, micose, melhoria da imunidade.

### **- Luz púrpura (púrpura)**

É a frequência da luz vermelha e azul. Combina dois tipos de fototerapia luz vermelha e azul. Combina dois tipos de fototécnica eficaz, especialmente tem um efeito particularmente bom e restaurador no tratamento da acne e na remoção da acne.

### **- Luz ciano (ciano)**

Pode melhorar gradualmente a energia celular, o metabolismo tem um papel muito bom no papel de promoção.

### **- Luz branca (branco)**

Penetra profundamente na pele, acelera o metabolismo, elimina as manchas, melhora as rídulhas e a pele solta.

## **A utilização do instrumento:**

**1.** Limpar primeiro o rosto da pele, deixar a água secar naturalmente ou utilizar uma toalha absorvente e lavar suavemente a superfície da pele (não utilizar uma toalha grossa para esfregar o rosto, pois isso provocará poros grosseiros ou pele áspera, pele seca).

**2.** Retirar o dispositivo de máscara suave de cor LED, depois retirar a caixa de controlo, ligar a linha de alimentação do instrumento de máscara à saída da caixa de controlo de potência.

**3.** De acordo com a seleção da chave para abrir as luzes de alimentação "Color Select/Start" (Seleção de cor/início), seleccionar novamente o tipo de botão (01-07) vermelho, azul, verde, amarelo, roxo, ciano, branco, a mudança de cor é automática.

Em função do tempo de "Time-i" e "Time + f", aumentar a seleção do tempo de trabalho (de acordo com as necessidades individuais, de 0 a 60 minutos).

Prestar atenção ao funcionamento quando os olhos estão em estado de alerta.

Tentar não passar demasiado tempo a olhar para a fonte de luz". A "luminosidade" permite alterar a intensidade da luz (01- 09).

Pode escolher o modo de cintilação das luzes. A "microeletrónica" permite regular o fluxo microeléctrico (de acordo com as necessidades individuais.).

**4.** A máscara é colocada sobre o rosto e encontra-se numa posição adequada para ser usada, ajustando a tensão da banda, com uma máscara fixa. (Antes de utilizar a máscara pode ser a primeira a ajustar-se à luz fraca, após a utilização pode ajustar a intensidade da luz).

**5.** A máscara de fotões pode ser combinada com a utilização de produtos de cuidados da pele de máscara descartável, limpando o rosto depois de os produtos de cuidados da pele de máscara descartável serem depositados uniformemente no rosto, utilizando a irradiação de fotões.

Após a conclusão do curso de tempo (geralmente recomenda-se 5-30 minutos), a caixa de controlo de energia desliga automaticamente os LEDs. Nesta altura, a máscara pode ser retirada, devidamente limpa, para a próxima utilização.

## II Notas.

1. Na medida do possível, evitar olhar fixamente para a fonte de luz durante um longo período de tempo. Por favor, se sentir que a luz é demasiado forte, pode tapar os olhos com algodão
2. Sugestões e ingredientes naturais de boa qualidade, máscara descartável ou cuidados com a pele para branqueamento da acne, ajudam a absorver melhor o produto.
3. devido à máscara feita de material plástico, abrir a embalagem é suscetível de ter um cheiro, que pertence a um fenómeno normal, mas o cheiro desaparecerá em breve.
4. A película luminosa no interior do circuito e o corpo emissor de luz LED, não podem ser espremidos, não podem ser dobrados, não podem ser pesados.
5. Ao usar antes de ir para a cama, após o curso do tratamento é melhor colocar de volta na caixa, ou pelo menos tirá-lo da cama.
6. A máscara de luz não pode ser mergulhada na água, pode usar um pano húmido ou um elástico para lavar.
7. A máscara não pode ser usada com produtos de limpeza químicos corrosivos solventes.
8. Evitar a exposição ao sol.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### **Certificado CE europeu.**

No caso de utilização de medicamentos, consultar o médico em caso de factores de fotossensibilidade dos mesmos ou de outros aspectos que contra-indiquem a sua utilização.

**Não utilizar em casos de:** mulheres grávidas ou a amamentar, crianças, pessoas com doenças da tiroide, pessoas alérgicas à luz, a utilização de certos medicamentos pode provocar alergias. Em caso de doença, consultar o médico.

Se tiver uma ferida na pele, o produto deve ser utilizado de forma a evitar essa ferida ou não deve ser utilizado de todo.

A sua aplicação durante mais tempo do que o indicado pode provocar um efeito térmico devido ao calor, criando uma certa oxidação ou fotoenvelhecimento. Uma utilização incorrecta pode provocar vermelhidão da pele, comichão e até queimaduras, pelo que é essencial seguir as instruções e nunca exagerar no tempo ou na frequência.

Encontrar as combinações adequadas entre a dosagem, a frequência e a intensidade do tratamento para obter os melhores efeitos sobre as patologias tratadas.

Começar com uma intensidade baixa e tempos de utilização curtos, com dias de descanso entre as sessões. Aumentar progressivamente as variáveis, controlando os efeitos na sua pele.

**Nunca supere el tiempo de uso máximo indicado.**