

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LIMPIADOR MÁGICO PARA LA PIEL
SC499B

¿QUÉ ES LIMPIADOR MÁGICO PARA LA PIEL?

En comparación con los instrumentos existentes, este es un dispositivo más seguro y sencillo que no requiere contacto directo con la piel. Utiliza una chispa para vaporizar la piel y es un instrumento de plasma. Si se domina su sencillo método de uso, cualquier persona puede usarlo sin problemas.



COMO USAR

1. Inserte la aguja en la máquina
2. Conecte el adaptador de corriente a la máquina
3. Pulse el botón de encendido/apagado durante unos segundos
4. Ajuste la potencia y la frecuencia de la máquina
5. Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado. Cuando el indicador de encendido parpadee, significa que la preparación está completa.
6. Se detendrá y se activará si pulsa o suelta el botón "SHOT"
7. Después del procedimiento, pulse el botón "ON" unos segundos para detenerla
8. No permanezca en la misma posición durante mucho tiempo durante el funcionamiento; muévase hacia adelante y hacia atrás y de izquierda a derecha.
9. Utilice toques cortos varias veces en lugar de un toque largo mientras utiliza la punta

PRECAUCIONES AL USAR MAGIA


1. Evite el sol y el spa durante 3 días después del tratamiento
2. Intente no quitarse la costra usted mismo y deje que se caiga naturalmente de su piel para reducir la posibilidad de cicatriz
3. Si la lesión es profunda, puede realizar varias sesiones en lugar de una sesión larga con toques fuertes
4. Siempre use movimientos en movimiento durante el tratamiento en lugar de quedarse en un solo punto, lo que puede causar cicatriz
5. Use la punta varias veces con toques cortos y movimientos en movimiento
6. No usar sobre hiperpigmentación en la epidermis como pecas

CERTIFICADO DE CALIDAD

La garantía se aplica solo a los productos con la certificación original.

El servicio en las siguientes condiciones está disponible con costo independientemente del período de garantía:

- Dañado por descuido del usuario.
- La máquina fue modificada personalmente.
- Dañado por desastre natural.
- Una vez finalizado el período de garantía.

Alimentación	110-240 V	
Frecuencia	60 Hz	
Voltaje	CC 24 V 1 A	