

Instrumento de Belleza EMS térmico, luz y vibración – 1101



Manual del usuario

Instrucciones del instrumento

- ◆ El instrumento de belleza con microcorrientes, EMS, vibración, calor y tratamiento de luz roja es un tipo de equipo doméstico de alta calidad con técnicas seguras y probadas después de delicadas regulaciones.
- ◆ Está diseñado para proteger su piel de las arrugas y la flacidez, promover la circulación sanguínea local, manteniendo su piel saludable y compacta. Devolviéndole a su piel la juventud hermosa y eterna.



1. Luz roja térmica, 2. Conector de operación con chapa de oro de 24K, 3. Luz indicadora de nivel, 4. Botón de operación de 1 tecla.

Instrucciones de uso

Paso 1: Después de la limpieza de la cara, por favor aplique el gel o la esencia de cuidado alrededor de la piel de manera uniforme.

Paso 2: Pulse el interruptor de encendido durante unos segundos. Elija el nivel adecuado para el estado de la piel tocando suave y brevemente el botón. Empiece el tratamiento.

Paso 3: Limpie el instrumento y guárdelo; El tiempo sugerido de uso del instrumento es de 5 minutos con cada parte de la piel (alrededor de los ojos), y 10-15 minutos se recomienda para toda la cara, según las diferentes condiciones de la piel, el cuidado sería de 2-3 veces a la semana.

Patrón y Pantalla:

Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 2 segundos para encender o apagar el instrumento. Presione el interruptor de encendido/apagado, el nivel puede ser cambiado (la luz puede indicar los niveles).

--Luces rojas + Calefacción + vibración (pulso de alta energía) + EMS (El nivel 1 está predeterminado al encender el equipo)

-- Haga clic en el interruptor de encendido dos veces puede cambiar la función de vibración para Encendido/Apagado.

-- Luces rojas + Calefacción + EMS

-- Ajuste de apagado inteligente para apagar más allá de 10 minutos automáticamente.

Indicación de carga:

Las luces indicadoras de nivel parpadearán cuando se esté cargando. La luz indicadora dejará de parpadear cuando el instrumento esté totalmente cargado. Todas las luces indicadoras de nivel darán señales.

Señales:

El instrumento está prohibido utilizar mientras se está cargando.

Aviso:

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No se permite el uso de este aparato a los siguientes grupos: Pacientes cardíacos, pacientes graves, pacientes agudos, pacientes infectados, pacientes alérgicos, pacientes con síndrome de dermatitis, etc.
- Por favor, no utilice este instrumento durante el periodo de embarazo y lactancia.
- Por favor, no utilice este instrumento en las siguientes partes ilustradas: heridas, parte de cirugía plástica, globos oculares.
- Mantener el aparato alejado de fuentes de ignición y altas temperaturas.
- Por favor, deje de usar el instrumento cuando haya algún problema.

Advertencias:

- No utilice otros cables de carga para no dañar el aparato.
- No desmonte ni repare este producto individualmente, ya que podría dañarse.
- No deje que el producto se caiga ni lo golpee, ya que podría dañarse.
- No lave el producto directamente ni lo ponga en remojo.

Limpieza y mantenimiento

1. Este producto no puede lavarse directamente con agua. Manténgalo limpio después del uso.
2. No utilice productos punzantes, corrosivos o diluyentes volátiles para limpiar el producto.

Referencias del producto

Título del producto: instrumento de belleza con microcorrientes, EMS, vibración, calor y tratamiento de luz roja.

Velocidad de calentamiento: 30 segundos.

Fuente de alimentación: Electricidad de polímero de litio

Capacidad de la Batería: 450Mah

Peso del producto: 68g

Función y Efecto: Cuidado de la Piel

Vibración: 12000 Rondas de Frecuencia/Minuto

Voltaje de entrada: 5V /0.5A

Tiempo de carga: 2 h

Lista de embalaje:

1*Instrumento de belleza, 1*Paquete de protección, 1*Manual de instrucciones, 1*Cable de carga USB.

Instrucciones de reciclaje:

1. Este producto cumple con las regulaciones de las Medidas Administrativas para el Uso Restringido de Sustancias Nocivas en Productos Eléctricos y Electrónicos.
2. Los consumidores en el proceso de uso normal no tendrá fugas de sustancias nocivas, los consumidores pueden estar seguros de utilizarlo.

Instrucción para el desecho:

1. Antes de desechar este producto, se debe retirar la batería de este.
2. Al extraer la batería, desconecte primero el aparato.
3. Manipule la batería de forma segura.
4. Preste atención a la parte calefactora del aparato.

Descargo de responsabilidad

1. Todos los usuarios de este instrumento deben asumir los riesgos por su cuenta.

2. El fabricante se reserva el derecho de modificar este documento, su contenido puede ser cambiado en cualquier caso sin notificar a ninguna persona de dicha modificación o cambio.
3. Es factible cambiar el modelo y tipo de este producto para realizar mejoras de las características sin previo aviso.