


# Instrumento de belleza de radiofrecuencia con luz inversa Pro

## Manual del usuario ZM-818



Nos esforzamos constantemente por mejorar el rendimiento de nuestros productos y garantizar la precisión de los manuales de nuestros productos.

Parte del contenido de este manual puede ser diferente al de su producto debido a la actualización de la versión del producto.

Nos reservamos el derecho a modificar este manual.

Por favor, lea y conserve este manual cuidadosamente antes de su uso.

# PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer este documento y de utilizarlo correctamente.

Los siguientes símbolos indican advertencias para evitar daños a la salud humana o daños materiales. A continuación, se muestran los símbolos de advertencia y sus significados.





	Un manejo inadecuado puede provocar lesiones leves o daños materiales*.
---	---

Figura y símbolos para un uso correcto y seguro.

	La marca indica "Actos prohibidos". <small>*Los contenidos específicos se indican dentro o alrededor del diagrama.</small>
	Los símbolos indican "Cosas que deben observarse".
	Los símbolos indican "Cosas que hay que tener en cuenta".

## Atención

- Para prevenir accidentes o molestias físicas evite utilizar este dispositivo si utiliza alguno de los siguientes dispositivos médicos electrónicos.

- Dispositivos médicos implantables, como marcapasos cardíacos.
- Dispositivos electrónicos de mantenimiento de la vida, como pulmones cardíacos artificiales.
- Dispositivos médicos electrónicos montados, como escáneres de ECG o goteros.















No utilizar si cumple lo siguiente:

- Padece una enfermedad cardiaca, un tumor maligno o siente una presión arterial anormal.
- Sufre enfermedades acompañadas de fiebre, enfermedades infecciosas o enfermedades agudas.
- Durante un tratamiento dental.
- Pacientes inmunodeprimidos o que utilicen agentes inmunosupresores debido a enfermedades de inmunodeficiencia como el SIDA.
- Pacientes que estén utilizando agentes inmunosupresores.
- Trastornos hemofílicos, Trastornos hemorrágicos, Diabetes mellitus y Neuralgia facial.
- Personas con sensación anormal de percepción y dolor.
- Aquellos con pies hinchados, melanosis facial, fotosensibilidad y anomalías pigmentarias.
- Quienes hayan utilizado hormonas esteroideas durante mucho tiempo o quienes presenten dilatación microvascular por disfunción hepática.
- Alergia, dermatitis atópica, enfermedades dermatológicas, sensibilidad cutánea.
- Quienes tengan antecedentes de epilepsia o se sientan incómodos debido a la luz parpadeante.
- Quienes hayan sufrido traumatismos craneales u oculares como consecuencia de accidentes de tráfico, etc.
- Quienes se hayan sometido a cirugía ocular. (Consulte a su médico antes de recurrir a la cirugía láser)
- Durante el embarazo, el periodo menstrual o la lactancia.
- Niños pequeños o incapaces de expresar su voluntad.
- Quienes huelan a alcohol o tengan resaca.
- Si está tomando medicamentos que inducen somnolencia.
- Quienes se sientan extremadamente cansados o en malas condiciones físicas.
- Quienes tengan problemas de piel, como manchas e inflamaciones causadas por fibras químicas.
- Quienes padezcan o hayan padecido dermatitis debidas a cosméticos.
- Quienes se hayan sometido recientemente a un tratamiento químico de rejuvenecimiento cutáneo en un salón de belleza.
- Quienes hayan experimentado problemas cutáneos después de utilizar el aparato.




No utilizar en las siguientes zonas






- Fuera de las zonas designadas.
- Zonas con membranas mucosas como alrededor del corazón, globos oculares, párpados superiores, labios o boca.
- Zonas con pigmentación patológica, lunares o verrugas víricas.
- Zonas en las que la exposición excesiva al sol provoque hormigueo o inflamación de la piel.
- Zonas con decoloración patológica debida a picores, calor o estimulación física.
- Zonas operadas, pubis, ano, alrededor de la glotis, orejas.
- Zonas que hayan sido depiladas o afeitadas recientemente.

 <p>No utilice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No lo utilice junto con otros equipos de belleza.</li> <li>• No lo utilice para otros fines que no sean tratamientos de belleza y no lo utilice si está dañado o funciona mal. Este equipo de belleza es sólo para cuidados de belleza, no lo utilice para tratamientos u otros fines.</li> <li>• No lo utilice con fines terapéuticos ni de otro tipo.</li> <li>• No mire directamente a la luz LED.</li> <li>• No utilizarlo continuamente en la misma zona para evitar dañar la piel o causar infección, inflamación, sangrado, pigmentación, u otros problemas de la piel o empeorar síntomas.</li> <li>• No utilizar en mascotas.</li> </ul>
 <p>Prohibido uso de parque acuático</p>	<p>No lo utilice ni guarde en baños o lugares con alta humedad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No lo coloque en un lugar húmedo o con agua.</li> </ul>
 <p>No tocar con manos mojadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No toque el producto con las manos mojadas. (Puede causar descargas eléctricas o lesiones)</li> </ul>
 <p>No utilice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No lo utilice cerca de elemento inflamables como agua de plátano, aceite volátil, quitaesmalte, aerosoles, etc.</li> <li>• No utilice cables USB que no sean los indicados.</li> <li>• No conecto otros instrumentos con cables USB dedicados.</li> </ul>
 <p>Desenchufar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al desconectar el adaptador de CA, asegúrese de sujetar la parte del enchufe frontal antes de retirarlo.</li> <li>• No tire del cable para desenchufarlo.</li> </ul> <p>*Si el adaptador de CA se daña o se suelta al enchufarlo, deje de usarlo.</p>
 <p>No utilice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No dañe el cable del enchufe.</li> <li>• Dañar, doblar, tirar, torcer, colocar objetos pesados encima, sujetar el cableado, etc. Puede provocar incendios, descargas eléctricas o fallos del producto.</li> <li>• No comparta la regleta con otros aparatos eléctricos.</li> </ul>
 <p>Cautela</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para uso únicamente de enchufes domésticos</li> <li>• Asegúrese de enchufar el adaptador de CA y enchufarlo firmemente.</li> </ul>

 Desenchufar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se produce la siguiente situación, apague el aparato y desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente.</li> <li>• Terremoto, trueno.</li> <li>• Si el cuerpo del dispositivo, el adaptador de CA y los cables emiten humo, generan calor anormal, emiten un olor extraño o se deforman.</li> </ul>
 No utilice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El instrumento puede calentarse durante el uso. Esto es un fenómeno natural y no hay preocupaciones de seguridad.</li> <li>• No conecte este dispositivo a productos metálicos o eléctricos.</li> </ul>
 No desmontar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No desmontes, modifiques, ni repares el dispositivo por usted mismo. Si se requiere reparación, comuníquese con la tienda donde lo compró.</li> </ul>
 Cautela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de utilizar este instrumento, asegúrese de quitarse las joyas de metal, gafas o lentes de contacto (anteojos, joyas metálicas; pendientes, collares, relojes, etc.) -Para usuarios nuevos o que no están acostumbrados, ajuste la intensidad al nivel más bajo.</li> <li>• No presione con fuerza el cabezal guía sobre la piel seca y manténgalo en la misma zona durante más de 1 minuto para evitar causar problemas en la piel.</li> <li>• Cuando cuides la piel alrededor de los ojos, cierra los ojos antes de usarlo.</li> <li>• Si siente algún dolor o anomalía en la piel o el cuerpo durante el uso, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.</li> </ul>
 No utilice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No remoje, rocíe ni vierta líquido sobre el instrumento (Puede provocar descargas eléctricas, incendios o fallos en el instrumento)</li> </ul>

## Lea los siguientes puntos antes de utilizar este instrumento.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se brinda cuidado especial una vez por semana en cada parte.</li> <li>• Dos veces por semana en las semanas 1-2. Después de la 3ª semana de tratamiento se realizará una vez por semana dependiendo del estado de la piel.</li> <li>• Las 3 semanas siguientes dependerán del estado de la piel.</li> <li>• Rutina diaria, realizar tratamientos diarios o bimensuales para cada zona según el estado de la piel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tratamiento facial debe realizarse después de desmaquillar, limpiar el rostro, eliminar el maquillaje y el sebo y aplicar el gel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El estado de la piel puede variar según la condición corporal.</li> <li>• Por favor, controle el estado de su piel durante el uso, e interrumpa el uso y consulte a su médico si experimenta algún síntoma anormal como erupciones, enrojecimiento, picor, etc.</li> </ul>

 Desenchufar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de limpiar el cuerpo del instrumento, desconecte el adaptador de CA del cuerpo y de la toma de corriente.</li> </ul>
 No utilice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No instale piezas metálicas ni introduzca polvo en el adaptador de CA o el enchufe.</li> <li>• Polvo. (Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto del instrumento).</li> <li>• No deje caer ni golpee el instrumento.</li> <li>• No enrolle el cable de alimentación alrededor del adaptador de CA cuando lo guarde.</li> </ul>
 Desenchufar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de apagar el aparato y desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente cuando no lo utilice.</li> </ul>
 No utilice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener fuera del alcance de los niños para su almacenamiento y uso.</li> <li>• No almacenar en lugares secos.</li> <li>• Lugares expuestos a la luz solar directa, mucha humedad o lugares polvorientos.</li> <li>• Lugares donde la temperatura sea extrema, como alta o bajo cero, o dentro de un coche expuesto a altas temperaturas y a la luz solar.</li> <li>• Lugares donde exista riesgo de incendio o exposición a la intemperie.</li> <li>• Lugares donde se generen productos químicos, gases o vibraciones fuertes.</li> <li>• Cerca de equipos de calefacción o fuentes de calor, o cerca de materiales magnéticos.</li> </ul>
 Cautela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Método de limpieza:</li> <li>• Limpie con un paño suave humedecido con agua y escurrido. Si utiliza un paño áspero para limpiar puede rayar el instrumento o reducir su funcionalidad.</li> <li>• No utilice disolventes alcalinos, alcohol, agua de banana, aceites volátiles u otros disolventes, como abrillantadores, agua caliente o productos químicos.</li> <li>• No deje el instrumento empapado en gel.</li> </ul>

Compruébelo antes de utilizarlo.

- Si no ha utilizado el aparato durante más de medio año, compruebe si presenta alguna anomalía antes de utilizarlo. (Si la luz LED es normal, está agrietada o rota)
- Si el instrumento se utiliza en condiciones defectuosas, puede causar un accidente.

# Composición del Producto



[Accesorios] Adaptador CA Manual de instrucciones

Acerca de la máquina de belleza para el cuidado de la piel por radiofrecuencia	
Emite un Sonido <pi> Cuando se usa	Unos 10 segundos después de encender 1 vez
	Avisa 1 vez por segundo antes de detener el funcionamiento durante aproximadamente 5 segundos.

# Como operar

Cuando utilice este instrumento por primera vez, retire la película protectora (película transparente) de la guía antes de utilizarlo.

## Enchufe el adaptador de CA en la toma del cuerpo del instrumento.

1. La luz de la tecla y el indicador de intensidad se encienden y se apagan.
2. Seleccione uno de los modos (WAV), (UP) o (EMS).

## Seleccionar modo

1. Pulse el interruptor (WAV) para utilizar el modo (WAV).
2. Pulse el interruptor (UP) para utilizar el modo (UP).
3. Pulse el interruptor (EMS) para utilizar el modo (EMS).

El indicador luminoso del modo seleccionado se iluminará en rojo.

Pulse cualquiera de los interruptores para entrar en la intensidad 1 y proceder a su uso.

## Elige la intensidad

Existen cinco niveles de intensidad.

Pulse el interruptor del modo seleccionado para ajustar la intensidad.

Cuando lo utilice por primera vez, empiece con la intensidad 1 para los modos (WAV), (UP) y (EMS).

Después del uso, aumente la intensidad hasta un nivel cómodo.

Para reducir la intensidad o cambiar de modo, pulse el interruptor del modo que esté utilizando y apague el aparato. A continuación, ajuste la intensidad o seleccione un modo.

Pulse cualquier interruptor para acceder a la intensidad 1 e iniciar el tratamiento.


## Seleccionar LED

Pulse el interruptor (LED) en cualquiera de los modos (WAV), (UP) o (EMS) para seleccionar los 4 tipos de modos LED.

## Seleccione Vibración

Pulse el interruptor (VR) para utilizar la función de vibración según sus preferencias.

También puede pulsar el interruptor (VR) para activar sólo la función de vibración.






# Configuración de los LEDS

\*No mire directamente a la fuente de luz cuando esté encendida.


\*Por favor, cierre los ojos cuando trate la zona alrededor de los ojos.

<p>Modo flash de luz integrado / Tres LEDs parpadean al mismo tiempo Aplicar antes de finalizar el tratamiento para revitalizar la piel</p>
<p>Modo Luz Roja Para pieles envejecidas con arrugas causadas por la edad</p>
<p>Modo Luz Verde Para pieles oscuras/apagadas con tono irregular y necesidades de blanqueamiento</p>
<p>Modo Luz Azul Para pieles con tendencia acnéica, poros dilatados y secreción sebácea</p>

## Intensidad de la luz



<p>WAV Pulso eléctrico intermitente rotatorio</p>	<p>Liberación intermitente rotativa de corriente de superimpulso. Utilice este modo en primer lugar durante el tratamiento para obtener resultados más visibles.</p>
<p>UP Electroporación Ultra Pulsada</p>	<p>Liberación simultánea de ondas pulsadas importadas de EMS/media y alta frecuencia.</p>
<p>EMS Pulso intermitente de frecuencia media</p>	<p>Emite impulsos especiales que inducen el movimiento muscular.</p>
<p>LED Perlas de lámpara de grado Yumi</p>	<p>Modo intermitente de luz integral, adecuado para todo tipo de necesidades de belleza de la piel, activa los ingredientes activos de la esencia. Los ingredientes activos del suero se activan para potenciar el efecto antienvjecimiento de la máquina de envejecimiento inverso.</p>
<p>VR Modo vibración</p>	<p>Al vibrar, el sistema ralentiza la estimulación de la corriente.</p>



Para un tratamiento facial completo, divida el rostro en cuatro zonas según el diagrama de la izquierda y aplíquelo en orden.  
Aplique y trate el rostro en orden después de dividirlo en cuatro zonas según el diagrama de la izquierda, no en una sola aplicación.  
Aplicar en todo el rostro en un único tratamiento.

## Antes del tratamiento

Quítese todas las joyas, como collares y anillos, y todos los objetos metálicos del cuerpo.

Elimine el maquillaje, el sebo y otras impurezas siguiendo los procedimientos normales de desmaquillado y limpieza.

Aplique el gel en la zona de tratamiento según el modo de aplicación.

Modo <WAV> Modo <UP> → Modo <EMS> → Masaje Perfecto.

Tratamiento especial semanal

Modo <WAV>, modo <UP> = 10 minutos en total.

Aplique gel en la zona de tratamiento y, a continuación, realice el tratamiento.

\*No deje sobre la misma zona más de 3 segundos para evitar problemas en la piel.

\*También puede utilizar uno de los modos para un tratamiento de 10 minutos.

## Rutina diaria

Modo <EMS> = 10 minutos

Aplique gel en la zona de tratamiento.

Si le parece que no hay suficiente gel durante el tratamiento, añada más.

Si utiliza demasiado poco gel, puede causar irritación en la piel y el efecto del tratamiento puede no realizarse completamente.

\* Cuando aplique el gel sobre la piel, por favor mantenga las cuatro guías firmemente en su lugar.

Un tratamiento excesivo puede sobrecargar la piel. Evite utilizar el producto más de una vez al día.

Si la superficie de las guías está sucia y se siente áspera durante el tratamiento, utilice un paño suave o papel tisú para limpiar la superficie de las guías.

Si la superficie de la guía está sucia y se nota áspera, utilice un paño suave o papel de seda para limpiar la superficie de la guía.

Evite utilizar el producto cuando no se encuentre bien.


## Cuidados posteriores

Después del tratamiento, masajee suavemente la piel para ayudar a que el gel que queda en la piel penetre y se absorba.


Después del tratamiento, limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo o una toalla facial para eliminar la suciedad residual y, a continuación, elimine la humedad con una toalla facial seca.

A continuación, utilice un pañuelo de papel seco para eliminar el agua.


# Cuidados intensivos semanales



Desde la barbilla a lo largo del contorno, deslizando hasta las orejas detrás de la oreja. A continuación pasa por las glándulas, deslizando hacia abajo hasta los hombros.



Desde la parte superior de la barbilla a lo largo del contorno de la cara, deslizando hasta las sienes. Después, desde la nariz, pasando por las mejillas hasta las sienes. Por último, del espacio entre los ojos hasta las sienes.




Realice el cuidado de abajo hacia arriba, desde el levantamiento de las cejas hasta la raíz del pelo.

Los pasos 1-3 se realizan 2-3 veces cada uno.

Por favor, muévase lentamente y evite permanecer en la misma zona continuamente.

Si considera que la cantidad de gel no es suficiente, añada más

## Rutina Diaria



Realice los pasos 1-5 2-3 veces cada uno.

Aplique el aparato en cada zona de la piel durante unos 3 segundos solamente, como se muestra en la imagen.

\* El programa de tratamiento mostrado en el icono es un tratamiento recomendado.

Si considera que la cantidad de gel es insuficiente, utilice gel adicional.



PRECAUCIÓN	No utilizar en las membranas mucosas, párpados superiores, globos oculares, oídos o alrededor de la laringe. alrededor de los ojos, los oídos y la garganta.
------------	---

Utilizar el gel después del baño o cuando el cuerpo esté limpio.

Aplique el gel en la zona a tratar.

## Parte superior del brazo




Tratamiento especial: 10 minutos en un brazo / Rutina diaria: 10 minutos en un brazo



1. Haga 2-3 círculos en la unión del brazo y el hombro.
2. En línea recta, deslícese desde la articulación del codo a través de la parte superior del brazo hasta la articulación del hombro.

## Parte inferior de la espalda



Tratamientos especiales: 10 minutos / Rutina diaria: 10 minutos



1. Alrededor del ombligo, deslizar con movimientos circulares durante 1 vuelta.
2. Deslizar con movimientos circulares desde el lateral de la cintura hasta la ingle, como si se esculpiera la cintura.
3. Deslízate en línea recta de arriba abajo.

## Glúteos

Tratamiento especial: 10 minutos / Rutina diaria: 10 minutos



1. Deslícese con movimientos circulares desde la línea de la cadera hacia los muslos y hasta la parte inferior de la espalda.
2. Deslizarse de forma dentada desde la línea de la cadera hasta los muslos.
3. Levantar y deslizar en línea recta desde la línea de la cadera a los muslos y hasta la zona lumbar.

# Piernas (delante/detrás)


Tratamiento especial: 10 minutos en un lado de la pierna / Rutina diaria: 10 minutos en un lado de la pierna



1. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslice con un movimiento circular desde abajo hacia arriba hasta la unión del muslo (línea de la cadera).
2. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslícese horizontalmente con un movimiento circular desde abajo hacia arriba.
3. Desde la parte superior de la rodilla (parte posterior de la rodilla), deslícese en línea recta desde abajo hacia arriba.

# Gemelos

Cuidados especiales: 10 minutos en una pierna / Rutina diaria: 10 minutos en una pierna



1. Desde alrededor del tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslícese con un movimiento circular desde abajo hacia arriba hasta la unión con el muslo (línea de la cadera).
2. Desde alrededor del tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslícese horizontalmente con un movimiento circular desde abajo hacia arriba.
3. Desde el tobillo hasta la parte posterior de la rodilla, deslícese en línea recta desde abajo hacia arriba.

\*Realice los mismos movimientos antes y después del tratamiento.