

GUÍA DEL USUARIO DEL INSTRUMENTO DE BELLEZA PARA LA PIEL CON VIBRACIÓN FOTÓNICA

Para brindarle una mejor experiencia y efecto, asegúrese de leer este manual detenidamente antes de usarlo.

1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Mascarilla flexible de silicona
2. Controlador
3. Cable de carga USB
4. Gafas de protección solar
5. Correa de sujeción
6. Bolsa de almacenamiento

2. PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo del producto: M03

Voltaje nominal: 3.7V

Potencia nominal: 3.2W

Voltaje de carga: 5V

Corriente de carga: 560mA

3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR



1. Visualización de la hora: El tiempo se muestra como una cuenta regresiva desde la duración establecida, y el dispositivo de la mascarilla se apagará automáticamente cuando el tiempo se muestre en 0.
2. Nivel de brillo/nivel de batería: Muestra el nivel de batería 3 segundos antes de encender (una luz encendida significa que la batería está al 30%, dos luces encendidas significan que la batería está al 60%, tres luces encendidas significan que la batería está al 100%), y el nivel de brillo se mostrará 3 segundos después de encender. Cuando la luz indicadora parpadea, significa que la batería está baja y necesita

cargarse.

3. Visualización de modo: Hay tres modos: embellecimiento de la piel, limpieza, alisado de arrugas y control de grasa.
4. Botón de encendido/botón de brillo: Mantenga presionado el botón de encendido para encender y apagar, presione brevemente para ajustar el brillo después del arranque, y el brillo se puede ajustar en tres niveles.
5. Tecla de modo/tecla de configuración de duración: Presione brevemente la tecla de modo para cambiar de modo; mantenga presionada para configurar el tiempo de funcionamiento, hay 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos son opcionales, y el valor predeterminado es 10 minutos después de encender

4. INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y seque su rostro.



2. Instale las gafas de sol, una las correas y la máscara.



3. Colóquese la máscara y enciéndala.



4. Selección libre del modo de cuidado de la piel.



5. Retire la máscara y aplique el cuidado de la piel.



6. Limpie la parte de silicona con una toalla suave o una toallita húmeda.



Nota: Después de usar el cuidado, use una toalla suave o húmeda para limpiar la parte de silicona y luego guárdela en una bolsa a prueba de polvo después de ventilarla y secarla. No la toque directamente. Se recomienda usarla de 3 a 5 veces por semana, durante 4 semanas consecutivas como ciclo.

Cargue completamente el dispositivo cuando lo use por primera vez y no lo use mientras se carga

Si usted es: No utilice este producto	1.Personas embarazadas o en período de lactancia. 2.Personas fotosensibles o que estén tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad; 3. Personas con enfermedades genéticas oculares o enfermedades de la piel (como lupus eritematoso, eccema fotosensible o albinismo, etc.)
Instrucciones de carga	1.Este producto contiene una batería de iones de litio y la carga de este producto no admite el funcionamiento con el dispositivo encendido. 2.Cuando el indicador de brillo del control parpadea, el dispositivo está en estado de carga. Cuando el control las luces indicadoras de brillo comienzan y dejan de parpadear, la carga está completa

5. PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ antes de usar este producto por primera vez, realice una prueba de sensibilidad a la luz:

Paso 1: Coloque el dispositivo en su brazo y encienda el interruptor para irradiar durante 10 minutos. Si la piel se enrojece o pica, significa que puede tener piel fotosensible. Se recomienda que deje de usarlo o que consulte a un dermatólogo antes de volver a usarlo.

Paso 2: Antes de usarlo, limpie su rostro y manténgalo seco (sin maquillaje) para evitar posibles reacciones alérgicas. Algunos ingredientes fotosensibles pueden afectar la eficacia del cuidado de la piel.

Paso 3: Después de usarlo, la piel puede enrojecerse, lo cual es una reacción normal de la piel, y desaparecerá en 1-2 horas. Si siente ardor u otra molestia durante el proceso, deje de usarlo inmediatamente

6. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. CÓMO USAR Y PASOS.

Paso 1: Limpie bien su rostro.

Paso 2: Conecte la correa a la mascarilla, coloque la mascarilla en el rostro, ajuste y abroche la correa para fijar la mascarilla al rostro, mantenga presionado el botón del controlador y encienda el dispositivo.

Paso 3: La sección se detiene. Después de encenderlo, el dispositivo viene configurado por defecto en la velocidad baja, y la velocidad se puede ajustar presionando el botón. Cuando las tres luces parpadean, el dispositivo tiene poca batería y necesita cargarse.

Paso 4: El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de encendido. Después de que el dispositivo se apague, quítese la mascarilla y finalice la irradiación. Siga su rutina diaria de cuidado de la piel.

Se recomienda de 3 a 5 veces por semana, durante 4 semanas consecutivas como ciclo