

Instrument de beauté par radiofréquence pour le nettoyage et le rajeunissement



Principales fonctions du produit :

1. L'impulsion intermittente à fréquence moyenne peut apaiser la peau avec une intensité élevée, augmenter le taux d'introduction des ingrédients de soin de la peau et les introduire directement dans les couches profondes de la peau.
2. Le microcourant EMS stimule les mouvements musculaires, soulage le relâchement du visage, soulève et resserre la peau, aide à donner une forme V au visage.

3. La lumière rouge émise par le produit peut favoriser la circulation sanguine dans la région, réduisant ainsi les rides du visage et améliorant la qualité de la peau.
4. L'irradiation de la lumière bleue sur le visage peut inhiber l'acné, réguler la sécrétion des glandes sébacées, favoriser la prolifération du collagène de la peau, rétrécir les pores, etc.

Méthode d'utilisation :

1. L'instrument de beauté importé dispose de deux modes de soins de la peau : « Mode 1 : microcourant EMS + lumière rouge » et « Mode 2 : impulsion centrale intermittente + lumière bleue ».
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour mettre l'appareil en marche. Une fois l'appareil allumé, le voyant de fonctionnement s'allume en blanc, en mode 1.
3. Le bouton supérieur permet de sélectionner le niveau d'intensité suivant, le niveau maximum étant de 3. Appuyez brièvement sur le bouton vers le haut pour passer aux niveaux 1-2-3.
4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour éteindre l'appareil.

Problèmes nécessitant une attention particulière

1. appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil.
2. Pendant l'utilisation, les pôles positif et négatif de la tête de massage sont en contact avec la peau et forment une boucle.
3. Ce produit utilise la technologie du micro-courant ionique, il est donc normal de ressentir un léger courant.
4. Lors de l'utilisation, ne pas rester sur la même zone pendant plus de 3 secondes afin d'éviter tout inconfort cutané.
5. Ne pas laver le corps de l'appareil avec de l'eau, car cela entraînerait un dysfonctionnement de l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon sec ou un chiffon doux imbibé d'un peu de liquide savonneux.
6. Lorsque vous nettoyez l'anneau de coton, rincez-le à l'eau claire.
7. Ne nettoyez pas la carrosserie avec des solutions corrosives telles que l'alcool, l'essence, le dissolvant de vernis à ongles, etc., qui peuvent entraîner une défaillance du produit, des fissures, une décoloration des raccords, etc.
8. Ne pas utiliser pour la chirurgie plastique du visage ou les implants métalliques sous-cutanés. Veuillez utiliser ce produit sous la supervision d'un médecin pendant la grossesse.
9. Nettoyer la tête de guidage avec des serviettes en papier, ne pas la laver à l'eau et ne pas toucher d'objets métalliques.

10. Ne le placez pas dans un endroit humide, comme une salle de bains, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

11. Cet instrument a été testé sur le visage et la vigueur pour prévenir les pustules et l'acné inflammatoire.

Test cutané à l'avance

Lorsque vous utilisez ce produit ou un produit de soin de la peau pour la première fois, veuillez à tester au préalable la compatibilité du produit avec votre peau.

1. Nettoyer la peau : laver l'intérieur du bras avec du savon et l'essuyer avec une serviette, etc.
2. Appliquez des produits de soin ou de l'eau sur la face interne du poignet et utilisez le produit en mode hydratation pendant 5 minutes.

Méthode d'utilisation recommandée

1. Nettoyage par ultrasons : Après avoir nettoyé le visage avec de l'eau propre après l'avoir démaquillé, avec le mode de nettoyage par ultrasons de ce produit, placez un coton sur la tête d'admission, versez la lotion et le nettoyant pour le visage sur le coton et essuyez le visage avec des mouvements circulaires.

2. introduction nourrissante : Appliquez le gel ou d'autres produits de soins conducteurs sur le visage avec de l'eau ou avec la tête de l'instrument, et appliquez-le sur le visage avec des mouvements circulaires de bas en haut.

3. Raffermisssement du visage en V : utilisez la méthode du lifting, du coin des lèvres aux pommettes, et effectuez un massage liftant de bas en haut.

4. Rajeunissement par photons : Appliquer une pâte délicate sur la peau du visage, déplacer lentement sur le visage, peut être associé à un masque ou à d'autres produits de soin.

5. Revitalisation des yeux : avec la crème ou l'essence pour les yeux, utilisez une technique de pression ponctuelle, et la tête de massage masse doucement la tension du coin interne de l'œil jusqu'au bout de l'œil, en restant sur chaque point pendant 2 secondes pour réduire la fatigue et favoriser l'absorption.

6. Poche de glace apaisante : utilisation répétée dans l'ordre suivant : appuyer - laisser - bouger.

