



Paramètres du produit

Nom du produit:	Appareil de masque LED
Modèle de produit:	bm-43
Tension d' entrée:	Dc5V/1A ~600 mah
Spécifications du paquet:	25x 17.5 x 11,5 cm
Poids du produit:	environ 330 g

Manuel d'utilisation de l'appareil



1. L'appareil reçu est composé de deux parties distinctes : un col et un masque facial.

2. Insérez le fermoir du col correspondant à la fente du visage et fermez-le.

3. Une fois serré et assemblé, vous pouvez l'allumer et l'utiliser.

4. Si vous n'avez pas besoin de la partie col, vous pouvez utiliser le masque facial seul, mais la partie col ne peut pas être utilisée seule.

5. Appuyez longuement sur ce bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes, vous entendrez un « bip », l'appareil est en mode démarrage, continuez à appuyer sur le bouton, l'appareil entrera en mode de travail rouge, appuyez sur le bouton à plusieurs reprises, l'appareil affichera différents états de travail correspondant aux couleurs, appuyez sur le bouton jusqu'à la huitième fois, la couleur affichera rouge. L'appareil est alors en mode de commutation de couleur automatique, lorsque vous ne l'utilisez pas, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour éteindre l'appareil.

1. Ajustez les bandes élastiques des deux côtés du masque à une position confortable, ajustez la tension des oreilles et fixez le masque facial.

2. Lorsque vous utilisez le masque facial, vous pouvez utiliser un sérum ou un masque jetable pour nettoyer votre visage. Appliquez uniformément le sérum ou le masque jetable sur votre visage, puis mettez le masque facial, utilisez la source de lumière correspondante pour une utilisation auxiliaire, l'effet sera plus évident. (Temps recommandé : 10 à 15 minutes) Ensuite, retirez le masque facial, essuyez-le, et utilisez-le à nouveau lors de la prochaine utilisation.

3. Il est recommandé de trouver un canapé ou un lit confortable pour vous reposer, de vous allonger tranquillement, de fermer les yeux et de profiter du processus merveilleux, de ne pas lire ou regarder la télévision pendant l'utilisation.

4. Lorsque vous chargez, la lumière est légèrement rouge, lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière est légèrement verte. Il est impossible de l'allumer et de le faire fonctionner pendant la charge, vous devez le débrancher après une charge complète avant de pouvoir l'allumer et de le faire fonctionner normalement.