

Colorful LED Beauty Mask

OPTICAL WHITENING INSTRUMENT



Instrucciones de uso

Blanqueamiento

Arrugas y pecas

Anti-edad

Estiramiento de la piel

Principio de funcionamiento y función I:

LED Instrumento de belleza de blanqueamiento óptico de alta tecnología que utiliza el principio de la terapia fotodinámica, la activación de la célula profunda, y la piel mejorada. Cuando la luz es absorbida por la piel, la energía de la luz se convierte en energía intracelular de la piel, para relajar y fortalecer las micro células de la piel, y hacer que la piel produzca una reacción fotoquímica.

Incrementando la actividad de catalase (Catalase) and super oxidodismutase (SOD) en la célula, que asumen el papel de "guardián" y "limpiador" de la célula, aumentando la fuente de energía celular de la adenosina trifosfato (ATP)

El aumento del contenido de glucógeno y proteínas, promoviendo así la célula y la síntesis de la nueva sustituye a la de la secreción del factor de crecimiento básico de fibroblastos (BFGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Las fibras de colágeno se reordenan, bloqueando y eliminando la formación de melanina, acelerar el crecimiento celular, acelerar la circulación sanguínea, estimulan la producción de proteínas de colágeno, incrementando la flexibilidad de la piel, tienen un efecto importante en la reparación de la piel del envejecimiento, se desvanecen las manchas, promover y apretado, aliviar las quemaduras de sol.

Tratamiento de fotones de 7 colores de la lámpara LED.

- La luz roja (rojo)

La longitud de onda de 630nm, conocida como la "luz de actividad biológica". Puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo, y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con el blanqueamiento, las arrugas de la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la condición de la piel, reparar daño de la piel, reducir los poros, reafirmar la piel, y mejorar la eficacia antioxidante.

- La luz azul (azul)

Longitud de onda de 470nm, puede inhibir la inflamación, bactericida anti efecto inflamatorio, sin ningún daño a las condiciones de la piel, el Propionibacteria se dañan productivamente, dentro de un corto tiempo para hacer que la inflamación del acné reduzca significativamente a sanar. Tienen efecto en la disolución de las llagas del acné, antiinflamatorio bactericida, reapertura de la piel, no cicatriz y pigmento.

- La luz verde (verde)

Longitud de onda de 520nm, Con la neutralización, el equilibrio y la estabilidad, para reducir la secreción de grasa de la piel, equilibrar el agua y la grasa, aliviar eficazmente El estrés mental, dragar la glándula linfática y el drenaje de la hinchazón.

- La luz amarilla (amarillo)

Después del tratamiento especial de la longitud de onda de 590nm, puede mejorar el oxígeno de las células, la energía suplementaria a las células de la piel, hacer la descomposición del pigmento, promover el drenaje linfático, mejorar la piel, las arrugas, el tratamiento de la fiebre del enrojecimiento de la piel, la tiña, la mejora de la inmunidad.

- La luz morada(morada)

Es la frecuencia de la luz roja y azul Combina dos tipos de fototerapia de luz roja y azul. Combina dos tipos de eficacia foto técnica, sobre todo tiene un efecto particularmente bueno y reparador en el tratamiento del acné y la eliminación del acné.

- La luz cian (cian)

Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un muy buen rol en el papel en la promoción.

- La luz blanca (blanco)

Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo, romper la mancha, mejorar las líneas finas y la piel floja.

El uso del instrumento:

-1. Limpie la cara de la piel primero, deje que el agua se seque naturalmente, o use una toalla absorbente y lave suavemente la superficie de la piel. (no utilice una toalla gruesa para frotar la cara, esto llevará a los poros gruesos o la piel áspera, la piel seca).

-2. Saque el dispositivo máscara suave de color LED, luego saque la caja de control, conecte la línea de suministro de energía del instrumento de máscara a la salida de la caja de control de potencia.

-3. De acuerdo con la selección de la tecla para abrir las luces de la fuente de alimentación "Color Select/Start" de nuevo por "Color Select/Start" seleccione el tipo de botón (01-07) rojo, azul, verde, amarillo, morado, cian, blanco, él cambio de color es automático.

En función del tiempo de "Tiempo-i" y de "Tiempo + f", aumente la selección del tiempo de trabajo (de acuerdo con las necesidades individuales, de 0 a 60 minutos).

Preste atención a la operación de cuando los ojos se encuentran en un estado de alerta.

Intente no estar mucho tiempo mirando la fuente de luz". La "luminosidad" puede cambiar la intensidad de la luz (01- 09).

Puede elegir el modo de parpadeo de las luces. La "microelectrónica" puede regular el flujo micro eléctrico (según las necesidades individuales).

-4, brillará la cubierta de la máscara en la cara, y encontrar una posición adecuada para usar, ajustar la tensión de la banda, con una máscara fija. (Antes de usar la máscara puede ser la primera en ajustarse a la luz débil, después de usarla puede ajustarse la intensidad de la luz).

-5, la máscara de fotones se puede combinar con el uso de productos para el cuidado de la piel de la máscara desechable, la limpieza de la cara después de los productos de cuidado de la piel de la máscara desechable se deposita uniformemente en la cara, utilizando la irradiación de fotones.

Después de la finalización del curso de tiempo (generalmente se recomienda 5-30 minutos), la caja de control de potencia se apaga automáticamente los LEDs. En este momento se puede quitar la máscara, límpiela correctamente, para la próxima vez que se siga utilizando.

II Notas.

- 1, En la medida de lo posible evite mirar fijamente la fuente de luz durante un largo periodo de tiempo. Por favor, si siente que la luz es demasiado fuerte, puede bloquear los ojos utilizando algodón
- 2, Sugerencias y buena calidad ingredientes naturales máscara desechable o el acné para blanquear el cuidado de la piel uso, ayudar a absorber el producto mejor.
- 3, Debido a la máscara de material de plástico, abrir el envase es probable que tenga un olor, que pertenece a un fenómeno normal, pero el olor pronto desaparecerá.
- 4, La película luminosa dentro del circuito y el cuerpo emisor de luz LED, no se puede apretar, no se puede doblar, no se puede pesar.
- 5, Al usar antes de ir a la cama, después del curso del tratamiento es mejor poner de nuevo en la caja, o por lo menos sacarla de la cama.
- 6, La máscara de la luz no puede remojar en el agua, puede utilizar un paño húmedo o una banda elástica para lavar.
- 7, La máscara no se puede utilizar con limpiadores químico corrosivo disolvente.
- 8, Evitar la exposición al sol.

INFORMACION IMPORTANTE

Certificado europeo CE.

En el caso de utilizar medicaciones, consulte con su médico frente a factores fotosensibles de los mismos u otros aspectos que contraindican su uso.

No utilizar en casos de: mujeres embarazadas o en lactancia, niños, personas con enfermedad de tiroides, personas alérgicas a la luz, el uso de ciertos medicamentos puede causar alergias. En caso de enfermedad, consulte con su médico.

Si tiene una herida en la piel debe ser utilizado de forma que evite dicha herida o no utilizarse.

Aplicarlas durante más tiempo del indicado podría provocar un efecto térmico por el calor, creando algún tipo de oxidación o foto envejecimiento. Su uso incorrecto podría causar enrojecimiento de la piel, picores e incluso quemaduras, por eso es indispensable seguir las instrucciones y nunca extenderse en tiempo o frecuencia.

Encontrar las combinaciones apropiadas entre la dosis, la frecuencia y la intensidad del tratamiento para lograr efectos óptimos en las patologías tratadas.

Empiece con baja intensidad y tiempos de uso cortos, con días de descanso entre sesiones. Aumente poco a poco las variables siempre vigilando los efectos sobre su piel.

Nunca supere el tiempo de uso máximo indicado.

