

MANUEL D'UTILISATION DE L'APPAREIL D'ÉPILATION

Catalogue

I. Résumé du produit

1.1 Description des boutons

II. Exposition des principes

III. Tabou d'utilisation

IV. Mesures de sécurité.

V. Spécifications du produit

VI. Introduction à l'utilisation

6.1 Préparation à l'utilisation

6.2 Étapes de l'utilisation

Tableau de référence du cycle thérapeutique

VII. Soins après utilisation

VIII. Dépannage

IX. Clause de non-responsabilité

I. Résumé du produit :

1.1 Description des boutons

Afficher:

Icône de
vitesse



Touchez
l'icône de
détection

Mode
vitesse

Afficher



Bouton lumineux

Interrupteur /
bouton de vitesse

Cache-poussière

II. Exposition du principe


L'instrument adopte la technologie IPL cosmétique photonique avancée internationale, qui irradie directement la peau avec une forte lumière pulsée pour produire l'effet photobiochimique. D'une part, elle peut faire régénérer les fibres de collagène et les fibres élastiques de la peau, restaurer l'élasticité de la peau, améliorer la microcirculation du visage

et éliminer ou atténuer les rides. D'autre part, la lumière pulsée puissante peut pénétrer dans la peau et être absorbée sélectivement par la masse pigmentée et les capillaires dans le tissu. En partant du principe qu'elle ne détruit pas le tissu cutané normal, l'énergie thermique permet la coagulation du sang et la destruction de la masse pigmentée par décomposition thermique, pour traiter la dilatation des capillaires, éliminer les taches de couleur et l'excès de poils, etc.

III. Utiliser le tabou

Informations importantes sur la sécurité - à lire avant l'utilisation :

- Reportez-vous au type de peau en page 2 [photo de contrôle de la couleur de la peau]. Si vous êtes VI, n'utilisez pas cet instrument, sinon il est susceptible de provoquer des réactions indésirables de la peau, telles que pigmentation et dépigmentation, rougeurs et gonflements importants ou brûlures.



IV. Précautions de sécurité

-Attention particulière

- Ne pas appliquer de gels ou de produits de soin (gel d'aloé vera, etc.) avant l'utilisation.

Veillez à assembler et à utiliser le produit conformément aux prescriptions contenues dans le manuel d'instructions.

Veillez lire attentivement le "Manuel d'instructions" et le conserver pour toute référence ultérieure,

Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne dans la langue requise.

C)DANGER:Contenu lié à des blessures corporelles en raison d'une utilisation incorrecte

O)WARNING:Contenu dangereux en raison d'une utilisation incorrecte CAUTION:Contenu lié à la sécurité personnelle ou à des dommages matériels en raison d'une utilisation incorrecte.

Remarque sur le symbole d'avertissement : ne pas utiliser dans la baignoire ou la douche.

- AVERTISSEMENT:N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou de tout autre ustensile contenant de l'eau.Veuillez garder ce produit et l'adaptateur électrique au sec ;

Si le produit est endommagé, ne touchez pas les pièces internes pour éviter tout choc électrique ;

N'insérez pas d'objets dans le produit et ne le placez pas à volonté ;

- N'utilisez pas ce produit à proximité de vos yeux. Le port de lunettes de protection est une opération normale qui protège l'utilisateur. Si vous opérez à proximité de vos yeux, les lunettes de protection peuvent ne pas bloquer complètement l'énergie, et la lumière sera absorbée par la mélanine de l'iris de vos yeux à courte distance ;

Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection chaque fois que vous utilisez ce produit. Bien que la lumière n'affecte pas directement vos yeux, la lumière clignotante à haute fréquence peut affecter votre vision ;

- Lorsque vous avez besoin d'une épilation dorsale, vous pouvez avoir besoin d'un assistant ou d'un partenaire. C'est notre recommandation, car nous craignons que vous ne couriez un risque si vous l'utilisez seul ;

- Si vos poils sont plus longs que 1 mm, veuillez les raser d'abord. Si les poils excessifs absorbent la chaleur à la surface de la peau, cela provoquera des rougeurs et des gonflements de la peau, et les poils brûlés produiront une odeur particulière, ce qui affectera votre expérience d'utilisation du produit ;

- Si la peau de la zone irradiée n'est pas sèche ou propre, cela affectera l'effet d'utilisation, et peut faire en sorte que le produit ne clignote pas ou clignote accidentellement ;

- nous manquons de données sur l'utilisation du produit chez les enfants de moins de 15 ans, nous vous recommandons donc de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans n'entrent pas en contact avec le produit et de rester à l'écart des enfants de moins de 15 ans lorsque vous utilisez l'instrument ;

veuillez utiliser des appareils d'intensité lumineuse différente pour les différentes parties du corps, car leur teint est différent ;

-Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un spécialiste du service de maintenance du fabricant ou d'un service similaire.

3 Avertissement

Ne pas utiliser d'anti-transpirant immédiatement après l'exposition des aisselles ;

Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement la saleté sur le portail d'irradiation afin d'éviter les échaudures et les pannes pendant l'utilisation ;

-Ne pas placer le portique d'irradiation à proximité d'objets facilement démagnétisables afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout dommage ;

-Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'évent d'aération est bloqué, car cela pourrait provoquer un incendie ;

Ne pas diriger le portail d'irradiation vers des objets noirs, pour éviter que la machine ne fonctionne anormalement ;

-N'éclairez pas les vêtements, les cheveux et d'autres articles pour éviter les brûlures, la décoloration et les dommages ;

-N'utilisez pas ce produit à proximité de vos yeux pour éviter toute blessure ;

Après l'utilisation, essuyez les produits de soins de la peau et des cheveux pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à la peau ;

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'enfants, car l'épilation émet une lumière intense qui peut facilement blesser les yeux des enfants.

-Réglez l'intensité de l'irradiation en fonction de l'état de votre peau et utilisez le premier niveau lors de la première utilisation ;

-Si la peau devient légèrement chaude et rouge après utilisation, c'est normal ;

Le produit ne peut pas être laissé sans surveillance après avoir été allumé, veuillez l'éteindre immédiatement après utilisation ;

Nettoyez la peau pour vous assurer qu'il n'y a pas de résidus de cheveux sur la surface de la peau, qu'elle est complètement sèche et exempte de substances huileuses et de taches ;

Si la différence de température ambiante dépasse 20 degrés (de la basse température à la haute température, ou vice versa), veuillez éteindre l'appareil et le laisser reposer ;

Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs et les stations-service, etc.), ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique,

-La température ambiante pour cette épilation est de 0-45 C, veuillez confirmer la température de la pièce avant utilisation ;

-Dans les 24 heures suivant l'irradiation, veuillez éviter les rayons ultraviolets directs ;

Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à la lumière ultraviolette pendant une longue période, ce qui endommagerait sérieusement le produit ;

Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (aucun murmure n'est entendu) après avoir mis l'appareil sous tension, ne l'utilisez pas pour éviter les dysfonctionnements tels que la fumée et le feu.

4 Communauté et situation inadaptées

- Ne convient pas aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes en période de menstruation, aux cicatrices corporelles, aux diabètes, aux peaux fragiles et aux peaux sensibles à la lumière ;

Les maladies cardiaques sévères, l'hypertension modérée à sévère, les tumeurs malignes, la folliculite, les maladies infectieuses de la peau, les peaux brûlées et les troubles anticoagulants sont interdits ;

Ne pas utiliser si vous présentez un métabolisme anormal du collagène, notamment des antécédents de cicatrices et une mauvaise cicatrisation ;

- Les patients souffrant de maladies vasculaires, telles que les varices et la vasodilatation dans le site d'irradiation ; - Ne pas utiliser si votre peau est sensible à la lumière et sujette à des éruptions ou des allergies ;

- Ne l'utilisez pas si la zone irradiée est infectée, le patient atteint d'herpès simplex, les lésions cutanées et les hématomes sont interdits ;

- La suppression des maladies de la réponse immunitaire (y compris l'infection par le VIH, le lupus érythémateux, la porphyrie, etc) ;

Les patients souffrant de troubles de la coagulation sont interdits, ainsi que ceux qui utilisent de l'isotrétinoïne, de l'acide de fruit (AHA), de l'acide salicylique (BHA) ou de l'acide d'azalée ;

Veuillez utiliser ce produit avec précaution pour ceux qui utilisent l'épilation chimique dans les 30 jours, ceux qui ont utilisé des produits de blanchiment de la peau dans un court laps de temps, ou ceux qui ont utilisé des ingrédients de vitamine A. - Ne pas utiliser avec des produits d'huile essentielle en même temps. Veuillez vous assurer que la peau de la zone éclairée est propre et sèche, et qu'aucune lotion, lubrifiant ou autre produit cosmétique n'est utilisé.

- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et peut même endommager le produit ;

- interdit pendant la prise d'aspirine, l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs, d'isotrétinoïne et d'autres médicaments. L'utilisation récente de médicaments sensibles à la lumière est interdite (comme la tétracycline et les sulfamides).

Ne pas utiliser pour les parties du corps suivantes ou les conditions suivantes

1 /tntra-oral,génitaux,muqueuses,etc. 2/chirurgie plastique

3/nœud de gorge 4/yeux, paupières, contour des yeux

5/tête 6/zone d'acné

7/Tatouage, peinture corporelle 8/sourcils, cheveux

9/oreille 10/mamelon, aréole

11/Intérieur du nombril 12/grande veine

13/Tatouage, peinture corporelle

Remarques:

1. n'utilisez pas l'instrument si vous avez une peau naturellement foncée.

2. Ne pas s'exposer avant l'épilation.

3. Avant de vous raser, rasez-vous d'abord (n'utilisez pas de méthode d'épilation chimique).

4. Assurez-vous de démarrer en première vitesse lors de la première utilisation.

5. Lors de la préparation de l'épilation, assurez-vous que la fenêtre d'épilation est proche de la peau, puis effectuez l'opération d'épilation.

6) Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement sombre.

7. porter des lunettes de protection lors de l'utilisation

8. Ne l'utilisez pas en plein soleil pour éviter toute défaillance de l'appareil.

9. ne pas heurter ou secouer violemment ce produit.

10. ne pas débrancher directement l'appareil sans l'éteindre pour éviter de l'endommager.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'épilateur pour une pause, veillez à ce que l'entrée soit

orientée vers le haut et l'écran LCD vers le bas, ce qui favorise la dissipation thermique et le refroidissement.

V. Spécifications du produit

Principe de l'instrument	Technologie de beauté IPL à photons
Poids net de l'instrument	260g
Zone d'irradiation	3cm ²
Spectre de l'instrument	≥530nm
Tension nominale	12V DC
Puissance d'entrée	18W
Environnement de transport et de stockage	Environnement de travail
Température de stockage -20-50°C	température de travail 5-40°C
Humidité 10%-90% RH	humidité 10%-90%RH
Pression relative 700-1060hPa	Pression relative 700-1060hPa

VI. Introduction à l'utilisation

6.1 Préparation à l'utilisation :

Veillez d'abord retirer les poils de la surface de la peau. Veillez à mouiller les poils, utilisez la méthode du grattage humide pour effectuer un bon traitement de la peau à l'avance, afin que les poils situés sous la surface de la peau puissent être absorbés par la source lumineuse pour garantir l'effet du traitement. Si les poils ne dépassent pas 2 mm, vous pouvez utiliser l'instrument sans vous raser.

Nettoyez la peau et assurez-vous qu'il n'y a pas de poils à sa surface, qu'elle est complètement sèche et exempte de toute substance huileuse. Avant d'utiliser l'épilateur photonique, il est strictement interdit d'appliquer du condensateur, du gel d'aloès et d'autres produits, sous peine de ne pas obtenir de lumière (seuls les gros appareils des salons de beauté doivent être appliqués, mais pas pour un usage domestique).

6.2 Étapes de l'utilisation :

1. Avant de retirer l'instrument, veuillez nettoyer le filtre de la tête de l'appareil avec un chiffon doux.
2. Avant de vous épiler avec cet instrument, mouillez d'abord les poils, puis grattez-les avec un grattoir à poils.

3. connectez l'adaptateur. Après que l'écran ait clignoté trois fois, il entre en mode veille, et l'icône de détection tactile sur l'écran est allumée pendant un long moment.

4. bouton d'interrupteur : appuyez longuement sur 3S pour le démarrage / l'arrêt. Après le démarrage, l'icône de bas niveau / bas niveau par défaut reste allumée pendant un long moment. Appui court pour monter / descendre les vitesses 1-5 et 5-1 tour à tour. Après le démarrage, l'icône par défaut du mode flash d'embellissement de la peau (I skin beautifying) s'affiche pendant un long moment. Appuyez rapidement deux fois pour passer à d'autres modes de flash, embellissement de la peau -■ visage -> corps -> bikini, et effectuez un cycle à tour de rôle.

5. bouton Flash : après le démarrage, le mode flash manuel est proposé par défaut. L'icône manuelle reste allumée pendant un long moment. Appuyez une fois pendant une courte période pour faire clignoter une fois. Appuyez longuement sur 3S pour entrer ou sortir du mode flash automatique. Après avoir accédé au mode de flash automatique, faites glisser pour changer la position et faire un flash continu.

6. réglez le rapport et le mode correspondants. Si la vitesse et le mode correspondants sur l'écran d'affichage sont allumés pendant une longue période, cela signifie que l'énergie de l'épilateur est prête (le premier flash est lumineux, et les yeux peuvent ne pas s'adapter. Veuillez porter des lunettes de protection pour réduire l'inconfort du flash pour les yeux.

7. Le contenu de l'écran d'affichage est "long on", et l'instrument est dans l'état [flash prêt] ; si l'affichage ne change pas, essayez de débrancher l'adaptateur d'alimentation et de redémarrer la machine.

8. assurez-vous que le culot de la lampe est à 90° verticalement près de la peau. Si l'icône de détection du toucher sur l'écran d'affichage clignote, la peau est détectée ; si elle s'éteint, la peau n'est pas détectée. Il est nécessaire de fermer la peau jusqu'à ce que l'icône de détection clignote (lors de la première utilisation de l'épilateur, la peau ne s'adapte pas, non il y aura une sensation de "micro courant", qui est une réaction normale du corps humain et non causée par une fuite de la machine).

9. Après que la machine ait adhéré à la peau, appuyez doucement sur le "bouton flash" de l'instrument, et l'instrument émettra un flash accompagné d'un "craquement" net. À ce moment-là, vous ressentirez la sensation de chaleur générée par le flash de manière synchronisée (si la température est trop élevée, cela signifie que la vitesse que vous avez sélectionnée est trop élevée, il est donc recommandé de commencer par la première vitesse).

10. après que l'instrument ait émis un flash, remplacez la pièce de dépilation et répétez les étapes 7 et 8 ci-dessus.

11. utilisez la première vitesse pour tester la peau. S'il n'y a pas de réaction indésirable après 24 heures, la vitesse d'énergie peut être ajustée par la "touche de mise en marche". L'engrenage d'énergie est divisé en cinq engrenages.

12. cycle selon les étapes ci-dessus pour épiler la partie sélectionnée. Un cycle de traitement d'épilation est généralement poli trois fois, d'abord enlever tout le corps, puis faire la deuxième et la troisième fois.

13. veuillez flasher aussi près que possible de la partie flasher précédente, afin de traiter complètement la partie requise.

14. Après utilisation, appuyez et maintenez enfoncé le "bouton interrupteur" pour éteindre et couper l'alimentation électrique. Enfin, nettoyez la tête et le fuselage.

Présentation du modèle

Mode de jeu continu (pour les grandes zones telles que les bras, les jambes) :

Placez la sortie de lumière sur la zone à traiter sur la peau et ajustez complètement la peau. À ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact complet avec la peau. Appuyez longuement sur le bouton flash, et commencez immédiatement à déplacer l'instrument lentement et uniformément sur la peau, en gardant l'ajustement avec la peau, et le flash sera émis à un certain intervalle. À ce moment-là, s'il vous plaît garder l'épilation en mouvement, et glisser les cheveux d'avant en arrière deux fois dans la zone où l'épilation est nécessaire. Pour s'assurer que la zone d'épilation est couverte uniformément et éviter de manquer de lumière.

Astuce: La vitesse de mouvement de la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash, afin que la couverture soit plus uniforme. La fréquence du flash est plus rapide dans la première vitesse, la fréquence du flash est plus lente dans la deuxième vitesse, et plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de sortie de la lumière est lente.

- Mode de jeu unique (adapté aux petites zones telles que les doigts et Placez la sortie de lumière sur la zone à traiter sur la peau et s'adapter complètement à la peau. À ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour commencer l'épilation. Déplacez la tête de la lampe vers le morceau de peau suivant, attendez que la lumière blanche de la lampe du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton flash pour répéter l'opération ci-dessus dans l'ordre.

Conseil : À tout moment pendant le processus d'épilation, si votre peau commence à être surchauffée, faites une pause de quelques secondes, laissez la sortie de lumière refroidir à nouveau, puis procédez à l'épilation.

Table de référence du cycle thérapeutique:

1-4 semaines	5-6 semaines	7-8 semaines	Plus de 8 semaines
2 à 3 fois par semaine.	Deux fois par semaine.	Une fois par semaine.	1 à 2 fois par semaine.
Plus de 75% des cheveux commencent à tomber naturellement.	Les nouveaux cheveux tombent et empêchent la croissance.	Les cheveux deviennent plus fins et les, plus répétés.	Utilisez-le de manière sélective en fonction de l'état de croissance des cheveux.

VII. Soins après utilisation

Précautions à prendre après l'épilation :

- Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau dans les 6 heures qui suivent l'opération d'épilation, puis de l'eau hydratante peut être utilisée pour hydrater la zone irradiée.
- N'utilisez pas de parfums, de masques ou de cosmétiques contenant des perles givrées après l'épilation de la peau. Évitez l'exposition aux Uv pendant 24 heures après l'épilation, et appliquez un écran solaire si nécessaire.
- Les bains de soleil sont susceptibles d'entraîner un assombrissement de la peau ou une insolation. Par conséquent, pendant l'utilisation de ce produit, veillez à ne pas vous exposer au soleil, et le temps de réparation du coup de soleil ne doit pas être inférieur à une semaine.
- Le bronzage artificiel n'est pas autorisé pendant l'opération d'épilation.
- Si vous devez subir une chirurgie plastique après l'épilation (uniquement pour la zone épilée), consultez votre médecin.
- Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre chirurgien.

Nettoyage et entretien :

- Afin de garantir les meilleurs résultats et la plus longue durée de vie du produit, veuillez nettoyer l'appareil avant et après chaque épilation pour éviter l'accumulation à long terme de poils et de poussière. Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit n'obtiendra pas son effet correct.
- Avant de commencer le nettoyage, l'appareil doit être éteint et débranché pour permettre à la machine de refroidir.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer et nettoyer la surface du miroir de la prise d'éclairage.
- Rangez l'appareil dans un environnement sec, sans poussière, à une température de 10-60° C.
- Ne jamais laver le produit et les accessoires dans les robinets et les lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de billes d'acier, de nettoyants abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides corrosifs (essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.

Note : Si l'eau ne nettoie pas bien, vous pouvez utiliser quelques gouttes d'alcool à haute concentration (pas plus de 96%) pour nettoyer les pièces ci-dessus.

VIII. Dépannage

This chapter outlines the most common problems encountered in using this instrument. If you cannot resolve the problem by using the following information, please contact the customer service center in your country.

L'appareil/l'adaptateur d'alimentation devient chaud pendant l'utilisation	C'est un phénomène normal	Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures.
J'ai posé l'épilateur sur la peau et [le numéro a clignoté], mais le ventilateur de refroidissement s'est mis à fonctionner.	La protection contre la surchauffe a été activée.	Lorsque la protection contre la surchauffe se déclenche, le ventilateur fonctionne toujours en continu. Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil, attendez qu'il refroidisse pendant plus de 15 minutes avant de continuer à l'utiliser.
[Flash prêt] clignote, mais l'appareil ne clignote pas lorsque vous appuyez sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Réinitialisez l'appareil, éteignez-le et rallumez-le.
Je ne peux pas augmenter ou diminuer le réglage de l'intensité du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Réinitialisez l'appareil, éteignez-le et rallumez-le.
Il y a une mauvaise odeur lorsque j'utilise l'appareil.	Les accessoires ou les filtres sont trop sales	Nettoyez soigneusement les accessoires.
		Veillez enlever les poils à la surface de la peau avant d'utiliser cet appareil.
Pendant le traitement, la peau est plus sensible que d'habitude Je ressens une douleur insupportable	Vous n'avez pas complètement retiré les poils du site de traitement. Ces poils peuvent brûler et produire une	Veillez vérifier que le réglage de l'intensité lumineuse approprié est sélectionné. Veillez diminuer le réglage si nécessaire.

lorsque j'utilise l'appareil.	mauvaise odeur	
	Le réglage de l'intensité lumineuse	Veillez enlever les poils à la surface de la peau avant d'utiliser cet instrument.
	que vous utilisez est trop élevé	Une fois que les UV sont endommagés, ne continuez pas à utiliser cet appareil. Veuillez contacter le centre de service clientèle de votre pays.
	Vous n'avez pas complètement retiré les poils du site de traitement.	N'utilisez pas cet appareil dans les zones suivantes : mamelon, aréole, petites lèvres, vagin, anus, ainsi que l'intérieur des narines et des oreilles. Les utilisateurs masculins ne doivent pas utiliser le produit sur le fait ou le scrotum
	Le filtre ultraviolet à la sortie est endommagé.	Le type de peau est VI ou V, brun-noir ou peau foncée, veuillez ne pas utiliser cet appareil.

IX. Avis de non-responsabilité :

A partir de la date d'achat, la garantie pour l'ensemble de la machine dans un délai de 12 mois l'un des éléments suivants, il ne peut être considéré comme une garantie même dans la période de garantie :

1. manquement à l'utilisation conformément aux exigences du manuel, de l'entretien et de la maintenance, entraînant des dommages au produit
2. dommages causés au produit par une mauvaise utilisation (lavage, immersion, etc.).
3. dommages causés par un dépassement de l'environnement d'utilisation admissible (température élevée, corrosion, etc.).
4. dommages causés par des forces externes anormales (chute, extrusion, impact, etc.).
5. les dommages causés par une force majeure naturelle (incendie, inondation, foudre, etc.).
6. dommages causés par l'utilisation de pièces et d'extensions non fabriquées en usine.

En cas de modification de la liste ci-dessus, les règlements pertinents nouvellement formulés par notre société ou les lois et règlements pertinents mis à jour par l'État prévaudront.

X. Après les ventes.

Cher client

Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir choisi ce produit, afin que nous ayons la possibilité de vous fournir le meilleur service. Afin d'utiliser le service de l'instrument pour vous rendre plus satisfait, veuillez lire attentivement cette description et prendre soin de cette carte de garantie après l'achat.

Si vous avez des questions, s'il vous plaît communiquer avec nous

et nous les résoudrons dès que possible !

Si un problème de qualité rend la marchandise inutilisable, veuillez contacter à temps le service après-vente du vendeur des produits que vous achetez pour qu'il vous fournisse un service après-vente.

Nous n'acceptons pas les envois par voie terrestre et les envois en contre-remboursement. Le service après-vente spécial communiquera avec vous pour résoudre le problème d'affranchissement.

Veuillez remplir patiemment la carte de garantie du service après-vente et la renvoyer avec la marchandise afin que nous puissions la traiter dans les meilleurs délais.