

SYSTÈME D'ÉPILATION IPL – A109



Manuel de l'utilisateur

Paramètres techniques

Tube de la lampe : Tube au xénon à quartz

Source lumineuse : lumière pulsée intense

Fréquence d'énergie : 1,5 - 3,9 J/cm²

Taille du foyer : 4,2 cm²

Longueur d'onde : 470nm-1100nm


Durée de vie du tube de la lampe : 600.000 flashes

Adaptateur : AC100-240V @ 12V DC 3A

Température de fonctionnement : 5-30°C

Plage d'humidité de fonctionnement : Humidité de rotation 30%-60%

Plage de température de fonctionnement : 5-30°C



1. Fenêtre flash / sortie de lumière pulsée, 2. Entrée d'air de refroidissement, 3. Bouton d'alimentation/intensité, 4. Sortie d'air de refroidissement, 5. Indicateur lumineux d'intensité/prêt, 6. Bouton Flash.

INTRODUCTION AUX FONCTIONS

Cet appareil est destiné à l'épilation et au rajeunissement de la peau. Il peut être utilisé en cas de pilosité excessive sur plusieurs parties du corps (par exemple, les lèvres, les aisselles, les membres, le front, etc.) L'appareil est plus efficace chez les utilisateurs ayant des cheveux noirs ou foncés. Il ne convient pas aux cheveux blancs, gris ou blonds. De même, il ne convient pas aux personnes dont le teint est brun foncé. Veuillez vous référer à la carte de contraste des couleurs ci-dessous.

Carte de contraste des couleurs de la peau et des cheveux

	1	2	3	4	5	6
A	x	x	x	x	x	x
B	x	x	x	x	x	x
C	x	x	x	x	x	x
D	√	√	√	√	√	x
E	√	√	√	√	√	x
F	√	√	√	√	√	x
G	√	√	√	√	√	x

COULEUR DE LA PEAU

1. Blanc, 2. Jaune, 3. Brun clair, 4. Brun moyen, 5. Marron, 6. Marron foncé.

COULEUR DES CHEVEUX

A. Blanc ou gris, B. Roux, C. Or clair, D. Marron clair, E. Marron, F. Marron foncé, G. Noir.

MODE D'EMPLOI


- 1) Utilisez une lingette d'alcool médical pour nettoyer la fenêtre en verre avant de l'utiliser.
- 2) Branchez l'appareil sur une prise électrique. Le voyant blanc doit clignoter.
- 3) Appuyez sur le <bouton d'alimentation> et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en état de fonctionnement. L'écran s'allume pendant que le système fonctionne.

Remarque : le voyant blanc est allumé pendant le processus de démarrage.

- Le voyant blanc clignote à proximité de la peau grâce au capteur intégré à la fenêtre du flash.
 - Si le voyant blanc ne clignote pas, rapprochez l'appareil de la peau jusqu'à ce qu'il clignote.
- 4) Cliquez sur le <<bouton de puissance>> pour sélectionner le niveau d'intensité souhaité.



L'appareil dispose de 5 niveaux d'intensité (1 - minimum, 5 - maximum) comme le montre le diagramme ci-dessous. Pour régler le niveau d'intensité, appuyez sur le <<bouton d'alimentation>> jusqu'à ce que le niveau d'intensité souhaité soit prêt.



5) Déplacez la fenêtre du flash vers la zone cible sur la peau jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote. Appuyez sur le "bouton de déclenchement de la lumière pulsée" pour faire clignoter une fois. Après chaque clignotement, le témoin lumineux s'éteint pour recharger l'appareil. Au bout de 1 à 3 secondes, la lumière revient pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé.

Remarque :

- Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de faire clignoter l'appareil dans la zone ciblée 2 à 3 fois et de manière constante dans toutes les zones ciblées.

- L'appareil ne fonctionne pas correctement si le voyant blanc ne clignote pas. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous :

A. Assurez-vous que la fenêtre du flash est suffisamment proche de la peau.

B. Si le voyant blanc ne clignote pas, maintenez l'appareil près de la peau pendant 3 à 5 secondes et vérifiez que le voyant fonctionne normalement.

C. Si l'étape B n'est pas efficace, réinitialisez l'appareil et réessayez la fonction.

D. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter notre service clientèle.

6) Appuyez sur le <<bouton d'alimentation>> et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

7) Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, nettoyez la fenêtre du flash à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Remarque : Après une utilisation fréquente de l'appareil, des taches blanches peuvent apparaître à l'intérieur de l'objectif. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

PROCESSUS DE GESTION DES CHEVEUX

TEST AVANT UTILISATION

Il est fortement recommandé de vérifier l'absence de réactions indésirables en effectuant un test cutané au moins 2 heures avant toute procédure d'épilation.

Méthode de test :

- Sur une petite surface de peau (par exemple l'intérieur du bras), appliquer 1 ou 2 fois des flashes de faible intensité à forte intensité.
- Si une rougeur, une sensation de brûlure, une douleur piquante ou d'autres symptômes apparaissent après 2 heures, consultez un médecin avant d'utiliser à nouveau le produit.
- En cas de légère gêne, diminuer l'intensité avant de recommencer. Si la gêne persiste, consultez un médecin avant de réutiliser le produit.

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT

- 1) Nettoyez la fenêtre du flash avec des lingettes d'alcool médical et rasez la zone de la lentille. Essuyez les poils restants.
- 2) Allumer l'appareil et sélectionner le niveau d'intensité le plus approprié pour l'épilation.
- 3) Après avoir utilisé l'appareil, il est recommandé de refroidir la peau avec de l'eau glacée, une serviette humide ou un baume rafraîchissant. Vous pouvez également utiliser un tonique pour conserver l'hydratation de la peau.
- 4) Il est fortement recommandé de ne pas utiliser le dispositif plusieurs fois au même endroit. Le clignotement ne doit avoir lieu que deux ou trois fois de suite au même endroit. La fréquence de fonctionnement doit être réduite lorsque l'appareil est utilisé à un niveau d'intensité élevé.

Remarque :

- Utiliser 6 à 10 fois au cours d'un cycle d'élimination.
 - Utiliser l'appareil une fois toutes les 2 semaines pendant le cycle d'épilation.
 - Si de nouveaux poils fins poussent après l'utilisation, utiliser l'appareil une fois tous les 2 ou 3 mois et continuer pour obtenir les meilleurs résultats.
 - Il est recommandé de couper les zones de poils épais avant l'utilisation.
 - Continuer à utiliser l'appareil moins fréquemment lorsque la croissance des poils ralentit considérablement.
 - Les résultats peuvent varier en fonction des caractéristiques individuelles des cheveux et du teint de la peau.
- 5) Pour connaître les séances, le niveau d'intensité en fonction de la couleur de la peau et des parties spécifiques du corps, reportez-vous au diagramme suivant:

Positionnement

Sous le bras

Peau claire : Intensité : 3-5 / Séances : 3-4

Couleur de peau brun clair : Intensité : 3-4 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun moyen et brun : Intensité : 2-3 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Sans objet

Bras

Peau blanche : Intensité : 3-5 / Séances : 3-4

Peau jaune et brun clair : Intensité : 2-4 / Séances : 2-3

Peau marron moyen et marron : Intensité : 1-3 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Non applicable

Jambes

Peau blanche : Intensité : 3-5 / Séances : 3-4

Peau jaune : Intensité : 2-4 / Séances : 3-4

Peau marron clair : Intensité : 2-4 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun moyen et brun : Intensité : 1-3 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Sans objet

Visage

Peau blanche : Intensité : 3-4 / Séances : 3-4

Peau jaune et brun clair : Intensité : 2-3 / Séances : 2-3

Peau marron moyen et marron : Intensité : 1-2 / Séances : 2-3

Couleur de peau brun foncé : Non applicable

NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- 1) Ne pas utiliser le flash à proximité ou directement au-dessus des yeux pendant l'utilisation.
- 2) Ne pas nettoyer la fenêtre du flash directement avec de l'alcool en aérosol.
- 3) N'appliquez pas de produits cosmétiques tels que des gels à l'eau sur la peau avant l'utilisation.
- 4) Éviter les aliments sensibles à la lumière (par exemple les épinards) pendant l'utilisation.
- 5) Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les niveaux d'intensité les plus élevés en fonction de vos caractéristiques personnelles (ATTENTION : N'ESSAYEZ PAS DE LE FAIRE AVANT D'AVOIR SUIVI LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS).
- 6) Les peaux plus foncées peuvent ne pas générer de réactions cutanées immédiates. Respectez la période d'attente de 2 heures indiquée ci-dessus avant d'augmenter le niveau d'intensité.
- 7) Les crèmes hydratantes pour la peau et les écrans solaires peuvent être utilisés selon les instructions après l'utilisation.
- 8) Évitez les rayons UV pendant l'utilisation et protégez votre peau lorsque vous êtes au soleil.

- 9) Ne bloquez pas l'entrée d'air et la sortie de refroidissement, car cela pourrait affecter le processus de refroidissement de l'appareil.
- 10) Les cheveux collés à l'appareil peuvent entraîner l'apparition de taches blanches, mais cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
- 11) L'utilisation répétée de l'appareil peut entraîner une décoloration foncée de l'ampoule. Cela n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil, sauf si l'ampoule cesse de fonctionner.
- 12) Ce produit n'est pas étanche et doit être tenu à l'écart de l'eau.
- 13) Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché.
- 14) Ne pas stocker à proximité de champs magnétiques puissants, d'humidité, de poussière ou de températures élevées.
- 15) Tenir hors de portée des enfants.
- 16) Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits d'épilation à lumière pulsée.