

Macchina dimagrante 6 in 1

6 in 1 body slimming machine



Manuale di istruzioni

- Grazie per aver acquistato il nostro apparecchio di bellezza.
- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare.
- Questo prodotto è stato concepito per la cura e la bellezza della pelle; altri usi o vendite non sono disponibili.

Contenuto:

Introduzione del dispositivo per il dimagrimento del corpo -----	1
Sicurezza e avvertenze -----	2
Accessori e parti di ricambio -----	3
Metodo di applicazione -----	4
• Funzionamento del massaggio a ultrasuoni -----	4
• Funzionamento a ioni galvanici -----	7
• Come funziona la terapia LED -----	9
• Come utilizzare l'EMS -----	10
Specifiche tecniche -----	12

Introduzione del dispositivo per il dimagrimento del corpo

Questo dispositivo ha sei funzioni:

Funzione a ultrasuoni: Vibrazione a ultrasuoni con 1000000 volte/s, questa vibrazione è molto adatta per la cura del corpo. Gli effetti sulla pelle sono principalmente due:

- **Massaggio meccanico:** vibrazioni ultrasoniche a 1M Hz con 1000000times/s, questa vibrazione ad alta frequenza e fine, solo l'idrone può sentirla, se si lascia cadere un po' d'acqua sulla sonda ultrasonica, si può vedere l'acqua saltare e atomizzarsi rapidamente. A volte la nostra pelle non lo sente, questo è normale.
- **Trattamento caldo:** la temperatura della pelle aumenta tra 0,5 e 1° C, in modo che i nutrienti possano essere assorbiti rapidamente, accelerare il metabolismo, migliorare il processo di rigenerazione dei tessuti, riparare i problemi linfatici e i vari capillari, in modo da perdere peso e snellire il corpo.

Gli ioni positivi conducono la funzione: possono condurre molto più nutrimento in profondità nella pelle, facendo sì che le cellule della pelle assorbano completamente le sostanze nutritive. Prendetevi cura della pelle in modo efficace.

Conduzione a ioni negativi in funzione: abbinata alla crema pulita, può

puliscono in profondità la pelle, assorbendo gli ioni metallici residui dei cosmetici. Questi residui di cosmetici diventano dei sedativi dannosi per la pelle e la fanno apparire con macchie scure e un invecchiamento grossolano.

Terapia della luce rossa: la luce rossa 625nm può anti-aging e bellezza della pelle stringere i pori della pelle e diluire il punto scuro, allo stesso tempo può fornire l'energia di attivazione delle cellule, promuovere il metabolismo e anti-aging. Favoriscono la circolazione sanguigna e la proliferazione del collagene.

Terapia della luce blu: 465nm può impedire la crescita dei batteri della ferita dell'acne, evitare l'infiammazione della pelle, inoltre può evitare di lasciare cicatrici da acne. La speciale luce blu può far risplendere e illuminare la pelle.

Funzione di stimolazione EMS: utilizzando il massaggio a microcorrente, in questa modalità, la corrente stimola i muscoli, per farli esercitare e consumare il grasso circostante, le su gare e i tassi di carboidrati. Con il movimento normativo, l'uso può consumare 60-70 joule al secondo, ma con il movimento ad alta frequenza dell'EMS, consumerà fino a 3000-4000 joule al secondo, in modo da far dimagrire il corpo in modo rapido ed efficace.

Sicurezza e avvertenze

Attenzione allo stoccaggio

- Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione sono caldi, danneggiati o se l'adattatore di alimentazione diventa flessibile.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua o umidità.
- Quando il dispositivo non è in uso, scollegare l'alimentazione.
- Tenere lontano dai bambini.
- I pazienti, le donne in gravidanza e i cardiopatici non possono utilizzare questo dispositivo.

Non utilizzare questo apparecchio per persone o parti del corpo particolari, vedere la seguente avvertenza:

- Occhi, parti del corpo che utilizzano solo prodotti o macchine per la depilazione.
- La pelle si infiamma a causa della luce solare intensa.
- Dermatite da cosmetici.
- In caso di brufoli o infiammazioni, non utilizzare la funzione galvanica o ultrasonica. È possibile utilizzare solo la funzione luce.
- La pelle avverte prurito o febbre.
- Alcune macchie causate dalla stimolazione fisica
- Rimodellamento di parti del corpo.
- Pazienti con malattie cardiache (in particolare con pacemaker) e donne in gravidanza.
- Altre parti non incluse nel manuale operativo.

Parti e accessori.



Metodo di applicazione

Funzionamento del massaggio a ultrasuoni

(Prima di utilizzare gli ultrasuoni, è molto importante applicare un po' di crema o di liquido per la cura della pelle).

- 1) Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente.
- 2) Premere il pulsante di accensione del dispositivo (indicatore rosso).



- 3) Premere il pulsante sonico, la funzione sonora inizierà a funzionare e l'intensità sarà bassa, premere il pulsante sonico una seconda volta, l'intensità sarà alta (si prega di utilizzare un'intensità bassa per la pelle sottile).
- 4) Applicare sulla pelle una crema/liquido per la cura della pelle o una crema/liquido dimagrante, in modo che la pelle sia completamente idratata.
- 5) Mettere una crema/liquido per la cura della pelle o una crema/liquido dimagrante sulla sonda del dispositivo.
- 6) Massaggiare il corpo secondo il metodo seguente.



Attenzione: non toccare la gola / il bulbo oculare / la parte vicina all'occhio / il gomito / il ginocchio e altre parti articolari.

Trattamento corpo

I seguenti metodi di trattamento del corpo sono solo operazioni di base, se avete bisogno di un trattamento più professionale, chiedete alle consulenti di bellezza.

MASSAGGIO DEL BRACCIO



Far cadere le braccia, rilassare il muscolo e massaggiare le braccia dal polso all'ascella.

Effetto: modellare le braccia e renderle più sottili.



Massaggiare le braccia dal polso all'ascella con un movimento circolare.

Effetto: riduce il grasso delle braccia

MASSAGGIO DEL GIROVITA E DELL'ADDOME



Massaggiare l'addome in senso orario.

Effetto: rafforza la pelle del corpo ed elimina la cellulite.



Massaggiare l'addome in senso orario con il metodo del cerchio.

effetto: elimina il grasso corporeo e le rughe del corpo



Massaggiare il punto vita come mostrato nelle immagini.

Effetto: rassodare la pelle del girovita.

MASSAGGIO ALLE ANCHE

Tenere la testa del massaggio a diretto contatto con la pelle.



Partendo dal centro dei glutei, massaggiare i glutei con un movimento circolare verso la schiena.

Effetto: ridurre la cellulite sui glutei.



Massaggiare i glutei dall'estremità del coccige fino alla vita.

Effetto: sollevamento e modellamento dei glutei.



Massaggiare i glutei partendo dalla parte superiore con un movimento circolare.

Effetto: rassoda la vita e i glutei.

MASSAGGIO DEI PIEDI E DELLE GAMBE



Massaggiare dalla parte inferiore della gamba alla coscia.

Effetto: solleva la pelle della gamba e le dà forma.



Massaggiare la gamba con il metodo del cerchio.

Effetto: elimina il grasso delle gambe e le rughe.



Massaggia la coscia dall'interno all'esterno.

Effetto: sollevamento della pelle della coscia, prevenzione del rilassamento cutaneo

Funzionamento degli ioni galvanici

Funzionamento della funzione "Lead out".

1. Usare un asciugamano umido per pulire il corpo.
2. Premere il pulsante di accensione (indicatore rosso).
3. Premere il pulsante +Ioni, si sente il suono "tic", il pulsante mostra l'indicatore di lettura, cioè ioni positivi, avviare la funzione di uscita del piombo, che cammina verso la pulizia profonda della pelle.
4. Tenere la mano del dispositivo quando si utilizza la funzione ionica.



Funzionamento della funzione "lead in".

- 1) Usare un asciugamano umido per pulire il corpo.
- 2) Premere il pulsante di accensione (indicatore rosso).
- 3) Premere il pulsante dello ione al secondo, si sente il suono "tic", il pulsante mostra l'indicatore verde, il che significa che lo ione negativo inizia a funzionare e può importare sostanze nutritive alla pelle.
- 4) Applicare sulla pelle un gel/liquido per la cura della pelle o un gel/liquido dimagrante, in modo che la pelle sia completamente idratata (i prodotti per la cura della pelle di tipo gel sono migliori).
- 5) Mettere anche un po' di gel per la cura della pelle/gel dimagrante sulla sonda sonica. Massaggiare il corpo e far penetrare i gel per la cura della pelle in profondità..




Nota: Il dispositivo con timer si spegne automaticamente dopo 10 minuti, quindi se avete bisogno di un nuovo massaggio, riaccendetelo.

Si consiglia di utilizzare il dispositivo per 10 minuti per ogni funzione se lo si usa per la prima volta. Di solito è possibile aggiungere fino a 30 minuti/tempo per ogni funzione.


È possibile utilizzare tre funzioni insieme, fino a due modalità:

1. Sonic + luce rossa o luce blu + ione positivo.
2. Sonic + Luce rossa o Luce blu + Ione negativo.


Trattamento di base del viso.




1- Dal mento alla parte posteriore dell'orecchio.




2- Dal mento alla parte anteriore dell'orecchio.




3- Dal bordo della bocca alla parte superiore dell'orecchio.



4- Dalla base del naso alla parte vicina al sopracciglio.



5- Dall'ala del naso al ponte del naso.



6- Dal naso alla tempia alla fronte (attenzione: non fermarsi alle tempie).

Cura speciale per il viso.

A causa della gravità terrestre, l'avanzare dell'età e l'accumulo di grasso rendono la pelle lassa e cadente, con conseguente comparsa del doppio mento (utilizzare questo massaggio 10-20 volte per ogni fase).

Quando si esegue il massaggio, imprimere un po' di forza alla sonda a ultrasuoni e sollevare la pelle in base all'indicazione della freccia seguente.



buccula
zygomaticus
masetero

i muscoli facciali sono mostrati nel disegno qui sopra



digastrico

sarà più efficace se il viso viene massaggiato secondo l'immagine mostrata.

Operation to tighten face

operare dall'angolo della bocca all'area intorno agli occhi



Operation to pull up the end of mouth

operare dall'angolo della bocca con un movimento verso l'alto



Come funziona la terapia LED

1. Premere il pulsante di accensione, quindi premere il pulsante LED. La luce blu inizia a funzionare.



La luce blu elimina l'acne.

- 1) Efficacia biologica | La luce blu ad alta purezza può uccidere i propionibatteri dell'acne, curando rapidamente l'acne.
- 2) Effetto terapeutico: ridurre il tessuto vascolare, migliorare il tessuto fibroso proteico, stringere il poro, adatto all'invecchiamento della pelle, alle rughe della pelle e all'edema cutaneo. La luce blu ha un effetto lenitivo e una funzione di resistenza all'acne. Può regolare la secrezione di sebo della pelle ed eliminare l'acne.
- 3) Applicazione: pelle sensibile e pelle grassa.

2. Premendo una seconda volta il pulsante LED, la luce rossa entrerà in funzione.



La luce rossa elimina le rughe.

- 1) Efficacia biologica: le cellule stimolate aumentano il vigore, migliorano la circolazione sanguigna.
- 2) Effetto terapeutico: Drenaggio linfatico, levigatura del tessuto, applicare al grasso palpebrale, borse degli occhi, occhiaie, eliminare l'imperfezione, rendere l'umidità della pelle, eliminare il viso giallo, eliminare le rughe, accelerare la circolazione, promuovere l'attivazione del tessuto cutaneo.
- 3) Applicazione: qualsiasi pelle. Nota: puede utilizar tres funciones juntas. Dos modos:
 - Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.
 - Sónico + luz roja o luz azul + ion negativo.

Dopo l'uso.

Spegnere i pulsanti del dispositivo e interrompere l'alimentazione elettronica.

Per pulire la sonda, utilizzare un panno umido.

Non utilizzare liquidi chimici per pulire il dispositivo. Riporre il dispositivo nella scatola e conservarlo.


Come utilizzare l'EMS


1) Utilizzo di tappetini EMS.


Ci sono 5 modalità per la funzione EMS; le persone possono sceglierne una in base alle loro sensazioni.

Suggeriamo di incollare le pastiglie nella seguente posizione:


Indurimento del ventre	<ol style="list-style-type: none">1. SHUIDAO (20)2. SHUIFEN (6)3. GUANYUAN (18)4. ZHISHI (53)	
-------------------------------	--	--

Irrigidimento dell'anca	<ol style="list-style-type: none">1. HUANTIAO (54)2. CHENGFU (62)	
--------------------------------	--	---

La bellezza della vita	<ol style="list-style-type: none">1. TIANSHU (10)2. TAIYI (7)3. DAIMAI (17)4. SHENYU (47)	
-------------------------------	--	--

La bellezza del ventre	<ol style="list-style-type: none">1. GUANYUAN (18)2. DACHANGYU (48)3. ZHONGYUAN (8)	
-------------------------------	---	--

Bellezza della pelle	<ol style="list-style-type: none">1. FEIYU (44)2. GANGYU (45)3. ROUMEN (5)	
-----------------------------	--	--



2)) Utilizzare guanti EMS.

Indossando i guanti non solo si può massaggiare tutto il corpo, ma anche il torace e stimolare la circolazione sanguigna.



Armi



Cara



Addome



Natiche



Cosce



Vitelli

SPECIFICHE:

Nome: Corpo che dimagrisce macchina 6 in 1 dispositivo dimagrante

Ingresso adattatore di alimentazione: AC100-240V

Uscita dell'adattatore di alimentazione: DC15V 0,4A

Potenza: 6W

Frequenza sonora: 1M Hz

Lunghezza d'onda della luce rossa: 625nm

Lunghezza d'onda della luce blu: 465nm

N.W.: 191,4 g



CERTIFICATO DI GARANZIA

Modello di prodotto:

Data di acquisto:

Luogo di acquisto:

Reparto vendite:

Garanzia di riparazione di un anno

Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni per l'uso, riparare il dispositivo gratuitamente durante il periodo di garanzia (restituire il dispositivo danneggiato e il presente certificato di garanzia).

2. I costi di riparazione saranno addebitati se il dispositivo è danneggiato per i seguenti motivi:

- 1) Se il dispositivo non viene utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
- 2) Se il cliente lo smonta e lo ripara da solo
- 3) Distruzione durante il trasporto o se il dispositivo cade a terra.
- 4) Danni dovuti a incendi, terremoti, condizioni atmosferiche avverse come inondazioni, fulmini o forti venti.

3. Questa condizione di garanzia è adatta solo alla Cina continentale.