

SISTEMA DI DEPILAZIONE IPL – A109



Manuale d'uso

Parametri tecnici

Tubo lampada: Tubo allo xeno di quarzo

Sorgente luminosa: Luce pulsata intensa

Frequenza di energia: 1,5 - 3,9 J/cm²

Dimensione del fuoco: 4,2 cm²


Lunghezza d'onda: 470nm-1100nm

Durata del tubo lampada: 600000 flash

Adattatore: AC100-240V @ 12V DC 3A

Temperatura di funzionamento: 5-30°C

Intervallo di umidità operativa: umidità rotante 30%-60%



1. Ventana de flash / Salida de Luz pulsada, 2. Entrada de aire de refrigeración, 3. Botón de encendido/intensidad, 4. Salida de aire de refrigeración, 5. Indicador de luz Intensidad / preparado, 6. Botón de flash

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Questo dispositivo è destinato alla depilazione e al ringiovanimento della pelle. Può essere utilizzato per l'eccesso di peli su più parti del corpo (ad es. labbra, ascelle, arti, fronte, ecc.). L'apparecchio funziona in modo ottimale su utenti con peli neri o scuri. Non è adatto ai capelli bianchi, grigi o biondi. Allo stesso modo, non è adatto a persone con una carnagione marrone scuro. Si prega di fare riferimento alla scheda di contrasto dei colori riportata di seguito.

Scheda di contrasto dei colori della pelle e dei capelli

	1	2	3	4	5	6
A	x	x	x	x	x	x
B	x	x	x	x	x	x
C	x	x	x	x	x	x
D	√	√	√	√	√	x
E	√	√	√	√	√	x
F	√	√	√	√	√	x
G	√	√	√	√	√	x

COLORE DELLA PELLE

1. Bianco, 2. Giallo, 3. Marrone chiaro, 4. Marrone medio, 5. Marrone, 6. Marrone scuro.

COLORE DEI CAPELLI

A. Bianco o grigio, B. Rosso C. Oro chiaro, D. Marrone chiaro, E. Marrone, F. Marrone scuro, G. Nero.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Prima dell'uso, pulire la finestra di vetro con un panno medicale a base di alcol.
- 2) Collegare il dispositivo a una presa di corrente. La spia bianca dovrebbe lampeggiare.
- 3) Tenere premuto il <tasto di accensione> per 3 secondi per mettere il dispositivo in stato operativo. Il display si accende mentre il sistema è in funzione.

Nota: la spia bianca sarà accesa durante il processo di avvio.

- La spia bianca lampeggia quando è vicina alla pelle, grazie al sensore incorporato nella finestra del flash.

- Se la spia bianca non lampeggia, avvicinare il dispositivo alla pelle finché non lampeggia.

- 4) Fare clic sul pulsante <<Power>> per selezionare il livello di intensità desiderato.



Il dispositivo dispone di 5 livelli di intensità (1 - minimo, 5 - massimo), come mostrato nel diagramma seguente. Per regolare il livello di intensità, premere il pulsante <<Power>> fino a quando il livello di intensità desiderato è pronto.

1 ●	1 ●	1 ●	1 ●	1 ●
2 ○	2 ●	2 ●	2 ●	2 ●
3 ○	3 ○	3 ●	3 ●	3 ●
4 ○	4 ○	4 ○	4 ●	4 ●
5 ○	5 ○	5 ○	5 ○	5 ●
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
Intensity level 1	Intensity level 2	Intensity level 3	Intensity level 4	Intensity level 5

5) Spostare la finestra del flash verso l'area target sulla pelle finché la spia di accensione non lampeggia. Premere il "pulsante di rilascio della luce a impulsi" per far lampeggiare una volta. Dopo ogni lampeggio, la spia si spegne per ricaricare l'alimentazione. Dopo 1-3 secondi, la spia torna a lampeggiare per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso.

Nota:

- Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di far lampeggiare il dispositivo nell'area di destinazione 2-3 volte e in modo costante in tutte le aree di destinazione.
- Il dispositivo non funziona correttamente se la spia bianca non lampeggia. Se si verifica questa situazione, seguire i passaggi indicati di seguito:

A. Assicurarsi che la finestra del flash sia sufficientemente vicina alla pelle.

B. Se la spia bianca non lampeggia, tenere il dispositivo vicino alla pelle per 3-5 secondi e controllare che la spia funzioni normalmente.

C. Se il passaggio B non è efficace, resettare il dispositivo e riprovare la funzione.

D. Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, contattare il nostro servizio clienti.

6) Tenere premuto il <<tasto di accensione>> per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

7) Una volta terminato l'utilizzo del dispositivo, pulire la finestra del flash con una salviettina di alcool. Nota: dopo un uso frequente del dispositivo, potrebbero comparire delle macchie bianche all'interno dell'obiettivo. Ciò non influisce sul funzionamento del dispositivo.

PROCESSO DI GESTIONE DEI CAPELLI

TEST PRIMA DELL'USO

Si raccomanda vivamente di verificare l'assenza di reazioni avverse eseguendo un test cutaneo almeno 2 ore prima di qualsiasi procedura di depilazione.

Metodo di test:

- Su una piccola area della pelle (ad es. l'interno del braccio), applicare i flash 1 o 2 volte da bassa intensità ad alta intensità.
- Se dopo 2 ore compaiono rossore, bruciore, dolore pungente o altri sintomi, consultare un medico prima di utilizzare nuovamente il prodotto.
- In caso di lieve disagio, ridurre il livello di intensità prima di utilizzare nuovamente il prodotto. Se il disagio persiste, consultare un medico prima di utilizzare nuovamente il prodotto.

FASI OPERATIVE

- 1) Pulire la finestra del flash con salviette di alcool per uso medico e radere l'area della lente. Eliminare i peli rimasti.
- 2) Accendere l'apparecchio e selezionare il livello di intensità più adatto per l'epilazione.
- 3) Dopo l'uso dell'apparecchio, si consiglia di raffreddare la pelle con acqua ghiacciata, un asciugamano bagnato o un balsamo rinfrescante. È inoltre possibile utilizzare un tonico per mantenere l'idratazione della pelle.
- 4) Si raccomanda vivamente di non utilizzare il dispositivo più volte nella stessa area. Il lampeggiamento deve avvenire solo due o tre volte di seguito nello stesso punto. I tempi di frequenza di funzionamento devono essere ridotti quando l'apparecchio viene utilizzato ad alta intensità.

Nota:

- Utilizzare da 6 a 10 volte durante un ciclo di rimozione.
 - Utilizzare una volta ogni 2 settimane durante il ciclo di epilazione.
 - Se dopo l'uso crescono nuovi peli sottili, utilizzare l'apparecchio una volta ogni 2-3 mesi e continuare per ottenere i migliori risultati.
 - Si consiglia di tagliare le aree con peli grossi prima dell'uso.
 - Continuare a usare l'apparecchio con minore frequenza quando la crescita dei peli rallenta notevolmente.
 - I risultati possono variare a seconda delle caratteristiche individuali dei capelli e della tonalità della pelle.
- 5) Per un riferimento alle sessioni, al livello di intensità per il colore della pelle e alle parti del corpo specifiche, fare riferimento al seguente diagramma:

Posizione**Sotto il braccio**

Colore della pelle chiaro: Intensità: 3-5 / Sessioni: 3-4

Colore della pelle Marrone chiaro: Intensità: 3-4 / Sedute: 2-3

Colore della pelle marrone medio e marrone: Intensità: 2-3 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle Marrone scuro: Non applicabile

Braccia

Colore della pelle bianca: Intensità: 3-5 / Sessioni: 3-4

Colore della pelle giallo e marrone chiaro: Intensità: 2-4 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone medio e marrone: Intensità: 1-3 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone scuro: Non applicabile

Gambe

Colore della pelle bianco: Intensità: 3-5 / Sessioni: 3-4

Colore della pelle giallo: Intensità: 2-4 / Sessioni: 3-4

Colore della pelle marrone chiaro: Intensità: 2-4 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone medio e marrone: Intensità: 1-3 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone scuro: Non applicabile

Facciale

Colore della pelle bianca: Intensità: 3-4 / Sessioni: 3-4

Colore della pelle giallo e marrone chiaro: Intensità: 2-3 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone medio e marrone: Intensità: 1-2 / Sessioni: 2-3

Colore della pelle marrone scuro: non applicabile

NOTE SUL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

- 1) Non utilizzare il flash vicino o direttamente sugli occhi durante l'uso.
- 2) Non pulire la finestra del flash direttamente con spray alcolici.
- 3) Non applicare cosmetici come gel d'acqua sulla pelle prima dell'uso.
- 4) Evitare gli alimenti sensibili alla luce (ad esempio gli spinaci) durante il funzionamento.
- 5) Per ottenere risultati ottimali, utilizzare i livelli di intensità più elevati e adatti alle caratteristiche individuali (AVVERTENZA: NON TENTARE FINO A QUANDO NON SI SONO SEGUITE LE ISTRUZIONI SOPRATTUTTO).
- 6) I colori della pelle più scuri potrebbero non generare reazioni cutanee immediate. Seguire il periodo di attesa di 2 ore indicato sopra prima di aumentare il livello di intensità.
- 7) Dopo l'uso, si possono usare creme idratanti e protezioni solari secondo le istruzioni.
- 8) Evitare i raggi UV durante l'uso e proteggere la pelle quando si è al sole.

- 9) Non ostruire l'ingresso dell'aria e l'uscita di raffreddamento per non compromettere il processo di raffreddamento dell'apparecchio.
- 10) I capelli attaccati all'apparecchio possono formare delle macchie bianche; tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.
- 11) L'uso ricorrente dell'apparecchio può provocare una decolorazione scura della lampadina. Ciò non influisce sul funzionamento dell'apparecchio, a meno che la lampadina non smetta di funzionare.
- 12) Questo prodotto non è impermeabile e deve essere tenuto lontano dall'acqua.
- 13) Interrompere immediatamente l'uso se il cavo della spina è sfilacciato.
- 14) Non conservare l'apparecchio in prossimità di aree con forti campi magnetici, umidità, polvere o temperature elevate.
- 15) Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 16) Non utilizzare in combinazione con altri prodotti di epilazione IPL.