

SISTEMA DE DEPILAÇÃO IPL – A110



Manual do utilizador

Obrigado por ter escolhido o nosso sistema IPL. Para uma utilização mais eficaz do produto, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar.

1. Conselhos de segurança

- Para sua segurança, não é adequado para as seguintes pessoas:
- Pessoas com problemas de pele reconhecidos.
- Pacientes que sofrem de doenças de pele, como dermatite alérgica, eczema, etc.
- Pessoas fotossensíveis.
- Mulheres em período de menstruação, grávidas ou a amamentar.
- Pessoas com queimaduras solares recentes.
- Pele negra ou queimada pelo sol (ver tabela de cores específicas abaixo).
- Pele ferida, com crostas ou recentemente cicatrizada, cancro ou hemangioma.
- Zona dos olhos e quaisquer zonas artificiais estéticas, protésicas ou plásticas.

2. Apresentação dos produtos

2.1 Lista de produtos na caixa:

Máquina IPL, adaptador de corrente e manual de instruções.

2.2 Descrição da estrutura



1. Janela Flash, 2. Entrada de ar de arrefecimento, 3. Botão de potência/intensidade, 4. Saída de ar de arrefecimento, 5. Botão de libertação da luz pulsada, 6. Ecrã LED, 7. Cartucho

3. Parâmetros técnicos

Tubo da lâmpada: Tubo de quartzo de xénon

Fonte de luz: Luz intensa pulsada

Frequência de energia: 1,5 - 3,9 J/cm².

Tamanho do foco: 4,2 cm².

Comprimento de onda: 470nm-1100nm

Vida útil do tubo da lâmpada: 600.000 vezes.

Adaptador: AC100-240V @ 12V DC 3A

Gama de temperaturas de funcionamento: 5-30°C

Gama de humidade de funcionamento: 30%-60% HR

4. Funções Introdução

- Rejuvenescimento da pele
- Remoção de pêlos

Este produto pode ser utilizado para: excesso de pêlos como os dos lábios, axilas, membros, rosto, etc., a depilação indolor é adequada para cabelos pretos e pessoas de cabelo escuro, não é adequada para cabelos brancos, cinzentos ou loiros. Do mesmo modo, não é adequada para pessoas com um tom de pele castanho muito escuro. Para referência, consulte a ficha de contraste de cores abaixo.

Cartão de cor da pele e do cabelo em contraste

	1	2	3	4	5	6
A	x	x	x	x	x	x
B	x	x	x	x	x	x
C	x	x	x	x	x	x
D	√	√	√	√	√	x
E	√	√	√	√	√	x
F	√	√	√	√	√	x
G	√	√	√	√	√	x

COR DA PELE

1. Branca, 2. Amarela, 3. Castanho claro, 4. Castanho médio, 5. Castanho, 6. Castanho muito escuro.

COR DO CABELO

A. Branco ou cinzento, B. Ruivo, C. Dourado claro, D. Castanho claro, E. Castanho, F. Castanho escuro, G. Preto.

5. Instruções de utilização

5.1 Utilizar um toalhete com álcool medicinal para limpar a janela de vidro.

5.2 Ligar a máquina, o indicador branco piscará.

5.3 Premir o "botão de alimentação" durante 3 segundos, a máquina arrancará e entrará no estado de funcionamento (o visor ficará aceso), pode ouvir-se o sistema a funcionar.

Nota:

A. A luz indicadora branca fica acesa após o arranque.

B. Em seguida, aproxime a janela do flash da sua pele, verá que a luz indicadora branca pisca, pois existe um sensor de indução de contacto integrado na janela do flash e o sensor detecta a pele quando se aproxima dela.

C. A luz indicadora branca tem de piscar, caso contrário o aparelho não funciona. Se o indicador branco não piscar, aproxime-o da sua pele até que pisque.



5.4 Prima o "botão de alimentação" para seleccionar o nível de intensidade adequado, estando disponíveis oito níveis. O nível 1 é o nível mínimo de potência e o nível 8 é o nível máximo de

intensidade de potência. Ao premir o "botão de ligar", sobe-se um nível de intensidade de cada vez até ao último, premindo novamente volta-se ao primeiro nível.

5.5 Uma vez ajustado o nível de intensidade, mover a janela do flash para a pele, de modo a cobrir completamente a janela do flash, verá a luz indicadora de potência a piscar e, em seguida, clicar no botão de flash, o flash piscará uma vez, após cada operação de flash a luz indicadora branca apagar-se-á para carregar a energia, após 1-3 segundos a luz voltará a indicar que está novamente pronto a ser utilizado.

Nota:

- Para obter os melhores resultados, sugere-se que o processo de depilação seja repetido 2 a 3 vezes em cada área e que nenhuma parte do corpo seja omitida.

- O aparelho não estará a funcionar corretamente se a luz indicadora branca permanecer acesa sem piscar, neste caso, siga os passos abaixo.

A. Certifique-se de que a janela do flash está suficientemente perto da pele.

B. Se a luz indicadora branca ainda estiver acesa, aproxime-se da pele durante 3-5 segundos e verifique se voltou ao funcionamento normal.

C. Reinicie o equipamento se esta operação tiver falhado.

D. Se a operação acima não resolver o problema, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

5.6 O modo predefinido é o modo manual. Premir o "botão flash" durante 3 segundos para entrar no modo automático (aparece a letra "A"). Prima novamente o "botão flash" para voltar ao modo manual ("A" desaparece).

5.7 Quando terminar de utilizar o flash, recomendamos que limpe a janela do flash com um pano húmido com álcool medicinal.

Nota: Após uma utilização frequente do aparelho, podem aparecer alguns pontos brancos e manchas no interior da lente, o que não afectará a utilização normal e a vida útil do aparelho.

6. Processo de gestão do cabelo

6.1 Teste antes da utilização

Recomenda-se a verificação de reacções adversas através da realização de um teste cutâneo 2 horas antes de qualquer procedimento de remoção de pêlos.

Método de teste:

Numa pequena área de pele no lado interior do braço. Testar com uma intensidade moderada de acordo com a sua pele, aplicar 1-2 vezes no mesmo local. Após 2 horas, se sentir vermelhidão, ardor, dor aguda ou outros sintomas, consulte um médico antes de voltar a utilizar o produto. Em caso de desconforto ligeiro, voltar a utilizar o produto com uma intensidade inferior, mas se o desconforto persistir, consultar um médico antes de continuar a utilizar o produto.

6.2 Passos de funcionamento

6.2.1 Limpar a janela do flash, rapar a Depois, rapar os pêlos do corpo e limpar os pêlos residuais.

6.2.2 Ligar o aparelho, escolher o nível de intensidade mais adequado para a depilação. o nível de intensidade mais adequado para a depilação.

6.2.3 Depois de terminar a depilação 6.2.3 Depois de terminar a depilação, deve arrefecer a pele com água gelada ou com uma toalha húmida fria.

6.2.4 Pode utilizar um tónico para ajudar a sua pele a reter a humidade após a depilação.

6.2.5 Para obter sugestões de operações de nível de intensidade para todos os tipos de pele e diferentes partes do corpo, consulte o diagrama abaixo.

6.2.6 Recomenda-se vivamente não utilizar o aparelho várias vezes na mesma parte da pele. Recomenda-se que o flash não seja utilizado mais do que duas vezes seguidas num único ponto. Os tempos de frequência de funcionamento devem ser reduzidos quando se utiliza um nível de intensidade de energia elevado.

Esquema de contraste da cor da pele, nível de intensidade e número de sessões

Axilas

Peles claras: Intensidade: 6-8 / Sessões: 3-4

Cor de pele castanha clara: Intensidade: 5-7 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha média: Intensidade: 4-6 / Sessões: 2-3

Castanho: Intensidade: 1-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Braços

Cor da pele clara: Intensidade: 6-8 / Sessões: 3-4

Cor da pele castanha clara: Intensidade: 5-7 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha e castanha média: Intensidade: 1-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Pernas

Cor da pele clara: Intensidade: 6-8 / Sessões: 3-4

Cor da pele castanha clara: Intensidade: 5-7 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha e castanha média: Intensidade: 1-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Rosto e zona à volta da boca

Cor da pele clara: Intensidade: 6-8 / Sessões: 3-4

Cor da pele castanha clara: Intensidade: 4-6 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha média: Intensidade: 1-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha: Intensidade: 1-3 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Nota:

- Utilizar durante 6-10 vezes como ciclo de depilação.
- Utilizar uma vez de duas em duas semanas para um máximo de seis sessões.
- Utilizar uma vez de quatro em quatro semanas para as sessões 6 a 10.
- Se tiver um crescimento de pêlos novos e finos após um tratamento completo, faça uma sessão a cada 2-3 meses nesse local e continue a melhorar os resultados.
- Para obter resultados óptimos, sugere-se que, em áreas de pelo grosso, utilize mais vezes durante um período de tempo mais longo.
- A utilização varia de pessoa para pessoa. Utilize com menos frequência quando a área do pelo crescer um pouco, cerca de 30%.

7. Notas sobre o funcionamento do aparelho

7.1 Não apontar o flash para perto ou diretamente para os olhos durante a utilização.

7.2 Após o funcionamento, é normal que a pele fique um pouco avermelhada, pode arrefecer a zona com água gelada ou com uma toalha húmida fria.

7.3 Não limpe a janela do flash diretamente com álcool em spray.

7.4 Não utilizar em conjunto com outros cosméticos, tais como produtos de gel de água.

7.5 Tente não comer alimentos sensíveis à luz durante a operação (como espinafres, couve, mostarda, etc.).

7.6 Para obter melhores resultados, utilize a regulação da intensidade em níveis mais elevados (Atenção: só depois de seguir as instruções acima).

7.7 Quanto mais escura for a sua pele, a reação cutânea pode não ser tão evidente e demorar algum tempo a manifestar-se; neste caso, respeite o período de espera de 2 horas antes de aumentar a intensidade.

7.8 Continue a cuidar da sua pele, hidratando-a e protegendo-a do sol após a utilização deste produto.

7.9 Evite os raios UV durante a utilização e proteja sempre a sua pele quando estiver ao sol. Evite também a exposição prolongada à radiação do computador durante o trabalho, utilizando um protetor solar.

7.10 Não bloqueie a entrada e a saída de ar enquanto o equipamento estiver em funcionamento, para não afetar o arrefecimento do dispositivo.

7.11 Os pêlos colados ao aparelho podem causar alguns pontos em branco, mas não afectam o desempenho do aparelho nem a sua utilização normal.

7.12 No último período de vida, aparecerão diferentes graus de pontos negros na parede interior da lâmpada, o que é o resultado do processo normal de envelhecimento dos tubos. Não se preocupe, continue a utilizá-la normalmente dentro dos parâmetros especificados.

7.13 Este produto não é à prova de água, evite o contacto com a água.

7.14 Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da corrente eléctrica.

7.15 Não guarde o aparelho perto de campos magnéticos fortes, humidade, pó ou a temperaturas elevadas.

7.16 Evitar danos e manter o aparelho fora do alcance e da vista das crianças.

7.17 É proibido utilizá-lo para outras aplicações não previstas no presente manual.

7.18 É proibido tentar abrir ou reparar este aparelho, exceto por pessoas autorizadas, pois pode haver perigo de choque eléctrico.