

MANUEL D'UTILISATION DE L'APPAREIL D'ÉPILATION

1. RESUME DU PRODUIT

1.1 Description des boutons




2. EXPLICATION DU PRINCIPE

L'appareil utilise la technologie IPL cosmétique photonique avancée internationale, qui irradie directement la peau avec une lumière pulsée intense pour produire l'effet photobiochimique. D'une part, il permet la régénération des fibres de collagène et des fibres élastiques de la peau, restaure l'élasticité cutanée, améliore la microcirculation faciale et élimine ou atténue les rides. D'autre part, la lumière pulsée intense peut pénétrer la peau et être absorbée sélectivement par la masse pigmentée et les capillaires des tissus. Sans détruire les tissus cutanés normaux, l'énergie thermique provoque la coagulation sanguine et la destruction de la masse pigmentée par décomposition thermique, pour traiter la dilatation capillaire, éliminer les taches pigmentaires et les poils en excès, etc.

3. INTERDICTIONS D'UTILISATION

Informations importantes de sécurité - veuillez lire avant utilisation :

Reportez-vous au type de peau à la page 2 [image de contrôle de la couleur de la peau]. Si vous êtes de type VI, n'utilisez pas cet instrument, car il est susceptible de provoquer des réactions indésirables à la peau, telles que pigmentation et dépigmentation, rougeurs et gonflements importants ou brûlures.



4. PRECAUTIONS DE SECURITE

Attention particulière

- N'appliquez aucun gel ni produit de soin (gel d'aloë vera, etc.) avant utilisation.
- Assurez-vous d'assembler et d'utiliser le produit conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation.
- Veuillez lire attentivement le « Manuel d'utilisation » et le conserver pour référence ultérieure.
- Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter le service client en ligne dans la langue requise.
- **DANGER** : Contenu susceptible de provoquer des blessures corporelles en cas de mauvaise utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : Contenu dangereux en cas de mauvaise utilisation.
- **ATTENTION** : Contenu susceptible de causer des dommages corporels ou matériels en cas de mauvaise utilisation.
- Remarque concernant le symbole d'avertissement : Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas ce produit à proximité de baignoires, de lavabos, de vasques à eau ou d'autres ustensiles contenant de l'eau. Veuillez garder ce produit et l'adaptateur secteur au sec.
- Si le produit est endommagé, veuillez ne toucher aucune pièce interne afin d'éviter tout choc électrique.
- N'insérez aucun objet dans le produit et ne le placez pas n'importe où
- N'utilisez pas ce produit près des yeux. Le port de lunettes de protection est une pratique courante qui protège l'utilisateur. Si vous utilisez le produit près des yeux, les lunettes de protection peuvent ne pas bloquer complètement l'énergie, et la lumière sera absorbée par la mélanine de l'iris à courte distance ;
- Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection chaque fois que vous utilisez ce produit. Bien que la lumière n'affecte pas directement vos yeux, la lumière clignotante à haute fréquence peut affecter votre vision ;
- Lorsque vous souhaitez vous épiler le dos, vous pourriez avoir besoin d'une personne pour vous aider. C'est notre recommandation, car nous craignons que vous ne couriez un risque si vous l'utilisez seul(e) ;
- Si vos poils mesurent plus de 1 mm, veuillez les raser au préalable. Si les poils en excès absorbent la chaleur à la surface de la peau, cela provoquera des rougeurs et un gonflement, et les poils brûlés dégageront une odeur particulière, ce qui affectera votre expérience d'utilisation du produit ;
- Si la peau de la zone irradiée n'est pas sèche ou propre, cela affectera l'efficacité du produit et pourrait empêcher son utilisation ou provoquer des clignotements accidentels ;
- Nous manquons de données sur l'utilisation du produit chez les enfants de moins de 15 ans. Nous vous recommandons donc de veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans n'entrent pas en contact avec le produit. Veuillez également vous tenir à l'écart des enfants de moins de 15 ans lors de l'utilisation de l'appareil.

- Veuillez utiliser différents niveaux d'intensité lumineuse pour les différentes parties du corps, car leur teint est différent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un spécialiste du service de maintenance du fabricant ou d'un service similaire

Avertissement

- Ne pas utiliser d'antitranspirants immédiatement après l'exposition des aisselles ;
- Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement la saleté sur le portail d'irradiation pour éviter les brûlures et les dysfonctionnements pendant l'utilisation ;
- Ne placez pas le portail d'irradiation à proximité d'objets facilement démagnétisables afin d'éviter les dysfonctionnements et les dommages ;
- Ne l'utilisez pas lorsque l'évent de ventilation est obstrué, car cela pourrait provoquer de la fumée et un incendie ;
- Ne dirigez pas le portail d'irradiation vers des objets noirs afin d'éviter un fonctionnement anormal de l'appareil ;
- N'éclairez pas les vêtements, les cheveux et autres objets afin d'éviter les brûlures, la décoloration et les dommages ;
- Ne pas utiliser sur les animaux domestiques afin d'éviter les blessures ;
- Ne pas utiliser ce produit près des yeux afin d'éviter les lésions oculaires ;
- Après utilisation, veuillez essuyer les poils et les produits de soin de la peau fixés à l'épilateur afin d'éviter les dysfonctionnements et les lésions cutanées ;
- Ne pas utiliser à proximité d'enfants. L'épilateur émet une lumière intense et peut facilement blesser les yeux des enfants.
- Veuillez régler l'intensité d'irradiation en fonction de votre type de peau. Assurez-vous d'utiliser le premier niveau lors de la première utilisation ;
- Si la peau devient légèrement chaude et rouge après utilisation, ceci est normal ;
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance après sa mise en marche. Veuillez l'éteindre immédiatement après utilisation ;
- Nettoyez la peau pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu de poils à sa surface, qu'elle est parfaitement sèche et exempte de substances grasses et de taches ;
- Si la différence de température ambiante dépasse 20 degrés (de basse à haute température, ou inversement), veuillez éteindre l'appareil et le laisser reposer environ 2 heures avant de le réutiliser ;
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs et les stations-service, etc.), car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique ;
- La température ambiante pour cet épilateur est de 0 à 45 °C. Veuillez vérifier la température ambiante avant utilisation ;
- Dans les 24 heures suivant l'irradiation, veuillez éviter les rayons ultraviolets directs ;
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou aux rayons ultraviolets pendant une période prolongée, car cela l'endommagerait gravement ;

- Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (aucun bruit n'est audible) après la mise en marche, ne l'utilisez pas afin d'éviter tout dysfonctionnement tel que de la fumée ou un incendie

Communauté et situation inadaptées

- Ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes, pendant leurs règles, aux personnes ayant des cicatrices, diabétiques, une peau fragile ou photosensible ;
- Les maladies cardiaques graves, l'hypertension modérée à sévère, les tumeurs malignes, la folliculite, les maladies infectieuses de la peau, les brûlures et les troubles de la coagulation sont interdits ;
- Ne pas utiliser en cas de métabolisme anormal du collagène, notamment en cas d'antécédents de cicatrices et de mauvaise cicatrisation ;
- Patients atteints de maladies vasculaires, telles que des varices et une vasodilatation au niveau de la zone irradiée ;
- Ne pas utiliser si votre peau est sensible à la lumière et sujette aux éruptions cutanées ou aux allergies ;
- Ne pas utiliser si la zone irradiée est infectée, en cas d'herpès simplex, de lésions cutanées ou d'hématome ;
- Les maladies immunosuppressives (y compris l'infection par le VIH, le lupus érythémateux, la porphyrie, etc.) sont interdites ;
- Ce produit est contre-indiqué chez les patients souffrant de troubles de la coagulation, ainsi que chez ceux qui utilisent de l'isotrétinoïne, des acides de fruits (AHA), de l'acide salicylique (BHA) ou de l'acide azélaïque.
- Veuillez utiliser ce produit avec précaution si vous avez utilisé une épilation chimique au cours des 30 derniers jours, si vous avez utilisé des produits éclaircissants pour la peau récemment ou si vous avez utilisé des ingrédients à base de vitamine A.
- Ne pas utiliser simultanément avec des produits à base d'huiles essentielles. Veuillez vous assurer que la peau de la zone à éclaircir est propre et sèche, et qu'aucune lotion, lubrifiant ou autre cosmétique n'est utilisé.
- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'efficacité du produit et même l'endommager.
- Ce produit est contre-indiqué pendant la prise d'aspirine, d'immunosuppresseurs, d'isotrétinoïne et d'autres médicaments. L'utilisation récente de médicaments photosensibilisants (tels que la tétracycline et les sulfamides) est également contre-indiquée

Ne pas utiliser sur les parties du corps ou dans les conditions suivantes :

- 1/Intra-oral, organes génitaux, muqueuses, etc.
- 2/Chirurgie plastique
- 3/Mal de gorge
- 4/Globe oculaire, paupière, contour des yeux

5/Tête

6/Zone acnéique

7/Tatouage, peinture corporelle

8/Sourcils, cheveux

9/Oreille

10/Mamelon, aréole

11/Intérieur du nombril

12/Grosse veine

13/Tatouage, peinture corporelle

(Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute quant à l'utilisation de ce produit, nous vous recommandons de consulter un médecin.)

Remarques

1. Ne pas utiliser l'appareil sur une peau naturellement foncée.
2. Ne pas s'exposer avant l'épilation.
3. Avant de se raser, veuillez vous raser d'abord (ne pas utiliser de méthode d'épilation chimique).
4. Assurez-vous de démarrer en première vitesse lors de la première utilisation.
5. Lors de la préparation de l'épilation, assurez-vous que la fenêtre d'épilation est proche de la peau, puis effectuez l'opération d'épilation.
6. Interdit d'utiliser dans un environnement sombre.
7. Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation.
8. Ne pas utiliser en plein soleil pour éviter une panne de l'appareil.
9. Ne pas heurter ou secouer violemment cet appareil.
10. Ne pas débrancher directement sans avoir éteint l'appareil pour éviter de l'endommager.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil d'épilation pendant une pause, veuillez vous assurer que l'entrée est orientée vers le haut et l'écran LCD vers le bas, ce qui favorise la dissipation de la chaleur et le refroidissement

5. SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Principe de l'appareil		Technologie de beauté par photons IPL	
Poids net de l'appareil		260g	
Zone d'irradiation		3 cm ²	
Spectre d'instruments		≥530nm	
Tension nominale		12 V CC	
Puissance d'entrée		24W/36W/48W (La puissance réelle du produit est indiquée sur l'étiquette du boîtier)	
Environnement de transport et de stockage		Environnement de fonctionnement	
Température de stockage	-20-50°C	Température de fonctionnement	5-40°C
Humidité	10 % - 90 % HR	Humidité	10 % - 90 % HR
Pression relative	700 - 1060 hPa	Pression relative	700 - 1060 hPa

6. INTRODUCTION A L'UTILISATION

6.1.Préparation à l'utilisation

1. Veuillez d'abord retirer les poils de la surface de la peau. Assurez-vous de mouiller les poils et d'effectuer un bon traitement cutané préalable en utilisant la méthode de grattage humide, afin que les poils sous la surface de la peau puissent être absorbés par la source lumineuse pour garantir l'efficacité du traitement. Si les poils ne dépassent pas 2 mm, vous pouvez utiliser l'appareil sans rasage.

2. Nettoyez la peau et assurez-vous qu'il n'y a pas de poils à sa surface, qu'elle est complètement sèche et exempte de toute substance grasse. Avant d'utiliser l'épilateur photonique, il est strictement interdit d'appliquer du condenseur, du gel d'aloé vera ou d'autres produits, sinon la lumière ne fonctionnera pas (seuls les gros appareils utilisés dans les salons de beauté doivent être utilisés, mais pas pour un usage domestique).

6.2.Étapes d'utilisation

1. Sortez l'appareil et nettoyez le filtre de la tête de l'appareil avec un chiffon doux.
2. Avant d'utiliser cet appareil pour l'épilation, veuillez mouiller les poils et les gratter avec un rasoir
3. Branchez l'adaptateur secteur ; l'écran de l'appareil affiche alors « OFF ».
4. Appuyez longuement sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que l'écran s'allume (l'appareil est allumé lorsque le contenu de l'écran change).
5. Lorsque le contenu de l'écran passe de « clignotant » à « fixe », cela signifie que l'épilateur est prêt (le premier clignotement est intense, les yeux peuvent ne pas s'y habituer ; veuillez porter des lunettes de protection pour réduire l'inconfort oculaire).

6. Le contenu de l'écran est « fixe » et l'appareil est en état « prêt » (clignotement). Si le contenu de l'écran n'a pas changé, essayez de débrancher l'adaptateur secteur et de redémarrer l'appareil.

7. Appuyez l'épilateur verticalement sur la peau à un angle de 90° pour vous assurer que la peau est entièrement épilée contact, et le « numéro » affiché à l'écran clignotera. (Lors de la première utilisation de l'appareil d'épilation, une sensation de « micro-courant » peut être ressentie en raison de l'inconfort de la peau. Il s'agit d'une réaction normale du corps humain, non due à une fuite de l'appareil.)

8. Une fois l'appareil collé à la peau, appuyez doucement sur le bouton « flash ». L'appareil émettra un flash, accompagné d'un crépitement clair. Vous ressentirez simultanément une sensation de chaleur. (Si la température est trop élevée, cela signifie que le niveau de puissance choisi est trop élevé. Il est recommandé de commencer par le niveau 1.)

9. Après avoir utilisé l'appareil pour émettre un flash, changez la zone d'épilation. Lorsque l'énergie est prête, l'indicateur de vitesse sur l'écran sera allumé en permanence et vous pourrez répéter l'étape 7 ci-dessus.

10. Utilisez la première vitesse pour tester la peau. En l'absence de réaction indésirable après 24 heures, vous pouvez ajuster la vitesse d'énergie à l'aide du bouton marche/arrêt. La vitesse d'énergie est divisée en 5 niveaux.

11. Suivez ces étapes pour épiler la zone de votre choix. Un cycle d'épilation comprend généralement trois impulsions. Commencez par épiler l'ensemble du corps, puis répétez l'opération une deuxième et une troisième fois.

12. Veuillez effectuer un flash aussi proche que possible du dernier flash pour traiter complètement la zone souhaitée.

13. Après utilisation, veuillez appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil (après l'arrêt, le produit effectuera un compte à rebours jusqu'à l'arrêt complet). L'écran affichera « OFF » et l'alimentation sera coupée. Enfin, nettoyez la tête et le boîtier

Présentation du modèle

Mode de lecture continue (pour les grandes zones comme les bras et les jambes) :

Placez la sortie lumineuse sur la zone à traiter et assurez-vous qu'elle épouse parfaitement la peau. Le voyant du capteur d'épilation s'allume alors, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez longuement sur le bouton flash et commencez immédiatement à déplacer l'appareil lentement et uniformément sur la peau, en maintenant l'appareil en contact avec celle-ci. Le flash est émis à intervalles réguliers. Maintenez l'appareil en mouvement et faites glisser les poils d'avant en arrière deux fois sur la zone à épiler. Cela permet de couvrir la zone uniformément et d'éviter les zones non épilées.

Conseil : La vitesse de déplacement de l'appareil sur la peau peut être ajustée en fonction de la fréquence du flash, pour une couverture plus uniforme. La fréquence du

flash est plus élevée en première vitesse, plus faible en deuxième vitesse, et plus la vitesse est élevée, plus la fréquence d'émission de la lumière est faible

Mode de lecture unique (convient aux petites zones comme les doigts). Placez la sortie lumineuse sur la zone à épiler et assurez-vous qu'elle soit bien en contact avec la peau. Le voyant du capteur d'épilation s'allume alors, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour démarrer l'épilation. Déplacez la tête de la lampe sur la zone suivante, attendez que le voyant blanc du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton flash pour répéter l'opération ci-dessus.

Conseil : Si votre peau commence à chauffer pendant l'épilation, faites une pause de quelques secondes, laissez la sortie lumineuse refroidir, puis reprenez l'épilation

TABLEAU DE REFERENCE DU CYCLE THERAPEUTIQUE

1 à 4 semaines	5 à 6 semaines	7 à 8 semaines	Plus de 8 semaines
2 à 3 fois par semaine. Plus de 75 % des cheveux commencent à tomber naturellement.	Deux fois par semaine. De nouveaux cheveux tombent et la repousse est ralentie.	Une fois par semaine. Les cheveux s'affinent et se raréfient, la repousse n'étant plus possible.	1 à 2 fois par semaine. À utiliser de manière sélective en fonction de l'état de croissance des cheveux (lorsque les cheveux poussent, il)

7.SOINS APRES UTILISATION

Précautions après l'épilation

- Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau pendant les 6 heures suivant l'épilation. Ensuite, une lotion hydratante peut être utilisée pour hydrater la zone irradiée.
- N'utilisez pas de parfums, de masques ou de cosmétiques contenant des microbilles après l'épilation. Évitez l'exposition aux UV pendant 24 heures après l'épilation et appliquez une crème solaire si nécessaire.
- L'exposition au soleil est susceptible de provoquer un assombrissement de la peau ou des coups de soleil. L'irradiation à ce moment-là provoquera des rougeurs, des gonflements et une inflammation. Par conséquent, pendant l'utilisation de ce produit, veillez à ne pas vous exposer au soleil et le temps de réparation des coups de soleil ne doit pas être inférieur à 1 semaine.
- Le bronzage artificiel n'est pas autorisé pendant l'épilation.
- Si vous avez besoin d'une chirurgie esthétique après l'épilation (uniquement pour la zone épilée), consultez votre médecin.
- Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre chirurgien.

Nettoyage et entretien

- Afin de garantir les meilleurs résultats et la plus longue durée de vie du produit, veuillez le nettoyer avant et après chaque épilation pour éviter l'accumulation de poils et de poussière. Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit ne sera pas efficace.
- Avant de commencer le nettoyage, l'appareil doit être éteint et débranché pour permettre à la machine de refroidir.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer et nettoyer la surface du miroir de la sortie lumineuse.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière à une température de -10 à 60 °C.
- Ne lavez jamais le produit et ses accessoires dans le robinet ou le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de billes d'acier, de nettoyeurs abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides corrosifs (essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.
- Remarque : Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser quelques gouttes d'alcool à haute concentration (pas plus de 96 %) pour nettoyer les parties mentionnées ci-dessus.

Protection de l'environnement

Lors de la mise au rebut du produit, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Vous devez l'envoyer à un centre de recyclage désigné. C'est bon pour l'environnement.



8. DEPANNAGE

Ce chapitre décrit les problèmes les plus courants rencontrés lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations suivantes, veuillez contacter le service client de votre pays.

Description du problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil/l'adaptateur secteur chauffe pendant l'utilisation	Ceci est un phénomène normal	Aucune action n'est nécessaire.
J'ai appliqué l'épilateur sur la peau et [le numéro a clignoté], mais le ventilateur de refroidissement s'est mis en marche.	La protection contre la surchauffe a été activée.	Lorsque la protection contre la surchauffe se déclenche, le ventilateur continue de fonctionner en continu. Ne mettez pas l'appareil hors tension, veuillez attendre qu'il refroidisse pendant plus de 15 minutes avant de continuer à l'utiliser.
[Flash prêt] clignote, mais l'appareil ne clignote pas lorsque j'appuie sur le bouton flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Réinitialisez l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.
Je ne peux pas augmenter ou diminuer l'intensité du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Réinitialisez l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.
L'appareil dégage une mauvaise odeur pendant l'utilisation.	Les accessoires ou les filtres sont trop sales. Vous n'avez pas complètement retiré les poils de la zone à traiter. Ces poils peuvent brûler et dégager une mauvaise odeur.	Veuillez nettoyer soigneusement les accessoires. Veuillez retirer les poils à la surface de la peau avant d'utiliser cet instrument.
Pendant le traitement, la peau est plus sensible que d'habitude / douleur insupportable pendant l'utilisation de l'appareil.	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée	Veuillez vérifier que le réglage d'intensité lumineuse approprié est sélectionné. Veuillez réduire le réglage si nécessaire.
La réaction cutanée a été plus longue que d'habitude à la fin du traitement. Je ne suis pas satisfait(e) du résultat du traitement.	Vous n'avez pas complètement retiré les poils de la zone à traiter	Veuillez retirer les poils à la surface de la peau avant d'utiliser cet instrument.
	Le filtre ultraviolet à la sortie est endommagé.	Une fois le filtre UV endommagé, n'utilisez plus cet appareil. Veuillez contacter le service client de votre pays.
	Vous utilisez cet appareil là où il n'est pas adapté. L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée.	N'utilisez pas cet appareil sur les zones suivantes : mamelon, aréole, petites lèvres, vagin, anus, ainsi qu'à l'intérieur des narines et des oreilles. Les utilisateurs masculins ne doivent pas utiliser le produit sur le visage ou le scrotum
	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop faible.	Cet appareil n'est pas adapté à votre peau. Si votre phototype est VI ou V, si vous avez la peau brune-noire ou foncée, veuillez ne pas utiliser cet appareil
		La prochaine fois, choisissez une intensité lumineuse plus faible. Veuillez vous référer à la section « Test cutané » du mode d'emploi.
		Veuillez choisir un réglage plus élevé la prochaine fois.

	<p>Vous n'avez pas brillé à nouveau autour de la zone traitée précédemment.</p> <p>Cet appareil n'a aucun effet sur la couleur de vos poils.</p> <p>La fréquence d'utilisation de l'appareil est insuffisante.</p> <p>Votre réaction au traitement IPL peut être lente.</p>	<p>Veillez émettre un flash aussi près que possible de la zone précédente.</p> <p>Vous devez éliminer tous les poils. Il est recommandé de suivre la procédure de traitement recommandée. Vous pouvez raccourcir l'intervalle entre les traitements, mais pas plus d'une fois toutes les deux semaines.</p> <p>Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois, car les poils repousseront pendant cette période, mais continueront à diminuer</p>
--	---	--

9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

À compter de la date d'achat, la garantie de l'ensemble de la machine est de 12 mois. L'un des éléments suivants ne peut être considéré comme une garantie, même pendant la période de garantie :

1. Non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance entraînant des dommages au produit.
2. Dommages causés au produit par une mauvaise utilisation (lavage, immersion, etc.).
3. Dommages causés au produit par le dépassement des conditions d'utilisation autorisées (température élevée, corrosion, etc.).
4. Dommages causés au produit par des forces externes anormales (chute, extrusion, impact, etc.).
5. Dommages causés au produit par un cas de force majeure (incendie, inondation, foudre, etc.).
6. Dommages causés par l'utilisation de pièces et d'extensions non d'origine.

En cas de modification de la liste ci-dessus, les réglementations pertinentes nouvellement formulées par notre société ou les lois et réglementations pertinentes mises à jour par l'État prévaudront